

DER LEICHTESTE CARBON ROLLATOR AUF DEM MARKT



Leichtigkeit & Stabilität durch Carbon Technologie

Der XEON ist mit 4,8 kg Gewicht¹ der bisher leichteste Rollator auf dem Markt. Trotz des geringen Eigengewichts überzeugt der XEON durch ein maximales Benutzergewicht bis 150 kg.



Sicherheit durch Sichtbarkeit

Reflektoren an Rädern, Rahmen, Griffen und Tasche sorgen auch in der Dunkelheit dafür, dass Sie von allen Seiten gesehen werden können.



Einhändige Bedienung

Die Tasche des XEON ist mit einem Magneten ausgestattet, sodass Sie diese mit einer Hand öffnen können, ohne den sicheren Halt zu verlieren.



Individualisierbar

Der XEON wird bereits mit Einkaufstasche und Stockhalter geliefert. Mit der breiten Produktpalette an Zubehör lässt sich der Rollator auf Ihre Bedürfnisse anpassen.



Klapp- und tragbar

Durch das geringe Gewicht des XEON und ein einfaches Verschlusssystem für das Zusammenklappen, ist der XEON leicht transportierbar.

*Erhältlich nur im
Sanitätshaus
mit dem 😊*


XEON
Carbon Fiber

*Rundum
Reflektoren*





Technische Daten	M	L
Gesamtgewicht ³	4,8 kg	4,9 kg
Größe (B x L x H)	62 x 68 x 72-85 cm	62 x 68 x 80-100 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm
Sitzhöhe	54 cm	63 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg	150 kg
Einkaufstasche	0,43 kg	0,43 kg
Max. Füllgewicht Tasche	5 kg	5 kg
Transportgröße	22 x 68 x 82 cm	22 x 68 x 86 cm
Räder (D x B)	200 x 35 mm	200 x 35 mm
Artikelnummer	XRBM55SA	XRBL60SA
UVP	499,00 €	499,00 €



Exklusivprodukt des Franchiseunternehmens:

Sanitätshaus Aktuell AG
Auf der Höhe
53560 Vettelschoß
www.sani-aktuell.de

Telefon: +49 (0) 2645 95 39-0
Telefax: +49 (0) 2645 95 39-90
E-Mail: info@sani-aktuell.de

Hersteller:

Rehasense® Europe

Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

www.rehasense.com
info@rehasense.com



REHASENSE

³ angegebenes Gewicht ohne Einkaufstasche



XEON Carbon Rollator

Der Leichteste seiner Klasse

Nur erhältlich bei Ihrem Sanitätshaus mit dem Lächeln!

Exklusivprodukt XEON

Einfach, leichter Transport

Durch das geringe Gewicht des XEON, den einfachen Druckknopf zum Verschließen und sein handliches Format von nur 22 cm Breite beim Einklappen ist der XEON der ideale Begleiter für unterwegs. Egal ob Treppe oder Mitnahme im Auto, der XEON ist mit dabei.

Material und Farbe: Carbon



Stabilität & Schlichtheit vereint

Carbonfasern verleihen dem XEON seine Stabilität. Trotz seines geringen Eigengewichts von 4,8 kg² ist der XEON bis 150 kg Benutzergewicht belastbar. Farblich schlicht gehalten in der Farbe Carbon schwarz, kann er geschlechterunabhängig genutzt werden und passt zu jedem Outfit.


In wenigen Handgriffen einsatzbereit

Transport



22cm

*Kleinwagen?
Kein Problem!*



Öffnen




Aufziehen



Einrasten

Sicherheit trifft auf...



Leichtigkeit!

Individualisieren Sie Ihren Rollator

Wer es ausstattungstechnisch individuell mag, hat vielfache Möglichkeiten den XEON zu adaptieren. Ob Rückengurte in verschiedenen Ausführungen für kleine Atempausen beim Einkaufen, Softbereifung zum Dämpfen von Stößen oder Unebenheiten, ein Tablett für das Servieren von Kaffee oder ein zusätzliches Einkaufsnetz zur Montage unter den Sitz, mit dem XEON können Sie sich für alle Eventualitäten rüsten. Sie sind oft noch im Dunkeln unterwegs und wollen noch besser sichtbar sein, als ohnehin schon, durch die rundum Reflektoren? LED-Licht in weiß und rot für vorne und hinten kann für noch bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr sorgen. Auch gegen Regen und geringe Greifkraft gibt es Abhilfe, wie beispielsweise der Rollatorschirm mit Schirmhalter oder ein einhändiges Bremssystem. Sie benötigen vorübergehend einen Tropf? Infusionshalter und weiteres Zubehör kann an den XEON angepasst werden. Werfen Sie einfach einen Blick in den Zubehörflyer des XEON Carbon Rollators!



Ihr Sanitätshaus mit dem Lächeln empfiehlt

Ergonomische Anpassung empfohlen

Carbon Rollatoren sind wunderbar leichte Begleiter, doch Obacht: Durch ihr geringes Eigengewicht ist eine Anpassung des Rollators an Ihre ergonomischen Körpermaße von großer Bedeutung und ausdrücklich empfohlen. Häufig werden Rollatoren zu hoch eingestellt, sodass der Nutzer nicht mehr im, sondern hinter dem Rollator geht. Hier kann es zu Körperschiefstellungen kommen, die vermieden werden können. Lassen Sie sich gerne beraten und finden Sie die perfekte XEON Größe für sich heraus. Ihr Sanitätshaus mit dem Lächeln passt den XEON Carbon Rollator perfekt auf Sie ab.



Einstellen der Griffhöhe



Perfekter Stand im Rollator