



Maskenkatalog

seit
1988

Burbach+Goetz
Deutsche Sanitätshaus GmbH



Stegemannstraße 5 – 7
56068 Koblenz

Telefon: 0261 13388-0
Telefax: 0261 13388-22

www.burbach-goetz.de

info@burbachgoetz.de

ResMed.com

Inhalt



Maskenwechsel	4
NASENPOLSTERMASKEN	
AirFit™ P30i	8
AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	10
Swift™ FX / Swift™ FX for Her	12
NASENMASKEN	
AirFit™ N30i / AirFit™ N30i QuietAir	14
AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	16
AirFit™ N20 Classic	18
Mirage™ FX / Mirage™ FX	20
Mirage™ FX for Her	22
Activa LT	24
Micro	26
FULL FACE MASKEN	
AirFit™ F30i	28
AirFit™ F30	30
AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	32
AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	34
Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	36
Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her	38
Mirage™ Quattro	40
NV MASKEN	
Quattro™ Air NV	42
Quattro™ FX NV	44
Ultra Mirage™ NV Full Face	46
KINDERMASKEN	
Pixi™	48
HOSPITALMASKEN	
AcuCare™ F1-0	50
AcuCare™ F1-1	50
AcuCare™ F1-4	50
ZUBEHÖR SELBSTZÄHLERPRODUKTE	
Masken für AirMini™	54
Masken mit QuietAir™	56
AirTouch™ Maskenkissen	57
Gecko™ Nasenpolster	58
ResMed Reinigungstücher	58
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN	
Weiteres Maskenzubehör	52
Reinigung & Desinfektion	59
Technische Spezifikationen	59
Hilfreiche Materialien & Tools	59



Masken für die Schlaf- und Beatmungstherapie

Wir bieten ein breites Sortiment an Masken für viele Gesichtstypen, für Männer, Frauen und Kinder. Finden Sie in diesem Katalog die richtige Maske gemäß den Atmungs- und Therapieanforderungen Ihrer Patienten, deren Lebensstil und Bedürfnissen.

ResMed überarbeitet regelmäßig sein Maskenportfolio mit dem Ziel, Ihnen eine solide Basis für eine langfristig hervorragende Versorgungsqualität anzubieten.

In der Folge werden immer wieder ältere Maskenmodelle abgekündigt und durch neue, innovative Masken ersetzt.

Für einen bequemen Wechsel von einer alten oder abgekündigten Maske auf unsere neuen oder bewährten Masken haben wir einen **Leitfaden** und weitere unterstützende Materialien für Sie entwickelt. Die Wahl des richtigen Modells und der richtigen Größe wird damit erleichtert.

Diesen Leitfaden und weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten und hier auf [ResMed.de](https://www.resmed.de)



Maskenwechsel – leicht gemacht

Nasenpolster-Masken		Aktuelle Masken				Optional keine Kassenleistung
		AirFit P10	foxAirFit P10	Swift FX	foxAirFit FX	foxAirFit P10i
Abgekündigte Masken	Polstergrößen	S/M/L	XS/S/M	S/M/L	XS/S/M	Rahmen STD eher für Männer, Rahmen S eher für Frauen empfohlen siehe auch „Anleitung zur Ermittlung der P30i/N30i Rahmengröße“ auf ResMed.de
Swift™FX Bella Gray1	S/M/L	●		●		
Swift™FX Bella1	XS/S/M		●		●	
Swift™LT1	S/M/L	●		●		
Swift™I1	S/M/L	●		●		

Erläuterungen: ● Empfehlung, ● weitere Alternativen
Stand: 01.04.2021 abgekündigt

Nasenmasken		Aktuelle AirFit Masken								Optional	
		Kissen-Größen S, M, L oder STD Kissen-Größen S, M, L oder STD separat bestellen				AirFit N30M		AirFit N20 M Classic AirFit N20 /		Mirage FX™	
Abgekündigte Masken	Kissen-Größen S (for Her)	W	M	L	S	L		W		Mirage FX™	
	STD	•			•	•		•			
	W		•			•		•		•	
AirFit™ N101	S (for Her)			•		•			•		•
	STD	•			•		•		•		
	W		•			•		•		•	
Swift™FX Nano2	STD			•			•			•	
	W		•			•		•			•
	STD			•		•			•		•
Ultra Mirage™II2	L	Größemittels				Größe mittels					
	Sh	Anpassungs- schablone ermitteln				Anpassungs- schablone ermitteln					
	Sh-W							•			
Ältere Masken											
Mirage Activa™ LT	S	•			•			•		•	
	M		•			•			•		•
	L		•			•			•		•
	LW			•	•		•				•
Mirage™ Micro	S	•			•			•		•	
	M		•			•			•		•
	L		•			•			•		•
	LW			•	•		•				•
	XL				•		•		•		•
Mirage FX	for Her	•			•			•			
	STD		•			•			•		
	W			•	•	•			•		

Erläuterungen: • Empfehlung, • weitere Alternative; 1 nicht mehr verfügbar, 2 zum 30.04.2021 abgekündigt,
³ Rahmen STD eher für Männer, Rahmen S eher für Frauen empfohlen, siehe auch „Anleitung zur Ermittlung der P30i/N30i Rahmengröße“ auf ResMed.de

Full Face Masken		Aktuelle AirFit Masken								Optional										
		S	M	SW	W	Air-Fit F30i	M	S	AirFit F30	L	S	XS	AirFit F20 for M	AirFit F20 /	S	XS	for Her	Quattro™ Air /	Quattro™ Air /	L
Abgekündigte Masken	Kissen-größen																			
Mirage Liberty™1	S																			
	L																			
Ultra Mirage™ FF2	S-Std																			
	S-Sh																			
	M-Std																			
	M-Sh																			
	L-Std																			
	L-Sh																			
Ältere Masken																				
AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	XS																			
	S																			
	M																			
	L																			
Quattro Air / Quattro Air for Her	XS																			
	S																			
	M																			
	L																			
Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her	S																			
	M																			
	L																			
Mirage Quattro™	XS																			
	S																			
	M																			
	L																			

Erläuterungen: • Empfehlung, • weitere Alternative; 1 nicht mehr verfügbar, 2 zum 30.04.2021 abgekündigt

Für ein [Maskenschablonen-Set der AirFit20&AirFit30 Serie](#) kontaktieren Sie bitte Ihren ResMed Ansprechpartner.




AirFit™ P30i

NASENPOLSTERMASKEN

AirFit™ P30i (Selbstzählerprodukt)

Maskenset		Größen	Artikel
Lieferumfang: Maske inkl. Polster S & M, Rahmen S (Set Small) oder Rahmen STD (Set Standard), Kopfband Standard, Gebrauchsanweisung		Small Standard	63866 63865
1	Nasenpolster mit QuietAir™	Small Medium Large	63861 63862 63863
2	Maskenrahmen inkl. Kniestück und Komfortpolster	Small Standard	63841 63840
3	Kniestück / Schnellanschluss		63842
4	Kopfband	Standard	63814



Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
4 – 25 cm H2O	Nasenpolster	21

HMV - Pos. -
Nr. : 14. 24.
16. 3024

AirFit™ P10

		Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang:Maske, Nasenpolster S, M, L, Kopfband Standard, 2 Kopfband-Clips, Gebrauchsanweisung		S / M / L	62901
1	Nasenpolster	Small Medium Large	62931 62932 62933
2	Maskenrahmen inkl.Stabilisatoren, Schlauch & Drehadapter		62938
3	Kopfband, grau / blau	Standard	62935

AirFit™ P10 for Her

		Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang:Maskeinkl. Nasenpolster XS, S, M, Kopfband for Her, 2 Kopfband-Clips, Gebrauchsanweisung		XS / S / M	62911
1	Nasenpolster	Extra Small Small Medium	62930 62931 62932
2	Maskenrahmen inkl.Stabilisatoren, Schlauch & Drehadapter		62938
3	Kopfband for Her, grau / pink	Small	62936

Optionales Zubehör

		Größen / VE	Artikel
AirFit P10 Kopfband-Clips		2 Stück 10 Stück	62962 629651
AirFit N30 Kopfband, verstellbar		Standard	64216

¹Nur für den Fachhandel erhältlich

Kopfband³

Maskenrahmen²

¹ Nasenpolster

Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
4 – 20 cm H2O	Nasenpolster	21

HMV - Pos. - Nr. :
14. 24. 16. 3011

Kopfband 3

Nasenpolster 1

Verbindungsschlauch 2
(inkl. Kniestück & Drehadapter)

4

Swift FX Bella-Kopfband 5

Swift™ FX

Größen / VE

Artikel

Maskenset			
Lieferumfang: Maske inkl. Nasenpolster S, M, L, Kopfband, Komfortpolster grau, Gebrauchsanweisung		S / M / L	6 15 01
1	Nasenpolster	Extra Small Small Medium Large	61520 61521 61522 61523
2	Verbindungsschlauch inkl. Kniestück & Drehadapter	1 Stück 10 Stück	61528 615271
3	Kopfband		61529
4	Komfortpolster, grau (1 Paar)		61530
5	Swift FX- & FX Bella Gray Kopfband (als Kombi erhältlich)		61583

Swift™ FX for Her

Größen / VE

Artikel

Maskenset			
Lieferumfang: Maske inkl. Nasenpolster XS, S, M, Kopfband for Her, Komfortpolster pink, Gebrauchsanweisung		XS / S / M	61545
1	Nasenpolster	Extra Small Small Medium Large	61520 61521 61522 61523
2	Verbindungsschlauch inkl. Kniestück & Drehadapter	1 Stück 10 Stück	61528 615271
3	Kopfband for Her		61543
4	Komfortpolster, pink (1 Paar)		61544
5	Swift FX for Her- & FX Bella-Kopfband (als Kombi erhältlich)		61580

¹Nur für den Fachhandel erhältlich



Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
4 – 20 cm H2O	Nasenpolster	25



AirFit™ N30i

HMV - Pos. - Nr. :
14. 24. 16. 2083
(ohne QuietAir)

NEUE
VERSION!

NASENMASKEN

AirFit™ N30i

Maskenset

Lieferumfang: Maskenkissen, Rahmen (Small oder STD), Kopfband, Gebrauchsanweisung

1 Maskenkissen (Standard)

2 Maskenrahmen inkl. Kniestück und Komfortpolster

3 Kniestück / Schnellanschluss

4 Kopfband

Größen

S/Small
SW/Small
M/STD
W/STD
Small
Small-Wide
Medium
Wide

Artikel

63880
63881
63882
63883
63884
63886
63885
63887

AirFit™ N30i QuietAir™ (Selbstzahlerprodukt)

Maskenset

Lieferumfang: Maskenkissen mit QuietAir™, Rahmen (Small oder STD), Kopfband, Gebrauchsanweisung

o* Maskenkissen mit QuietAir™ (Selbstzahlerprodukt)

Größen

S/Small
SW/Small
M/STD
W/STD
Small
Small-Wide
Medium
Wide

Artikel

63817
63818
63819
63820
63869
63873
63870
63874

Maskenkissen 1

Maskenrahmen 2

3 Kniestück

4 Kopfband

O*

Druckbereich

4 – 25 cm H2O

Geräteeinstellung

Nasenpolster

Lautstärke in dB(A)

25 / 21 mit QuietAir



HMV - Pos. - Nr.:

14. 24. 16. 2081
(ohne QuietAir)

AirFit™ N30

Maskenset

Lieferumfang: Maskenkissen S & M, Maskenrahmen mit Standard-Ausatemsystem, Kopfband, Gebrauchsanweisung

1 Maskenkissen

Größen

Small
Medium
Small-Wide

Artikel

64205

64213
64214
64215

2 Maskenrahmen inkl. seitliche Stabilisatoren und Verbindungsschlauch

Standard

64220

3 Kopfband, einstellbar

64216

AirFit™ N30 QuietAir™ (Selbstzahlerprodukt)

Maskenset

Lieferumfang: Maskenkissen S & M, Maskenrahmen mit QuietAir™, Kopfband, Gebrauchsanweisung

0* Maskenrahmen mit QuietAir™ inkl. seitliche Stabilisatoren und Verbindungsschlauch (Selbstzahlerprodukt)

Artikel

64204

64219

2 Maskenrahmen

Maskenkissen **1**

0*

3 Kopfband

Druckbereich

4 – 20 cm H2O

Geräteeinstellung

Nasenpolster

Lautstärke in dB(A)

28



AirFit™ N20


HMV - Pos. -
Nr. : 14. 24.
16. 3030

Maskenkissen 1



Kopfband 4

Kopfband-Clip 5



NASENMASKEN

AirFit™ N20

	Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske, Kopfband Standard (in Set M & L) oder Kopfband Small (in Set S), Gebrauchsanweisung	Small Medium Large	63509 63511 63512
1 Maskenkissen	Small Medium Large	63550 63551 63552
2 Maskenrahmen		63566
3 Kniestück / Schnellanschluss mit Verbindungsschlauch		63565
4 Kopfband, grau / blau inkl. Clips	Small Standard Large	63560 63561 63562
5 Kopfband-Clip, magnetisch* (2 Stück)		63564

AirFit™ N20 for Her

	Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske, Kopfband for Her, Gebrauchsanweisung	Small	63510
1 Maskenkissen	Small	63550
2 Maskenrahmen for Her		63567
3 Kniestück / Schnellanschluss mit Verbindungsschlauch		63565
4 Kopfband for Her, grau / pink inkl. Clips		63558
5 Kopfband-Clip, magnetisch* (2 Stück)		63564

Optionales Zubehör (Selbstzahlerprodukt)

	Größen	Artikel
o AirTouch™ N20 Maskenkissen	Small Medium Large	63950 63951 63952

*Die Nutzung von Masken mit magnetischen Komponenten ist bei Patienten mit den folgenden Erkrankungen kontraindiziert:

- hämostatischer Clip aus Metall zur Behandlung eines Gehirnaneurysmas
- Metallsplitter in einem oder beiden Augen aufgrund einer penetrierenden Augenverletzung.

Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
4 – 30 cm H2O	Nasenpolster	24



AirFit™ N20 CLASSIC

HMV - Pos. -
Nr. : 14. 24.
16. 2074

NASENMASKEN

	Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske, Kopfband Standard (in Set M & L) oder Kopfband Small (in Set S), Gebrauchsanweisung	Small Medium Large	63710 63711 63712
1 Maskenkissen	Small Medium Large	63550 63551 63552
2 Maskenrahmen	Standard	63766
3 Kniestück / Schnellanschluss		63765
4 Kopfband	Small Standard	63760 63761



Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
4 – 30 cm H2O	Nasenpolster	26



Mirage™ FX

HMV - Pos. -		
Nr.	14.	24.
16. 2038		
14.	24.	16.
2044		

NASENMASKEN

Mirage™ FX

		Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang:Maske, Kopfband Standard, Gebrauchsanweisung		Standard Wide	62100 62115
1	Maskenkissen	Standard Wide	62111 62125
2	Maskenrahmen	Standard Wide	62113 62127
3	Kniestück / Schnellanschluss inkl. Drehadapter		62114
4	Kopfband, grau-blau	Standard Small	6 2 110 62138

Mirage™ FX for Her

		Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang:Maske,Kopfband for Her, Gebrauchsanweisung			62132
1	Maskenkissen	Small	62136
2	Maskenrahmen for Her	Small	62143
3	Kniestück / Schnellanschluss inkl. Drehadapter		62114
4	Kopfband for Her, grau-pink	Small	62129




Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
4 – 20 cm H2O	Nasenmaske	26



Mirage™ Activa LT

HMV - Pos. -
Nr. : 14. 24.
16. 2028

NASENMASKEN



		Größen / VE	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske, Kopfband Standard, Gebrauchsanweisung		Small	6 018 6
		Medium	6 015 1
		Large	6 015 2
		Large Wide	6 015 3
1 Maskenkissen inkl. Maskenkissen-Clip		Small	6 019 8
		Medium	6 017 7
		Large	6 017 8
		Large Wide	6 017 9
2 Maskenrahmen		Small	nicht bestellbar 601801
		M / L / LW	
3 Kniestück ohne Drehadapter			16387
4 Drehadapter			16565
5 Kniestück inkl. Drehadapter			16399
6 Stirnpolster		1 Stück	6 012 3
		10 Stück	601241
7 Stirnstütze			16393
8 MicroFit-Regler			61289
9 Maskenkissen-Clip		Small	601971
		M / L / LW	6 0176 1
10 Kopfband-Clips		2 Stück	16569
		10 Stück	167341
11 Verschlusskappen		2 Stück	16570
		10 Stück	165711
Kopfband (ohne Abbildung)		Small	16118
		Medium / STD	16733
		Large	16119


¹Nur für den Fachhandel erhältlich

Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
4 – 20 cm H2O	Nasenmaske	30



Mirage™ Micro

HMV - Pos. -
Nr. 14. 24.
16. 2027




Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
4 – 20 cm H2O	Nasenmaske	30

NASENMASKEN

		Größen / VE	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske, Kopfband Standard, Gebrauchsanweisung		Small	16338
		Medium	16339
		Large	16340
		Large Wide	16341
		Extra Large	16342
1 Maskenkissen		Small	16388
		Medium	16389
		Large	16390
		Large Wide	16391
		Extra Large	16392
2 Maskenrahmen		Small	16395
		M / L / LW / XL	16394
3 Kniestück ohne Drehadapter			16387
4 Drehadapter			16565
5 Kniestück inkl. Drehadapter			16399
6 Stirnpolster		1 Stück	6 012 3
		10 Stück	601241
7 Stirnstütze			16393
8 MicroFit-Regler			61289
9 Kopfband-Clips		2 Stück	16569
		10 Stück	167341
10 Verschlusskappen		2 Stück	16570
		10 Stück	165711
Kopfband		Small	16118
		Medium / STD	16733
		Large	16119

¹Nur für den Fachhandel erhältlich

HMV - Pos. -
Nr. : 14. 24.
16. 6061



	Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske inkl. Kissen in S, M oder W, Rahmen in Small oder Standard, Kopfband, Gebrauchsanweisung	S / Small	63310
	M / STD	63312
	W / STD	63313
1 Maskenkissen	Small	63350
	Medium	63351
	Small Wide	63352
	Wide	63353
2 Maskenrahmen inkl. Kniestück und Komfortpolster	Small	63368
	Standard	63369
	Large	63370
3 Kniestück / Schnellanschluss		63842
4 Kopfband, grau / blau, inkl. Clips	Standard	63372
5 Kopfband-Clip, magnetisch* (2 Stück)		63475
6 Komfortpolster (nichtimLieferumfangdesMaskensets enthalten)		63373

*Die Nutzung von Masken mit magnetischen Komponenten ist bei Patienten mit den folgenden Erkrankungen kontraindiziert:

- hämostatischer Clip aus Metall zur Behandlung eines Gehirnaneurysmas
- Metallsplitter in einem oder beiden Augen aufgrund einer penetrierenden Augenverletzung.

Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
4 – 30 cm H2O	Full Face	25

HMV - Pos. - Nr. :
14. 24. 16. 6012



3 Standard-Kniestück



2 Maskenrahmen



1 Maskenkissen



Kopfband-Clip 5

4 Kopfband

	Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske, Kopfband Standard, Gebrauchsanweisung	Small	64114
	Medium	64115
1 Maskenkissen	Small	64150
	Medium	64151
2 Maskenrahmen		64159
3 Standard-Kniestück / Schnellanschluss	Standard	63476
4 Kopfband inkl. Clips		64161
5 Kopfband-Clip, magnetisch* (2 Stück)		63475

Optionales Zubehör (Selbstzahlerprodukt)	Größen	Artikel
o QuietAir™ Kniestück für AirFit F20/F30		63494

*Die Nutzung von Masken mit magnetischen Komponenten ist bei Patienten mit den folgenden Erkrankungen kontraindiziert:


- hämostatischer Clip aus Metall zur Behandlung eines Gehirnaneurysmas
- Metallsplitter in einem oder beiden Augen aufgrund einer penetrierenden Augenverletzung.

Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
3 – 30 cm H ₂ O	Full Face	31 mit Standard-Kniestück 21 mit QuietAir-Kniestück



AirFit™ F20

HMV - Pos. -
Nr. 14. 24.
16. 6057



Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
3 – 40 cm H2O	Full Face	30 mit Standard-Kniestück 21 mit QuietAir-Kniestück

FULL FACE MASKEN

AirFit™ F20

	Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske, Kopfband Standard, Komfortpolster, Gebrauchsanweisung	Small Medium Large	63405 63406 63407
1 Maskenkissen	Small Medium Large	63467 63468 63469
2 Maskenrahmen inkl. Komfortpolster		63465
3 Standard-Kniestück / Schnellanschluss		63476
4 Kopfband, grau / blau, inkl. Clips	Small Standard Large	63470 63471 63472
5 Kopfband-Clip, magnetisch* (2 Stück)		63475
6 Komfortpolster (1 Paar)		63477

AirFit™ F20 for Her


	Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske, Kopfband for Her, Komfortpolster, Gebrauchsanweisung	Small Medium	63408 63409
1 Maskenkissen	Small Medium	63467 63468
2 Maskenrahmen for Her inkl. Komfortpolster		63466
3 Standard-Kniestück / Schnellanschluss		63476
4 Kopfband for Her, grau / pink, inkl. Clips	Small	63473
5 Kopfband-Clip, magnetisch* (2 Stück)		63475
6 Komfortpolster (1 Paar)		63477

Optionales Zubehör (Selbstzahlerprodukt)

	Größen	Artikel
o QuietAir™ Kniestück für AirFit F20/F30		63494
o AirTouch™ F20 Maskenkissen	Small Medium Large	63028 63029 63030

*Die Nutzung von Masken mit magnetischen Komponenten ist bei Patienten mit den folgenden Erkrankungen kontraindiziert:

- hämostatischer Clip aus Metall zur Behandlung eines Gehirnaneurysmas
- Metallsplitters in einem oder beiden Augen aufgrund einer penetrierenden Augenverletzung.



AirFit™ F10

HMV - Pos. -
Nr. 14. 24.
16. 6045

FULL FACE MASKEN

AirFit™ F10

	Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang:Maske, Kopfband Standard, Komfortpolster, Gebrauchsanweisung	Small Medium Large	63105 63106 63107
1 Maskenkissen	Small Medium Large	62737 62738 62739
2 Maskenrahmen inkl. Komfortpolster	Extra Small / Small Medium / Large	63137 63138
3 Kniestück / Schnellanschluss		62762
4 Kopfband, grau / blau	Small Standard Large	63165 63164 63166

AirFit™ F10 for Her

	Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang:Maske,Kopfband for Her, Komfortpolster, Gebrauchsanweisung	Extra Small Small Medium	63142 63143 63144
1 Maskenkissen	Extra Small Small Medium	62736 62737 62738
2 Maskenrahmen inkl. Komfortpolster	Extra Small / Small Medium / Large	63137 63138
3 Kniestück / Schnellanschluss		62762
4 Kopfband for Her, grau / pink	Small	63167

Hinweis: Die Komfortpolster sind nicht als Ersatzteil bestellbar.
Alternativ können die AirFit F20 Komfortpolster verwendet werden (63477).



Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
3 – 40 cm H2O	Full Face	28

Quattro™ Air

FULL FACE MASKEN


HMV - Pos. -
Nr. : 14. 24.
16. 6041

Quattro™ Air

		Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang:Maske, Kopfband Standard, Gebrauchsanweisung		Small Medium Large	62705 62706 62707
1	Maskenkissen	Small Medium Large	62737 62738 62739
2	Maskenrahmen	Extra Small / Small Medium / Large	62760 62761
3	Kniestück / Schnellanschluss		62762
4	Kopfband, grau / blau	Standard Small	62756 62757

Quattro™ Air for Her


		Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang:Maske,Kopfband for Her, Gebrauchsanweisung		Extra Small Small Medium	62743 62744 62745
1	Maskenkissen	Extra Small Small Medium	62736 62737 62738
2	Maskenrahmen	Extra Small / Small Medium / Large	62760 62761
3	Kniestück / Schnellanschluss		62762
4	Kopfband for Her, grau / pink	Small Standard	62758 62759



Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
3 – 40 cm H2O	Full Face	28

Quattro™ FX

FULL FACE MASKEN



HMV - Pos. -
Nr. 14. 24.
16. 6028
14. 24. 16.
6035

Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
4 – 30 cm H2O	Full Face	27

Quattro™ FX

	Größen / VE	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske, Kopfband Medium, Gebrauchsanweisung	Small Medium Large	61703 61704 61705
1 Maskenkissen	Small Medium Large	61721 61722 61723
2 Maskenrahmen	Small Medium Large	61730 61731 61732
3 Flexi-Rahmen inkl. Komfortpolster, blau	Small Medium Large	61759 6 176 0 6 176 1
4 Kniestück ohne Ventil, Clip und Drehadapter		61282
5 Drehadapter		16565
6 Ventil & Clip		61286
Kniestück (im Set) inkl. Ventil, Ventil-Clip und Drehadapter		61294
7 Komfortpolster, blau (1 Paar)		61758
8 Kopfband-Clips, blau (2er Set)		61353
9 Verschlusskappen	2 Stück 10 Stück	16570 165711
10 Kopfband, blau ohne Clips	Small Medium Large	61734 61733 61738

Quattro™ FX for Her


	Größen	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske, Kopfband for Her Small, Gebrauchsanweisung	Small Medium	62518 62519
1 Maskenkissen	Small Medium	61721 61722
2 Maskenrahmen	Small Medium	61730 61731
3 Flexi-Rahmen for Her inkl. Komfortpolster, pink	Small Medium	62510 62511
7 Komfortpolster, pink (1 Paar)		62516
8 Kopfband-Clips, grau (2er Set)		62515
10 Kopfband for Her, pink ohne Clips	Small Medium / STD	62506 62507

¹Nur für den Fachhandel erhältlich

Mirage™ Quattro

FULL FACE MASKEN

HMV - Pos. -
Nr. 14. 24.
16. 6004



Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
4 – 40 cm H2O	Full Face	28

	Größen / VE	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske, Kopfband Small (im Set XS, S) oder Kopfband Standard (im Set M, L), Gebrauchsanweisung	Extra Small Small Medium Large	61204 61205 61206 61207
1 Maskenkissen inkl. Maskenkissen-Clip	Extra Small Small Medium Large	61290 61291 61292 61293
2 Maskenrahmen	Extra Small Small Medium Large	61270 61271 61272 61273
3 Maskenkissen-Clip	Small Medium Large	6 12
4 Kniestück		74 61275 6 12
5 Sicherheitsventil AAV (Membran & Clip)		76 61287
Kniestück (im Set) inkl. Membran & Clip und Drehadapter		61286
6 Drehadapter		61294
7 Stirnpolster		16565
8 Stirnstütze		6 012 3
9 MicroFit-Regler		61288
10 Verschlusskappen		61289
Kopfband	Medium / STD Small Large	61295
11 Kopfband-Clips	2 Stück 10 Stück	16733 16118 16119

Optionales Zubehör	VE	Artikel
12 Schnelllöse-Clip mit Reißleine	1 Stück 10 Stück	6 011 5 6 0116 1

*Nur für den Fachhandel erhältlich




QuattroTM Air NV

HMV - Pos. -
Nr. : 14. 24.
16. 1022

NV MASKEN

		Größen / VE	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske, Kopfband Small (im Set XS) oder Kopfband Standard (im Set S, M, L), Schnelllöse-Clip, Gebrauchsanweisung		Extra Small Small Medium Large	62782 62783 62784 62785
1	Maskenkissen	Extra Small	62823
		Small	62824
		Medium	62825
		Large	62826
2	Maskenrahmen	Extra Small / Small	62760
		Medium / Large	62761
3	NV Kniestück / Schnellanschluss		62827
4	Schnelllöse-Clip (mit Reißleine)	10 Stück	62848
5	Kopfband	Small	62821
		Standard	62820




Druckbereich	Geräteeinstellung
4 – 40 cm H2O	Full Face



Quattro™ FX NV

NV MASKEN

HMV - Pos. - Nr. :
14. 24. 16. 1017



	Größen / VE	Artikel
Maskenset Lieferumfang:Maske, Kopfband Medium, Gebrauchsanweisung	Small	6 174 2
	Medium	6 174 3
	Large	6 174 4
1 Maskenkissen	Small	61721
	Medium	61722
	Large	61723
2 Maskenrahmen		nicht separat erhältlich
3 Flexi-Rahmen inkl. Komfortpolster	Small	61759
	Medium	6 176 0
	Large	6 176 1
4 NV Kniestück		6 176 2
5 Komfortpolster, blau ohne Clips		61758
6 Kopfband-Clips, blau (2er Set)		61353
7 Verschlusskappen	2 Stück	16570
	10 Stück	165711
8 Kopfband, blau	Small	61734
	Medium	61733
	Large	61738

¹Nur für den Fachhandel erhältlich

Druckbereich

4 – 30 cm H2O

Geräteeinstellung

Full Face



Ultra Mirage™ NV

FULL FACE MASKE

HMV - Pos. -
Nr. : 14. 24.
16. 1002



	Größen / VE	Artikel
Maskenset Lieferumfang: Maske, Kopfband Standard, Gebrauchsanweisung	Small Standard	60643
	Medium Standard	60645
	Large Standard	60647
	Small Shallow	60642
	Medium Shallow	60644
1 Maskenkissen	Large Shallow	60646
	Small Standard	16604
	Medium Standard	16605
	Large Standard	16606
	Small Shallow	16671
2 Maskenrahmen	Medium Shallow	16672
	Large Shallow	16673
3 Stützring	Small	60675
	Medium	60676
	Large	60677
4 NV Kniestück, blau	Small	16 6 74
	Medium	16675
	Large	16 6 76
5 Stirnpolster		60678
6 Stirnstütze		6 012 3
7 Anschlusskappen für Luer-Verbindungsstück		60673
8 Kniestückhalter	2 Stück 10 Stück	60681 606821
9 Kopfband-Clips		60683
Kopfband ohne Clips	2 Stück 10 Stück	60115 6 0116 1
		60917

Optionales Zubehör	Größen / VE	Artikel
10 Schnellentriegler-Clip mit Notfalleine	1 Stück 10 Stück	60618 606191
11 Gerader NV Maskenanschluss, blau (optional)		60699

¹Nur für den Fachhandel erhältlich

Druckbereich	Geräteeinstellung
4 – 20 cm H2O	Full Face



Pixi™

HMV - Pos. -
Nr. : 14. 24.
16. 2040



KINDERMASKEN

Maskenset*	
Lieferumfang:Maske, Kopfband, Verbindungsschlauch, Druckmessanschluss, Gebrauchsanweisung	
1	Maskenkissen
2	Maskenrahmensystem (Rahmen, Kissen, Verbindungsschlauch mit Drehadapter,Verschluss & Druckmessanschluss)
3	Kopfband

Größen	Artikel
Uni	61031
Uni	61033
	61035
	61034

*Die Pixi Nasenmaske ist für Kinder zwischen zwei und sieben Jahren vorgesehen.

Kopfband3

1 Maskenkissen

Maskenrahmensystem2

Druckbereich	Geräteeinstellung	Lautstärke in dB(A)
2 – 30 cm H2O	Pädiatrie / Kindermaske	40,6



AcuCare™

HOSPITALMASKEN

AcuCare™ F1-0, NV Full Face Maske

1 Maskenset
Lieferumfang: Einweg-Maske inkl. Einweg-Kopfband, Gebrauchsanweisung

Größen	Stückzahl	Artikel
Small	5 Stück 20 Stück	60786 60759
Medium	5 Stück 20 Stück	60787 60760
Large	5 Stück 20 Stück	60788 60761

AcuCare™ F1-1, NV Full Face Maske mit AAV

2 Maskenset
Lieferumfang: Einweg-Maske inkl. Einweg-Kopfband, Gebrauchsanweisung

Größen	Stückzahl	Artikel
Small	5 Stück 20 Stück	60789 60762
Medium	5 Stück 20 Stück	60790 60763
Large	5 Stück 20 Stück	60791 60764

AcuCare™ F1-4, Full Face Maske, Vented

3 Maskenset
Lieferumfang: Einweg-Maske inkl. Einweg-Kopfband, Gebrauchsanweisung

Größen	Stückzahl	Artikel
Small	5 Stück 20 Stück	60792 60765
Medium	5 Stück 20 Stück	60793 60766
Large	5 Stück 20 Stück	60794 60767

AcuCare F1-01



AcuCare F1-12



AcuCare F1-43



AcuCare™ F1-0 NV

AcuCare™ F1-1 NV+AAV

AcuCare™ F1-4 Vented

für bis zu 7-tägige Verwendung durch einen Patienten

Druckbereich

0 – 40 cm H2O

3 – 40 cm H2O

3 – 40 cm H2O

Weiteres Maskenzubehör



Kinnband, blau
Artikel-Nr. 16015



Weitere Informationen
zum Kinnband



F20 NV Kniestück
Artikel-Nr. 64000



Weitere Informationen
zum NV Kniestück
für AirFit F20



Sauerstoffadapter 22ID/22AD
Artikel-Nr. 26960



Sauerstoffadapter 22ID/22AD 6mm Port
Artikel-Nr. 707323

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ResMed Ansprechpartner.



AirMini™ Solutions

ResMed bietet eine optionale Auswahl an Masken und Zubehör – für einen erhöhten Komfort in der Schlafapnoe-Therapie.

Masken, die mit dem AirMini™ Therapiegerät kompatibel sind:



AirMini AutoSet
38122

AirFit™ N30 Maskenset (38878)



- Bestandteile:**
- 1 x Maske AirFit N30 für AirMini
 - 1 x HumidX™
 - 1 x HumidX Plus
 - 1 x AirMini-Schlauch

Maske ist im Set enthalten

AirFit F30 Setup Pack (38010)



- Bestandteile:**
- 1 x F30 Verbindungsstück für AirMini
 - 1 x AirMini-Schlauch

Maske ist im Set nicht enthalten



AirFit F30

*ohne HMV-Pos.-Nr.

ZUBEHÖR SELBSTZÄHLERPRODUKTE*

Weitere Informationen und Zubehör finden Sie hier



AirFit™ P10 Maskenset (38824)



- Bestandteile:**
- 1 x Maske AirFit P10 für AirMini
 - 1 x HumidX™
 - 1 x HumidX™ Plus
 - 1 x AirMini-Schlauch

Maske ist im Set enthalten

AirFit N20 Setup-Pack (38823)



- Bestandteile:**
- 1 x N20 Verbindungsstück für AirMini
 - 1 x HumidX
 - 1 x HumidX Plus
 - 1 x AirMini-Schlauch

Maske ist im Set nicht enthalten



AirFit N20, optional mit AirTouch™ N20 Maskenkissen

AirFit F20 Setup-Pack (38011)



- Bestandteile:**
- 1 x F20 Verbindungsstück für AirMini
 - 1 x AirMini-Schlauch
 - 1 x HumidX™ F20

Maske ist im Set nicht enthalten



AirFit F20, optional mit AirTouch™ F20 Maskenkissen



QuietAir™ –für eine leise & sanfte Therapie



AirFit™ P30i
Nasenpolstermaske mit
QuietAir™ Ausatemsystem
Details siehe Seite 8.



AirFit™ N30
Nasenmaske mit
QuietAir™ Ausatemsystem
Details siehe Seite 16.



63494 QuietAir-Kniestück
für AirFit F20 (Seite 32)
und AirFit F30 (Seite 30)
Full Face Masken



AirFit™ N30i
Nasenmaske mit
QuietAir™ Ausatemsystem
Details siehe Seite 14.

AirTouch™ –innovativ weiche Maskenkissen für Premiumkomfort

Die AirTouch™ Maskenkissen sind die ersten auswechselbaren Kissen aus Memory-Schaum und sind mit den AirFit™ N20 & F20 Masken kompatibel. Artikelnummern finden Sie auf Seite 18 bzw. Seite 32.



Weitere Informationen
finden Sie hier



AirTouch™ N20

AirTouch™ F20

*ohne HMV-Pos.-Nr.

ZUBEHÖR SELBSTZAHLERPRODUKTE*

Gecko Nasenpolster
Zur Unterstützung bei Leckagen,
Druckstellen oder Hautirritationen,
zum Einsatz bei Nasen- und
Full Face Masken



	Stückzahl	Artikel
Gecko Nasenpolster - Small	1 Stück	6 19
Gecko Nasenpolster - Large	1 Stück	619 13
Gecko Nasenpolster - Small	10 Stück	6 19 16
Gecko Nasenpolster - Large	10 Stück	6 19 17



Weitere Informationen
finden Sie hier

ResMed-Reinigungstücher
für eine mühelose Reinigung der CPAP-Masken



	Artikel
ResMed Reinigungstücher 62 Stück (Spenderbox)	61918
ResMed Reinigungstücher 14 Stück (einzeln verpackt)	6 19 19

* ohne HMV-Pos.-Nr.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Die Reinigung & Pflege beeinflusst die Funktionsfähigkeit, den Komfort und die Lebensdauer des Maskensystems.
Es wird empfohlen, die Maske spätestens nach 12 Monaten zu ersetzen, um ein besseres Therapie- und Hygieneergebnis zu erzielen.

Bitte beachten Sie auch die Reinigungsanweisungen in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Maskensystems.
Wie sollten meine Patienten ihre Maske reinigen?
Hinweise und Tipps finden Sie hier:



Reinigungsanleitung
für QuietAir Kniestück F20/F30

Hinweise zur Reinigung und Desinfektion im Klinikbereich
und weitere technische Spezifikationen finden Sie im Support-Center auf [ResMed.de](https://www.resmed.de)



Hinweis: Die Kopfbänder der AirFit 20 & 30 Serie Masken sind thermisch aufbereitbar.

Weitere hilfreiche Materialien & Tools



AirFit Serie Maskenportfolio /
Übersichtsbroschüre

Für ein [Maskenschablonen-Set der AirFit 20 & AirFit 30 Serie](#) kontaktieren Sie bitte Ihren ResMed Ansprechpartner.



ResMed

seit
1988

Burbach+Goetz
Deutsche Sanitätshaus GmbH



Stegemannstraße 5 – 7
56068 Koblenz

Telefon: 0261 13388-0
Telefax: 0261 13388-22

 www.burbach-goetz.de

 info@burbachgoetz.de