

PRODUKTKATALOG

Produkte und Hilfsmittel zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie in medizinischen
und pflegerischen Facheinrichtungen





unsere PHILOSOPHIE

Unser Anspruch ist es, morgen besser zu sein als heute.

Unser Anspruch ist die Zufriedenheit unserer Kunden und Partner. Dies erreichen wir durch Zuverlässigkeit, eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte und Leistungen sowie deren Verfügbarkeit und schnellstmögliche Bereitstellung. Bei unseren Medizinprodukten steht vor allem immer das Patientenwohl im Mittelpunkt unseres Handelns.

Als Hersteller von Medizinprodukten garantieren wir die Verwendung ausgesuchter Materialien und Qualitäten. Dabei achten wir stets auf die Einhaltung aller gültigen Normen und Gesetze bezüglich unserer Produkte. Darüber hinaus arbeiten wir, durch die Nutzung eines Qualitätsmanagementsystems, aktiv an einer kontinuierlichen Verbesserung auch über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus.

Neben einer qualifizierten Beratung und unserem reichhaltigen Portfolio an Produkten zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung, liegt unsere Kernkompetenz in der Entwicklung und Herstellung von Lösungen zum Wohle des Patienten.

Wir, die SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG mit unseren Softline Healthcare Products (SHP), sind ein modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen.

Unser Anspruch ist es, morgen besser zu sein als heute. Vor diesem Hintergrund investieren wir in die ständige Verbesserung von Prozessen, Abläufen und Technik. Wir legen höchsten Wert auf unsere persönliche Weiterentwicklung und Fortbildung. Denn letztendlich können wir nur so gut sein, wie die Menschen, die hinter unserem guten Namen stehen.

Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Mitarbeiter sind essenzielle Bestandteile für unseren Erfolg und die langfristige wirtschaftliche Sicherung des Unternehmens. Durch respektvollen Umgang miteinander, auf Basis einer offenen und konstruktiven Kommunikation, stellen wir ein Höchstmaß an Arbeitsqualität sicher und schaffen damit die Voraussetzung für hohe Motivation und Kreativität.

Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 13485:2016

INHALTSverzeichnis

1 Einleitung

Unsere Philosophie	2
Inhaltsverzeichnis	3

2 Antidekubitus-Weichlagerungsmatratten

DEKUCARE VISCO	4
CARGUMIXT	5
CARFLEX	6
DEKUSOFT VISCO RZ	7
DEKU BASIC	8
DEKULAST BASIC	9
DEKULAST XXL RZ	10

3 Prophylaxe- und Standardmatratzen

TERRACARE DUPLEX	11
TERRASOFT	12
TERRASOFT DUO	13
TERRAPUR	14
TERRAPLOT	15
TERRALAST XL	16

4 Matratzenzubehör

Matratzenverlängerungen und Schaumstoffunterlagen	17
--	----

Schutzbezüge

Matratzenbezüge KOMFORT	18
Matratzenbezüge ECO	19

5 Rollstuhl- und Sitzkissen

Standardsitzkissen	22
Arthrodesenkissen	23
CUBE FLEXi	26-27
CUBE GEL	28
CUBE VISCO	29
VISCOLUX	30
Conform® Med. Luftkissen	31-38

6 CAREPUR Positionierungshilfsmittel

CAREPUR Positionierungskissen	39
Deltakissen	40
Universalkissen	41
Seitenlagerungskissen	42
Fersenfreilagerungsgurt	43
Zylinderkissen	44
Ringkissen	45
Fersenfreilagerung	46
Hemi-Armkissen	47
Halbmondkissen	48
Abduktionskissen	49
Semi-Fowler-Kissen	50
Rückenlagerungskissen	51
Universallagerungsset	52
Beinpositionierungsset Basis + Modul	53
Beinpositionierung KOMPAKT	54
Transporttaschen	54
Mikrolagerung	55
Textilbezüge	55
Positionierungsset I	56
Positionierungsset II	57

7 Weitere Produkte

Komfortmatratze KING	20
Komfortmatratze DUAL-LUX	21
Seitengitterpolster	23
VISCO TOPPER	24

8 Weitere Informationen

Webshop	25
Grundlagen Dekubitus	58
Allgemeine Geschäftsbedingungen	59

Hinweis

Die Farben der verwendeten Schaumstoffe können von den Produktabbildungen abweichen!



SHP Webshop

All unsere Produkte finden Sie auch in unserem Webshop unter: www.s-h-p.eu
(mehr Informationen auf S. 25)

DEKUCARE VISCO

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung



HMV-Nummer: 11.29.05.0041



* gilt nur für Inkontinenzbezug ECO
** gilt nur für Trikotbezug

Produktbeschreibung

- ✓ zweischichtige Weichlagerungsmatratze mit sehr gutem Liegekomfort und hoher Druckentlastung
- ✓ Kombination aus stützendem elastischem Schaumstoffkern mit würfelartiger Innenstruktur und durchgehend viscoelastischer Liegefläche
- ✓ optimale Druckentlastung durch punktelastische Anpassung an die Körperkonturen des Nutzers
- ✓ Auflagedruck wird auf eine größere Fläche verteilt und die Blutzirkulation in den dekubitusgefährdeten Gewebearealen gewährleistet
- ✓ die DEKUCARE VISCO ist für schmerzempfindliche und kachektische Patienten geeignet
- ✓ Produkt ist auch mit mobilisationsfördernder und sturzprophylaktisch wirkender Randzone lieferbar (= DEKUCARE VISCO RZ DUPLEX)
- ✓ bei der Produktvariante mit einem Polyurethanvollschutzbezug ist der Matratzenkern mit einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf umgeben
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: hohes Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie III (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht: 40 bis 140 kg
- ✓ Druckentlastungsklasse (gemäß Prüfmethode II-4 03/2004 MDS-Hi):
 - ↳ bei 80 kg: H
 - ↳ bei 130 kg: H
- ✓ Mikroklimaklasse (gemäß Prüfmethode II-2 03/2004 MDS-Hi): H



DEKUCARE VISCO inkl.

Trikotbezug, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	M17732	4056538998575
200 x 100 x 14 cm	M17902	4056538998544

Inkontinenzbezug ECO, schwer entflammbar nach Crib 5

Artikelnummer	GTIN
M17483	4056538991323
M17821	4056538998537

DEKUCARE VISCO RZ DUPLEX inkl. Inkontinenzbezug ECO, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	M36601	4056538003699
200 x 100 x 14 cm	M36602	4056538003705

Matratzenverlängerungsset aus Verlängerung des Originalkerns 20 cm und Inkontinenzbezug ECO

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
220 x 90 x 14 cm	S18401	4056538995390
220 x 100 x 14 cm	S18402	4056538999954

cargumixt

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung



HMV-Nummer: 11.29.05.0012



* gilt nur für Inkontinenzbezug ECO

Produktbeschreibung

- ✓ zweischichtige Weichlagerungsmatratze mit sehr gutem Liegekomfort, hoher Druckentlastung und breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten beim Nutzergewicht
- ✓ Kombination von PU-Schaumstoff-Stützschiene Schaumstoffkern mit Quereinschnitten an der Unterseite sowie einer durchgehend viscoelastischen Liegefläche
- ✓ Auflagedruck wird auf eine größere Fläche verteilt und die Blutzirkulation in den dekubitusgefährdeten Gewebearealen gewährleistet
- ✓ Einschnitte an der Unterseite verbessern die Anpassung der Matratze an die Bettkinematik
- ✓ die CARGUMIXT ist für schmerzempfindliche Patienten geeignet
- ✓ die Matratze ist mit einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf und einem Polyurethanolvollschutzbezug umgeben
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: hohes Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie III (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht: 30 bis 180 kg
- ✓ Druckentlastungsklasse (gemäß Prüfmethode II-4 03/2004 MDS-Hi):
 - ↳ bei 80 kg: H
 - ↳ bei 120 kg: H
 - ↳ bei 150 kg: D
 - ↳ bei 180 kg: G
- ✓ Mikroklimaklasse (gemäß Prüfmethode II-2 03/2004 MDS-Hi): G



CARGUMIXT inkl. Inkontinenzbezug ECO, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	M19431	4056538998421
200 x 100 x 14 cm	M19432	4056538998445

carFLEX

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung



HMV-Nummer: 11.29.05.1004



gemäß 2017/745/MR



100% Made in Germany



atmungsaktiv



milienundurchlässig




flüssig- und urinbeständig



fest bis 95 Grad



Wundheilung



* gilt nur für Inkontinenzbezug ECO

Produktbeschreibung

- ✓ einschichtige Weichlagerungsmatratze mit gutem Liegekomfort und hoher Druckentlastung
- ✓ offenporiger PU-Schaumstoffkomponente mit keilförmigen Längs- und Quereinschnitten, die zu einer würfelartiger Struktur führen
- ✓ Auflagedruck wird auf eine größere Fläche verteilt und die Blutzirkulation in den dekubitusgefährdeten Gewebearealen gewährleistet
- ✓ Einschnitte auf der Unterseite unterstützen die Anpassung an die Bettkinematik
- ✓ die CARFLEX ist für schmerzempfindliche Patienten geeignet
- ✓ die Matratze ist mit einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf und einem Polyurethanolvollschutzbezug umgeben
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: mittleres Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie III (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht: 40 bis 130 kg
- ✓ Druckentlastungsklasse (gemäß Prüfmethode II-4 03/2004 MDS-Hi):
 - ↳ bei 80 kg: H
 - ↳ bei 130 kg: D
- ✓ Mikroklimaklasse (gemäß Prüfmethode II-2 03/2004 MDS-Hi): G

CARFLEX inkl. Inkontinenzbezug ECO, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	MI8103	4056538991378
200 x 100 x 14 cm	MI9430	4056538998872

DEKUSOFT VISCO RZ

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung




* gilt nur für Inkontinenzbezug Komfort

Produktbeschreibung

- ✓ hohe zweischichtige Weichlagerungsmatratze mit sehr gutem Liegekomfort und effektiver Druckentlastung
- ✓ Kombination aus offenporigem, elastischem Schaumstoffkern mit würfelförmiger Innenstruktur, durchgehend viscoelastischer Auflagefläche und mobilitätsfördernder Randzone
- ✓ spezieller Duplex-Schnitt in Stützschiene und Randzone verbessert die Anpassung der Matratze an die Bettkinematik, z. B. bei Sitz- und Hochlagerungspositionen
- ✓ die Randzonenverstärkung ermöglicht eine leichtere Mobilisierung des Patienten und wirkt dauerhaft sturzprophylaktisch
- ✓ Auflagedruck wird auf eine größere Fläche verteilt und die Blutzirkulation in den dekubitusgefährdeten Gewebearealen gewährleistet
- ✓ geeignet für schmerzempfindliche und kachektische Patienten
- ✓ die Matratze ist mit einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf und einem Polyurethanolvollschutzbezug umgeben
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: hohes Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie III (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht: 25 bis 120 kg



DEKUSOFT VISCO RZ inkl. Inkontinenzbezug Komfort blau, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 16 cm	M17734	4056538998513
200 x 100 x 16 cm	M17818	4056538998605

DEKU BASIC

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung



HMV-Nummer: 11.29.05.1042



* gilt nur für Inkontinenzbezug ECO

** gilt nur für Trikotbezug

Produktbeschreibung

- ✓ einschichtige Weichlagerungsmatratze mit gutem Liegekomfort und hoher Druckentlastung
- ✓ unterbrochene, mit Quereinschnitten strukturierte Liegefläche aus Polyurethan-Schaumstoff
- ✓ die Quereinschnitte und Materialbeschaffenheit erzeugen gute Klimaeigenschaften durch verbesserte Luftzirkulation und hohen Feuchtigkeitstransport
- ✓ geeignet für schmerzempfindliche und kachektische Patienten
- ✓ beim Einsatz der Matratze mit einem Polyurethan-Vollschutzbezug ist der Matratzenkern mit einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf umgeben
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: sehr hohes Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht: 20 bis 120 kg
- ✓ Druckentlastungsklasse (gemäß Prüfmethode II-4 03/2004 MDS-Hi)
 - ↳ bei 80 kg: H
 - ↳ bei 120 kg: H
- ✓ Mikroklimaklasse (gemäß Prüfmethode II-2 03/2004 MDS-Hi): H

DEKU BASIC inkl. Trikotbezug, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	M31075	4056538002432
200 x 100 x 12 cm	M31076	4056538002449

DEKU BASIC inkl. Inkontinenzbezug ECO, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	M33574	4056538002838
200 x 100 x 12 cm	M33575	4056538002807

Hinweis: Abnahmemenge von mind. 2 Stück oder einem Vielfachen von 2

DEKULAST BASIC

Schwerlastmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung



HMV-Nummer: 11.29.05.0052



* gilt nur für Inkontinenzbezug Komfort




Produktbeschreibung

- ✓ hohe zweischichtige Schwerlastmatratze mit gutem Liegekomfort und wirksamer Druckentlastung sowie breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten beim Nutzergewicht
- ✓ bestehend aus HR-Schaumstoffstützschicht mit hohem Raumgewicht und Liegefläche in Weichlagerungsqualität
- ✓ Liegefläche mit 7-Zonen-Einteilung für optimale Anpassung an die Körperkonturen
- ✓ spezieller Duplex-Schnitt innerhalb des Matratzenkerns und der Randzone verbessert die Anpassung der Matratze an die Bettkinematik, z. B. bei Sitz- und Hochlagerungspositionen
- ✓ die Randzonenverstärkung ermöglicht eine leichtere Mobilisierung des Patienten und wirkt dauerhaft sturzprophylaktisch
- ✓ Auflagedruck wird auf eine größere Fläche verteilt und die Blutzirkulation in den dekubitusgefährdeten Gewebearealen gewährleistet
- ✓ für schmerzempfindliche Patienten geeignet
- ✓ die Matratze ist mit einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf und einem Polyurethanolfschutzbezug umgeben
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: sehr hohes Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht: 40 bis 250 kg
- ✓ Druckentlastungsklasse (gemäß Prüfmethode II-4 03/2004 MDS-Hi):
 - ↳ bei 80 kg: H
 - ↳ bei 250 kg: D
- ✓ Mikroklimaklasse (gemäß Prüfmethode II-2 03/2004 MDS-Hi): G



DEKULAST BASIC inkl. Inkontinenzbezug Komfort, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 18 cm	M31077	4056538002456
200 x 100 x 18 cm	M31078	4056538002463
200 x 120 x 18 cm	M31079	4056538002470
200 x 140 x 18 cm	M31080	4056538002487
220 x 90 x 18 cm	M31081	4056538002494
220 x 100 x 18 cm	M31082	4056538002500
220 x 120 x 18 cm	M31083	4056538002517
220 x 140 x 18 cm	M31084	4056538002524

DEKULAST XXL RZ

Schwerlastmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung



* gilt nur für Inkontinenzbezug Komfort

Produktbeschreibung

- ✓ vierschichtig aufgebaute Schwerlastmatratze für adipöse Nutzer
- ✓ die oberen beiden Schichten sind viscoelastisch, wobei die Auflagefläche glatt und unstrukturiert ist, die unteren beiden Schichten aus PU-Schaumstoff haben eine hohe Stützwirkung
- ✓ die oberen Liegeschichten passen sich punktelastisch (und temperaturabhängig) an die anatomischen Körperkonturen des Nutzers an, verteilen den Auflagedruck auf eine größere Fläche und gewährleisten somit die Durchblutung dekubitusgefährdeter Körperbereiche
- ✓ die Randzonenverstärkung ermöglicht eine leichtere Mobilisierung des Patienten und wirkt dauerhaft sturzprophylaktisch
- ✓ für schmerzempfindliche Patienten geeignet
- ✓ die Matratze ist mit einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf und einem Polyurethan-Vollschutzbezug umgeben
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: mittleres Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie II (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht: 180 bis 350 kg

DEKULAST XXL RZ inkl. Inkontinenzbezug Komfort blau, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 100 x 18 cm	MI7684	4056538999206
200 x 120 x 18 cm	MI7686	4056538995567
200 x 140 x 18 cm	MI7687	4056538995550
220 x 100 x 18 cm	MI7685	4056538995598
220 x 120 x 18 cm	MI7683	4056538995574
220 x 140 x 18 cm	MI7688	4056538995543

Terracare DUPLEX

Pflegebettmatratze
zur Dekubitusprophylaxe



* gilt nur für Inkontinenzbezug ECO

** gilt nur für Trikotbezug

Produktbeschreibung

- ✓ einschichtig aufgebaute Pflegebettmatratze aus elastischem PU-Schaumstoff mit angenehmen Liegekomfort
- ✓ spezieller Duplex-Schnitt verbessert die Anpassung der Matratze an die Bettkinematik, z. B. bei Sitz- und Hochlagerungspositionen
- ✓ beim Einsatz der Matratze mit einem Polyurethan-Vollschutzbezug ist der Matratzenkern mit einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf umgeben
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht: 40 bis 140 kg

TERRACARE DUPLEX inkl. Trikotbezug, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	M17749	4056538995666
200 x 100 x 12 cm	M17908	4056538995376

TERRACARE DUPLEX inkl. Inkontinenzbezug ECO, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	M18690	4056538998926
200 x 100 x 12 cm	M18691	4056538994591

Terrasoft

Pflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe



* gilt nur für Inkontinenzbezug ECO
** gilt nur für Trikotbezug

Produktbeschreibung

- ✓ einschichtige Pflegebettmatratze aus hochelastischem PU-Schaumstoffkern
- ✓ Oberseite mit acht schrägen Längseinschnitten zur Druckentlastung und Reduzierung der Scherkräfte
- ✓ Matratze mit guten Klimaeigenschaften und Liegekomfort
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht: 40 bis 130 kg



TERRASOFT inkl. Trikotbezug, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
190 x 90 x 12 cm	M20977	4056538998209
200 x 90 x 12 cm	M17750	4056538991392
200 x 100 x 12 cm	M18680	4056538991361

TERRASOFT inkl. Inkontinenzbezug ECO, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	M30701	4056538004122
200 x 100 x 12 cm	M27750	4056538006331

Terrasoft DUO

Pflegebettmatratze
zur Dekubitusprophylaxe




* gilt nur für Inkontinenzbezug ECO
** gilt nur für Trikotbezug

Produktbeschreibung

- ✓ zweischichtige Pflegebettmatratze aus hochelastischem PU-Schaumstoff
- ✓ Liegefläche mit acht schrägen Längseinschnitten zur Druckentlastung und Reduzierung der Scherkräfte
- ✓ Matratze mit guten Klimaeigenschaften und Liegekomfort
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht: 40 bis 130 kg



TERRASOFT DUO inkl. Trikotbezug, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	M17607	4056538999114
200 x 100 x 12 cm	M18679	4056538995437

TERRASOFT DUO inkl. Inkontinenzbezug ECO, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12cm	M28615	4056538008137
200 x 100 x 12 cm	M29590	4056538008144

Terrapur

Standardmatratze



* gilt nur für Trikotbezug

Produktbeschreibung

- ✓ Standardmatratze aus hochelastischem Polyurethanschaumstoff
- ✓ die Standardmatratze TERRAPUR ist mit einem nach DIN EN 597 Teil I + II schwer entflammaren Trikotbezug ausgestattet

Technische Daten


- ✓ Nutzergewicht: 40 bis 125 kg

TERRAPUR inkl. Trikotbezug, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 10 cm	M17997	4056538991385
190 x 90 x 12 cm	M17982	4056538994560
200 x 90 x 12 cm	M17610	4056538999138
200 x 100 x 12 cm	M17907	4056538999169

TerraPLOT

Pflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe



* gilt nur für Inkontinenzbezug ECO
** gilt nur für Trikotbezug

Produktbeschreibung

- ✓ Pflegebettmatratze aus hochelastischem Polyurethanschaumstoff
- ✓ offener PU-Schaumstoffkomponente mit keilförmigen Längs- und Quereinschnitten, die zu einer würfelartigen Struktur führen
- ✓ Auflagedruck wird auf eine größere Fläche verteilt und die Blutzirkulation in den dekubitusgefährdeten Gewebearealen gewährleistet
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: mittleres Risiko) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht: 40 bis 130 kg

TERRAPLOT inkl. Trikotbezug, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II


Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	MI7608	4056538999503
200 x 100 x 12 cm	MI8684	4056538999497

TERRAPLOT inkl. Inkontinenzbezug ECO, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	MI7923	4056538999404
200 x 100 x 12 cm	MI8685	40565389995369

TerraLAST XL

Standardschwerlastmatratze



* gilt nur für Inkontinenzbezug
** gilt nur für Trikotbezug

Produktbeschreibung

- ✓ einschichtige Standardschwerlastmatratze mit angenehmen Liegeeigenschaften für Nutzer mit erhöhtem Körpergewicht
- ✓ formstabiler und stützkräftiger Matratzenkern mit durchgängiger Liegefläche aus elastischem Polyurethanschaum
- ✓ beim Einsatz der Matratze mit einem Polyurethan-Vollschutzbezug ist der Matratzenkern mit einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf umgeben

Technische Daten

- ✓ Nutzergewicht: 90 bis 200 kg

TERRALAST XL inkl.	Trikotbezug, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II		Inkontinenzbezug Komfort, schwer entflammbar nach Crib 5	
Abmessungen	Artikelnummer	GTIN	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	M36609	4056538003736	M36620	4056538003811
200 x 100 x 14 cm	M36610	4056538003743	M36621	4056538003828
200 x 120 x 14 cm	M36611	4056538003750	M36622	4056538003835
200 x 140 x 14 cm	M36612	4056538003767	M36623	4056538003842
220 x 90 x 14 cm	M36613	4056538003774	M36624	4056538003859
220 x 100 x 14 cm	M36614	4056538003781	M36625	4056538003866
220 x 120 x 14 cm	M36615	4056538003798	M36626	4056538003880
220 x 140 x 14 cm	M36616	4056538003804	M36627	4056538003873

Matratzen- verlängerungen

Verlängerungsstücke



* gilt nur für Inkontinenzbezug ECO
** gilt nur für Trikotbezug

Produktbeschreibung

- ✓ Standardverlängerungsstück mit den Maßen 20 x 90 x 12 cm oder 20 x 100 x 12 cm
- ✓ Polyurethanschaum
- ✓ erhältlich mit PU-Vollschutzbezug ECO oder Trikotbezug

Verlängerungsstücke für Matratzen	inkl. Trikotbezug, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II		inkl. Inkontinenzbezug ECO, schwer entflammbar nach Crib 5	
Abmessungen	Artikelnummer	GTIN	Artikelnummer	GTIN
20 x 90 x 12 cm	S18753	4056538994799	S19613	4056538994270
20 x 100 x 12 cm	S25357	4056538000568	S19614	4056538997974

SCHAUMSTOFFunterlagen

Unterlagen

Produktbeschreibung

- ✓ hochwertiger Polyurethanschaumstoff in 4 cm Höhe
- ✓ mit scherkraftminderndem Tricover-Bezug
- ✓ werden gerollt geliefert



Schaumstoffunterlage inkl. Tricover weiß

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 4 cm	M18253	4056538991170
200 x 100 x 4 cm	M18882	4056538995154

INKONTINENZBEZUG KOMFORT

Matratzen- & Schutzbezüge



Produktbeschreibung

- ✓ verfügt aufgrund seines hohen Flächengewichtes über hervorragende Schutzeigenschaften und zeichnet sich durch Stabilität und eine lange Haltbarkeit aus
- ✓ hohe Wasserdampfdurchlässigkeit gewährleistet angenehmes Schlafklima
- ✓ verdeckter zweiseitiger Reißverschluss
- ✓ feuchtigkeitsundurchlässig, wischdesinfizierbar
- ✓ bi-elastischer Vollschutzbezug, ist bakterien-, viren- und milbendicht sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette

Produkteigenschaften

- ✓ Material: PES-Gewebe mit Polyurethanbeschichtung
- ✓ Flächengewicht: 200 g/m² bi-elastisch
- ✓ Farbe: blau
- ✓ Bezug waschbar bis 95 °C (Autoklav bis 105 °C)
- ✓ trocknergeeignet bei reduzierter thermischer Belastung
- ✓ schwer entflammbar nach BS 7175 (Crib 5)

Inkontinenzbezug Komfort blau, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN	Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 5 cm	BI8806	4056538995222	200 x 120 x 18 cm	BI8812	4056538994515
200 x 90 x 12 cm	BI8786	4056538995307	200 x 140 x 14 cm	BI8888	4056538994485
200 x 90 x 14 cm	BI8040	4056538995611	200 x 140 x 18 cm	BI8813	4056538999145
200 x 90 x 16 cm	BI8804	4056538995260	220 x 90 x 12 cm	BI8814	4056538995185
200 x 90 x 18 cm	BI8805	4056538995239	220 x 90 x 14 cm	BI9865	4056538998001
200 x 100 x 5 cm	BI8807	4056538991859	220 x 100 x 12 cm	BI8815	4056538995208
200 x 100 x 12 cm	BI8784	4056538995246	220 x 100 x 14 cm	BI8816	4056538994522
200 x 100 x 14 cm	BI8785	4056538998964	220 x 100 x 18 cm	BI8820	4056538994119
200 x 100 x 16 cm	BI8808	4056538995024	220 x 120 x 14 cm	BI8818	4056538994980
200 x 100 x 18 cm	BI8809	4056538995017	220 x 120 x 18 cm	BI8821	4056538995192
200 x 120 x 12 cm	BI8810	4056538995000	220 x 140 x 14 cm	BI8819	4056538994973
200 x 120 x 14 cm	BI8811	4056538994997	220 x 140 x 18 cm	BI8822	4056538994966

INKONTINENZBEZUG ECO

Matratzen- & Schutzbezüge



Produktbeschreibung

- ✓ elastischer Vollschutzbezug mit guten Schutzeigenschaften, Stabilität und Haltbarkeit
- ✓ polyurethanbeschichtete Oberfläche ist wasserdampfdurchlässig
- ✓ verdeckter zweiseitiger Reißverschluss
- ✓ feuchtigkeitsundurchlässig, wischdesinfizierbar
- ✓ bi-elastischer Vollschutzbezug, ist bakterien-, viren- und milbendicht sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette

Produkteigenschaften

- ✓ Material: PES-Gewebe mit Polyurethanbeschichtung
- ✓ Flächengewicht: 120 g/m²
- ✓ Farbe: blau
- ✓ Bezug waschbar bis 95 °C (Autoklav bis 105 °C);
- ✓ trocknergeeignet bei reduzierter thermischer Belastung
- ✓ schwer entflammbar nach BS 7175 (Crib 5)
- ✓ flüssigkeitsundurchlässig, wischdesinfizierbar

Inkontinenzbezug ECO, schwer entflammbar nach Crib 5

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 12 cm	B25363	4056538000605
200 x 90 x 14 cm	B25362	4056538000599
200 x 100 x 12 cm	B25364	4056538000612
200 x 100 x 14 cm	B25365	4056538000629

KING

Komfortmatratze mit Lordose- und Beckenunterstützung



H3 Variante

* gilt nur für Bezugskomponente

Produktbeschreibung

- ✓ exzellente Komfortmatratze mit viscoelastischen Einlagen im Schulterbereich ermöglichen eine gute Anpassungsfähigkeit an die anatomischen Körperkonturen – abhängig von Druck und Temperatur
- ✓ punktuelle Unterstützung des Lordose- und Beckenbereiches durch speziell abgestimmte Schaumstoffe
- ✓ angenehmes Schlafklima durch spezielle Technik der Längs- und Quereinschnitte
- ✓ durch symmetrischen Aufbau der Matratze sind alle vier Nutzseiten gleich und können nicht vertauscht werden
- ✓ mit atmungsaktivem, aus Lyocell/Tencel: dieses Material ist saugfähiger als Baumwolle, sanfter als Seide und kühler als Leinen
- ✓ waschbar bis 40 °C
- ✓ überdurchschnittlich lange Lebensdauer

Technische Daten

- ✓ Gewicht: ca. 17 kg bei 200 x 90 x 20 cm

KING inkl. verstepptem Doppeltuchbezug

Abmessungen	Artikelnummer für Härtegrad 2 (H2)	Artikelnummer für Härtegrad 3 (H3)	Artikelnummer für Härtegrad 4 (H4)
200 x 90 x 20 cm	M43997	M43998	M43999
200 x 100 x 20 cm	M30348	M23683	M33839

weitere Größen auf Anfrage

DUAL-LUX 180

7-Zonen Komfortmatratze



* gilt nur für Bezugskomponente

Produktbeschreibung

- ✓ Komfortmatratze in hochelastischer HR-Schaumqualität
- ✓ Anpassung an unterschiedliche Liegebedürfnisse durch zwei unterschiedlich feste Liegeseiten (H2 und H3)
- ✓ gute Druckentlastung und Luftdrainage zur verbesserten Durchblutung des gesamten Körpers
- ✓ hohe Punktelastizität und optimale Körperanpassung – auch bei verstellbaren Liegeflächen – durch 3D-Würfel-Konturschnitt
- ✓ atmungsaktiver Kern, da keine Verwendung von Klebstoffen, dadurch auch keine störenden Klebenähte
- ✓ besonders hohe Langlebigkeit durch Verwendung von Schaum mit einem Raumgewicht von 50 kg/m³
- ✓ mit atmungsaktivem, aus Lyocell/Tencel: dieses Material ist saugfähiger als Baumwolle, sanfter als Seide und kühler als Leinen
- ✓ Bezug waschbar bis 40 °C

Technische Daten

- ✓ Gewicht: ca. 15 kg bei 200 x 90 x 20 cm

DUAL-LUX inkl. verstepptem Doppeltuchbezug

Abmessungen	Artikelnummer
200 x 90 x 20 cm	M44002
200 x 100 x 20 cm	M34671

weitere Größen auf Anfrage

Standard-SITZKISSEN

Rollstuhl- & Sitzkissen



*gilt nur für Bezugskomponente

Produktbeschreibung

- ✓ einschichtiges Sitzkissen aus elastischem Schaumstoff mit glatter, unstrukturierter Sitzfläche
- ✓ passt sich den anatomischen Gegebenheiten des Anwenders an und bewirkt einen guten Sitzkomfort
- ✓ Sitzkissen in unterschiedlichen Größen verfügbar, jedoch immer in einer Höhe von 5 cm
- ✓ abnehmbarer Baumwollbezug, bis 60 °C waschbar, trocknergeeignet bei geringer thermischer Belastung


Standardsitzkissen inkl. Baumwollbezug

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
38 x 38 x 5 cm	K22370	4056538994805
40 x 40 x 5 cm	K22371	4056538994546
40 x 43 x 5 cm	K22372	4056538994638
43 x 43 x 5 cm	K22373	4056538994553
45 x 43 x 5 cm	K22374	4056538994614
45 x 45 x 5 cm	K22375	4056538994690
48 x 43 x 5 cm	K22363	4056538994300
48 x 45 x 5 cm	K22376	4056538994539
51 x 45 x 5 cm	K22377	4056538993945
55 x 45 x 5 cm	K22378	4056538998155
60 x 45 x 5 cm	K22379	4056538994621

Hinweis: Abnahmemenge von mind. 15 Stück oder einem Vielfachen von 15. Größen können dabei frei kombiniert werden.

ARTHRODESEN-KISSEN

Sitzunterlage



* gilt nur für Bezugskomponente

Produktbeschreibung

- ✓ Sitz- bzw. Stuhlaufgabe aus festelastischem Polyurethanschaumstoff ermöglicht eine stabile Sitzposition
- ✓ beidseitig einsetzbar – flexible Positionierungsmöglichkeit des Keils an der abgeschrägten Vorderseite
- ✓ anwendbar nach operativen Versteifungen/Arthrodesen, bei degenerativen Gelenk- und Knochenleiden, Gelenkersatz oder Kontrakturen der Hüfte einsetzbar
- ✓ schmerzreduzierende Sitzposition durch Öffnen des Sitzwinkels im Hüftbereich
- ✓ Baumwollbezug bis 60 °C waschbar; mit Reißverschluss und rutschfester Unterseite

ARTHRODESENKISSEN inkl. Baumwollbezug schwarz

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
42 x 42 x 8 cm	K17689	4056538995314
45 x 45 x 8 cm	K37145	4056538004009

SEITENGITTERPOLSTER UNIVERSAL

Weichpolsterung für Seitengitter



Produktbeschreibung

- ✓ das Seitengitterpolster Universal reduziert das Verletzungsrisiko durch Weichpolsterung
- ✓ das Polster umschließt das Seitengitter vollflächig und mindert die Einklemm-/Einquetschgefahr


Technische Daten

- ✓ Gewicht: ca. 1,2 kg
- ✓ Größe: 190 x 75 cm

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
190 x 75 cm für Seitengitterhöhen von 30–35 cm	S18166	4056538998704

VISCO TOPPER

Matratzenauflage aus viscoelastischem Schaumstoff



*gilt nur für Bezugskomponente

Produktbeschreibung

- ✓ Matratzenauflage aus viscoelastischem Schaumstoff
- ✓ verbesserter Liegekomfort
- ✓ leichte und flexible Handhabung
- ✓ die Auflage ist mit einem gestepptem Doppeltuchbezug erhältlich, dieser ist weich und angenehm im Liegekomfort

Technische Daten

- ✓ Nutzergewicht: 30 bis 130 kg
- ✓ Raumgewicht: 50 kg/m³

Technische Daten Medicott-Bezug

- ✓ Material: "Medicott" ist ein Frottierstretch-Bezug aus naturbelassener kbA-Baumwolle
- ✓ der vierseitige Reißverschluss ermöglicht es problemlos, den Bezug abzunehmen und zu waschen
- ✓ Bezug waschbar bis 60 °C
- ✓ trocknergeeignet bei geringer thermischer Belastung

Auflage inkl. verstepptem Doppeltuchbezug

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 5 cm	M18149	4056538995796
200 x 100 x 5 cm	M44139	4056538006652
200 x 140 x 5 cm	M44148	4056538006645



Herzlich willkommen im SHP-Shop

Mit unserem Shop bieten wir Geschäftspartnern eine komfortable Bestellmöglichkeit für unser umfangreiches Produktportfolio zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung sowie Zubehör.

Darüber hinaus ermöglicht der SHP-Shop Ihnen den Zugriff auf folgende Informationen:

- ✓ Konformitätserklärungen
- ✓ Produktspezifikationen
- ✓ Gebrauchsanweisungen
- ✓ Positionierungsratgeber
- ✓ Reinigungs- und Pflegehinweise



Dieser B2B-Shop richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler und öffentliche Institutionen. Kein Verkauf an Verbraucher i.S.d. § 13 BGB.

Jetzt registrieren unter:

www.s-h-p.eu



CUBE FLExi

Rollstuhl- & Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung



HMV-Nummer: 11.39.01.3014



* gilt nur für Inkontinenzbezug PU

** gilt nur für Kombibezug

Produktbeschreibung

- ✓ Sitzkissen aus elastischem Polyetherschäumstoffrahmen mit reversiblen und einzeln austauschbaren bzw. herausnehmbaren, würfelartigen Elementen in zwei Höhen, aus drei verschiedenen Schaumqualitäten
- ✓ flexible Möglichkeit der Freilagerung bzw. bestmögliche Druckverteilung in gefährdeten Körperarealen
- ✓ unterschiedlich hohe Schaumstrukturen formen eine anatomische Sattellkontur, die ein Rutschen des Nutzers nach vorn verhindern, eine stabile Sitzposition (inklusive Führung der Oberschenkel) schaffen sowie eine Druckumverteilung in den betroffenen Regionen bewirken
- ✓ inklusive Kombibezug aus Polyurethan (PU) mit Air-Mesh-Sitzfläche, Trageschleife (an der Vorderseite), Reißverschluss und rutschfester Unterseite
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten Kissenrahmen

- ✓ Patientengewicht:
 - ↳ Sitzbreite 38 bis 48 cm: 20 bis 140 kg
 - ↳ Sitzbreite 51 cm: 40 bis 175 kg
 - ↳ Sitzbreite 55 cm: 60 bis 225 kg
- ✓ Gewicht: 0,6 kg bis 1,1 kg je nach Größe
- ✓ Druckentlastungsklasse (gemäß Prüfmethode II-II 08/2004 MDS-Hi): H
- ✓ Mikroklimaklasse (gemäß Prüfmethode II-IO 08/2004 MDS-Hi): G

Schaumstoffarten Würfelemente

- ✓ **viscoelastischer Schaumstoff:**
Würfelemente gelb
- ✓ **elastischer Schaumstoff:**
Würfelemente beige & blau

CUBE FLExi inkl.	Inkontinenzbezug mit Air-Mesh-Anteil (Kombibezug) schwarz-blau		Inkontinenzbezug PU (geeignet bis Kat. IV nach EPUAP)	
Abmessungen	Artikelnummer	GTIN	Artikelnummer	GTIN
38 x 38 x 8 cm	K35432	4056538003057	K46790	4056538007246
38 x 42 x 8 cm	K35433	4056538003064	K46791	4056538007253
40 x 40 x 8 cm	K35434	4056538003071	K46792	4056538007260
40 x 42 x 8 cm	K35435	4056538003088	K46793	4056538007277
42 x 42 x 8 cm	K35436	4056538003095	K46794	4056538007284
42 x 45 x 8 cm	K35437	4056538003101	K46795	4056538007291
45 x 42 x 8 cm	K35360	4056538002890	K46796	4056538007307
45 x 45 x 8 cm	K35438	4056538003118	K46789	4056538007208
48 x 43 x 8 cm	K35439	4056538003187	K46797	4056538007314
48 x 45 x 8 cm	K35440	4056538003125	K46798	4056538007321
51 x 43 x 8 cm	K35441	4056538003132	K46799	4056538007338
51 x 45 x 8 cm	K35442	4056538003149	K46788	4056538007192
51 x 51 x 8 cm	K35443	4056538003156	K46800	4056538007369
55 x 43 x 8 cm	K35444	4056538003163	K46801	4056538007352
55 x 45 x 8 cm	K35445	4056538003170	K46802	4056538007345



neu



HMV-Nummer: 11.39.01.3014

neue varianten mit erweiterten SITZTIEFEN

für optimalen Einsatz in Multifunktionsrollstühlen

- ✓ besonders geeignet zur Anwendung in Rollstühlen mit außergewöhnlichen Sitztiefen wie zum Beispiel Multifunktionsrollstuhl
- ✓ optimale Druckentlastung und -verteilung im Sakralbereich sowohl in Normalstellung als auch bei verstellter Rückenlehne sowie angekanteter Sitzfläche mit nach hinten gestellter Rückenlehne in Multifunktionsrollstühlen
- ✓ keine Lücke zwischen Rückenlehnenpolster und Sitzkissen
- ✓ waschbarer und wischdesinfizierbarer Inkontinenzbezug PU (geeignet bis Kat. IV nach EPUAP)
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: sehr hohes Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen
- ✓ angenehmer Sitzkomfort mit hoher Sitzstabilität

CUBE FLEXi inkl. Inkontinenzbezug PU (geeignet bis Kat. IV nach EPUAP)

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
40 x 48 x 8 cm	K49595	4056538008410
40 x 51 x 8 cm	K49596	4056538008427
45 x 48 x 8 cm	K49597	4056538008434
45 x 51 x 8 cm	K49598	4056538008441
48 x 48 x 8 cm	K49600	4056538008458
48 x 51 x 8 cm	K49601	4056538008465
51 x 48 x 8 cm	K49602	4056538008502
51 x 51 x 8 cm	K46800	4056538007369



CUBE FLEXi Zubehörset Würfelemente

Beschreibung	8 austauschbare Würfelemente 4 Varianten à 2 Stück
Artikelnummer	Z35447
GTIN	4056538003996



CUBE GEL

Rollstuhl- & Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung



HMV-Nummer: 11.39.02.1007



Weichgel-Einlage



* gilt nur für Inkontinenzbezug PU
** gilt nur für Kombibezug

Produktbeschreibung

- ✓ zweischichtig aufgebautes, kombiniertes Gel- und Schaumstoffkissen mit strukturierter, würfelartiger Sitzfläche und Freilagerungskontur
- ✓ unterschiedlich hohe Schaumstrukturen formen eine anatomische Sattellkontur, die ein Rutschen des Nutzers nach vorn verhindern, eine stabile Sitzposition schaffen sowie eine Druckumverteilung in den dekubitusgefährdeten Regionen bewirken
- ✓ die verformbare Weichgeleinlage befindet sich unterhalb der Freilagerungskontur im Bereich der Sitzbeinhöcker und wirkt stoßdämpfend sowie druckentlastend
- ✓ durch die Fließeigenschaften der Weichgeleinlage werden Scherkräfte aufgenommen und effektiv reduziert
- ✓ inklusive Kombibezug aus Polyurethan (PU) mit Air-Mesh-Sitzfläche oder PU-Bezug, mit Trageschleife (an der Vorderseite), Reißverschluss und rutschhemmender Unterseite
- ✓ PU-Bezug ist flüssigkeitsundurchlässig, waschbar, wischdesinfizierbar sowie beständig gegen Blut und Urin
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht:
 - ↳ Sitzbreite 38 bis 48 cm: 20 bis 140 kg
 - ↳ Sitzbreite 51 cm: 40 bis 175 kg
 - ↳ Sitzbreite 55 cm: 60 bis 225 kg
- ✓ Gewicht: 0,6 kg bis 1,1 kg je nach Größe
- ✓ Druckentlastungsklasse (gemäß Prüfmethode 11-11 08/2004 MDS-Hi): H
- ✓ Mikroklimaklasse (gemäß Prüfmethode 11-10 08/2004 MDS-Hi): G



PU-Bezug

Kombibezug

CUBE GEL inkl.	Inkontinenzbezug mit Air-Mesh-Anteil (Kombibezug) schwarz-blau		Inkontinenzbezug PU blau-schwarz	
Abmessungen	Artikelnummer	GTIN	Artikelnummer	GTIN
38 x 38 x 8 cm	K31085	4056538002531	K35943	4056538003538
38 x 42 x 8 cm	K31136	4056538002814	K35944	4056538003545
40 x 40 x 8 cm	K31086	4056538002548	K35945	4056538003552
40 x 42 x 8 cm	K31137	4056538002821	K35957	4056538003569
42 x 42 x 8 cm	K31090	4056538002555	K35946	4056538003576
42 x 45 x 8 cm	K31103	4056538002593	K35947	4056538003583
45 x 42 x 8 cm	K31094	4056538002678	K35948	4056538003590
45 x 45 x 8 cm	K31104	4056538002586	K35949	4056538003606
48 x 43 x 8 cm	K31095	4056538002661	K35950	4056538003613
48 x 45 x 8 cm	K31096	4056538002654	K35951	4056538003620
51 x 43 x 8 cm	K31097	4056538002647	K35952	4056538003637
51 x 45 x 8 cm	K31098	4056538002630	K35953	4056538003644
51 x 51 x 8 cm	K31105	4056538002579	K35954	4056538003651
55 x 43 x 8 cm	K31100	4056538002623	K35955	4056538003668
55 x 45 x 8 cm	K31101	4056538002616	K35956	4056538003675

CUBE VISCO

Rollstuhl- & Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung



HMV-Nummer: 11.39.01.2020



gemäß 2017/745/MR



100% Made in Germany



atmungsaktiv



milbenundurchlässig



Wasser- und urinbeständig



hitzebest bis 95 Grad



Wäscheinfektion



* gilt nur für Inkontinenzbezug PU

Produktbeschreibung

- ✓ Schaumstoffkissen mit unterteilter Sitzfläche
- ✓ Kissen mit strukturierter, würfelartiger Sitzfläche und viscoelastischer Freilagerungskontur im Bereich der Sitzbeinhöcker
- ✓ unterschiedlich hohe Schaumstrukturen, bestehend aus elastischem PU-Schaumstoff, formen eine anatomische Sattelkontur, die ein Rutschen des Nutzers nach vorn verhindern, eine stabile Sitzposition (inklusive Führung der Oberschenkel) schaffen sowie eine Druckumverteilung in den betroffenen Regionen bewirken
- ✓ inklusive Inkontinenzbezug mit Trageschlaufe (an der Vorderseite), Reißverschluss und rutschfester Unterseite
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht:
 - ↳ Sitzbreite 38 bis 48 cm: 20 bis 140 kg
 - ↳ Sitzbreite 51 cm: 40 bis 175 kg
 - ↳ Sitzbreite 55 cm: 60 bis 225 kg
- ✓ Gewicht: 0,6 kg bis 1,1 kg je nach Größe
- ✓ Druckentlastungsklasse (gemäß Prüfmethode II-II 08/2004 MDS-Hi): H
- ✓ Mikroklimaklasse (gemäß Prüfmethode II-10 08/2004 MDS-Hi): G



PU-Bezug

CUBE VISCO inkl. Inkontinenzbezug PU blau-schwarz

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
38 x 38 x 8 cm	K35385	4056538002906
38 x 42 x 8 cm	K35386	4056538002913
40 x 40 x 8 cm	K35387	4056538002937
40 x 42 x 8 cm	K35388	4056538002920
42 x 42 x 8 cm	K35389	4056538002944
42 x 45 x 8 cm	K35390	4056538002951
45 x 42 x 8 cm	K35327	4056538002883
45 x 45 x 8 cm	K35391	4056538002968
48 x 43 x 8 cm	K35392	4056538002975
48 x 45 x 8 cm	K35393	4056538002982
51 x 43 x 8 cm	K35394	4056538002999
51 x 45 x 8 cm	K35396	4056538003002
51 x 51 x 8 cm	K35398	4056538003019
55 x 43 x 8 cm	K35399	4056538003026
55 x 45 x 8 cm	K35400	4056538003033

VISCOLUX

Rollstuhl- & Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung



HMV-Nummer: 11.39.01.1025




* gilt nur für Inkontinenzbezug PU
** gilt nur für Kombibezug

Produktbeschreibung

- ✓ Kissen aus viscoelastischem Polyurethan-Schaumstoff
- ✓ anatomisch vorgeformte Sitzfläche zur optimalen Anpassung an den Körper
- ✓ erhöhte Sattelkontur im vorderen Bereich des Kissens stabilisiert die Sitzposition und verhindert ein Rutschen des Nutzers nach vorn
- ✓ inklusive Kombibezug aus Polyurethan (PU) mit Air-Mesh-Sitzfläche, Trageschlaufe (an der Vorderseite), Reißverschluss und rutschfester Unterseite
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie II (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

Technische Daten

- ✓ Patientengewicht:
 - ↳ Sitzbreite 38 bis 48 cm: 40 bis 140 kg
 - ↳ Sitzbreite 51 cm: 40 bis 175 kg
 - ↳ Sitzbreite 55 cm: 60 bis 225 kg
- ✓ Druckentlastungsklasse (gemäß Prüfmethode II-II 08/2004 MDS-Hi): H
- ✓ Mikroklimaklasse (gemäß Prüfmethode II-IO 08/2004 MDS-Hi): G



VISCOLUX inkl.	Inkontinenzbezug Air-Mesh-Anteil (Kombibezug) schwarz-blau		Inkontinenzbezug PU (geeignet bis Kat. II nach EPUAP)	
Abmessungen	Artikelnummer	GTIN	Artikelnummer	GTIN
38 x 38 x 8 cm	K19446	4056538991347	K21483	4056538991804
40 x 40 x 8 cm	K19445	4056538999015	K19444	4056538994058
42 x 42 x 8 cm	K19447	4056538998452	K21482	4056538999787
44 x 43 x 8 cm	K17556	4056538999121	K21484	4056538998940
45 x 42 x 8 cm	K20216	4056538998735	K21481	4056538998889
48 x 43 x 8 cm	K17557	4056538998841	K19442	4056538998957
48 x 45 x 8 cm	K25070	4056538000285	K25071	4056538000292
51 x 43 x 8 cm	K24580	4056538991286	K25061	4056538000247
51 x 45 x 8 cm	K24578	4056538991293	K25062	4056538000254
55 x 43 x 8 cm	K24576	4056538991309	K25063	4056538000261
55 x 45 x 8 cm	K24574	4056538991316	K25064	4056538000278



CONFORM® med. LUFTKISSEN

aus Naturkautschuk – die ökologische
Alternative zur Vorbeugung und
Therapie von Dekubitus



CONFORM®
Med. Luftkissen-Systeme



Produktbeschreibung

- ✓ Diese Luftkissen aus Naturkautschuk sind je nach Kissenhöhe zur Dekubitusprophylaxe und zur therapeutischen Unterstützung bei bereits bestehenden Druckgeschwüren geeignet.
- ✓ Alle CONFORM®-Luftkissen werden in Deutschland unter strengsten Qualitätskontrollen gefertigt.
- ✓ Aufgrund der natürlichen Elastizität enthält dieses Produkt keine Weichmacher.
- ✓ **erhältlich:**
 - ↳ in allen gängigen Sitzgrößen von Rollstühlen
 - ↳ in 3 verschiedenen Sitzhöhen (5 cm; 7,5 cm; 10 cm)
 - ↳ als 1-, 2- und 4-Kammersystem sowie mit Zentralventil
 - ↳ als Sonderanfertigung
- ✓ geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: sehr hohes Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen
- ✓ **Nach unseren Erfahrungen gibt es keine Gewichtsbeschränkung, da Naturkautschuk besonders dehnfähig ist.**
- ✓ **Garantie: 3 Jahre** auf Material- und Konstruktionsmängel

Lieferung eines CONFORM®-Sitzkissens beinhaltet:

- ✓ Standardbezug flammhemmend, mit rutschfester Unterseite
- ✓ Luftpumpe
- ✓ Reparaturset
- ✓ Gebrauchsanweisung
- ✓ Tragekarton

i

Naturkautschuk ist ein nachwachsender Rohstoff, der biologisch abbaubar ist und für dessen Aufbereitung nur ein geringer Energieaufwand benötigt wird.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ allergiefreie Sitzumgebung
- ✓ günstiges Mikroklima
- ✓ höchste Elastizität
- ✓ optimale Druckentlastung
- ✓ minimale Scherkräfte
- ✓ Material ist auch bei kalten Temperaturen hochelastisch

1-kammer

Conform® Med. Luftkissen



SKN (5 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.1006

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKN 3040	6 x 8	28 x 38 x 5	4056538992641
SKN 3530	7 x 6	33 x 28 x 5	4056538991903
SKN 3535	7 x 7	33 x 33 x 5	4056538992801
SKN 3540	7 x 8	33 x 38 x 5	4056538993952
SKN 4030	8 x 6	38 x 28 x 5	4056538992818
SKN 4035	8 x 7	38 x 33 x 5	4056538992849
SKN 4040	8 x 8	38 x 38 x 5	4056538992795
SKN 4045	8 x 9	38 x 43 x 5	4056538992771
SKN 4050	8 x 10	38 x 47 x 5	4056538992764
SKN 4540	9 x 8	43 x 38 x 5	4056538992788
SKN 4545	9 x 9	43 x 43 x 5	4056538992757
SKN 4550	9 x 10	43 x 47 x 5	4056538992740
SKN 5040	10 x 8	47 x 38 x 5	4056538992702
SKN 5045	10 x 9	47 x 43 x 5	4056538992832
SKN 5050	10 x 10	47 x 47 x 5	4056538992719



CONFORM
Med. Luftkissen-Systeme



SKD (7,5 cm Höhe)


HMV-Nummer: 11.39.03.1007

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKD 3040	6 x 8	28 x 38 x 7,5	4056538992573
SKD 3530	7 x 6	33 x 28 x 7,5	4056538992542
SKD 3535	7 x 7	33 x 33 x 7,5	4056538992597
SKD 3540	7 x 8	33 x 38 x 7,5	4056538992528
SKD 4030	8 x 6	38 x 28 x 7,5	4056538992511
SKD 4035	8 x 7	38 x 33 x 7,5	4056538992535
SKD 4040	8 x 8	38 x 38 x 7,5	4056538999107
SKD 4045	8 x 9	38 x 43 x 7,5	4056538999909
SKD 4050	8 x 10	38 x 47 x 7,5	4056538992498
SKD 4540	9 x 8	43 x 38 x 7,5	4056538994201
SKD 4545	9 x 9	43 x 43 x 7,5	4056538999299
SKD 4550	9 x 10	43 x 47 x 7,5	4056538994331
SKD 5040	10 x 8	47 x 38 x 7,5	4056538994355
SKD 5045	10 x 9	47 x 43 x 7,5	4056538992504
SKD 5050	10 x 10	47 x 47 x 7,5	4056538992894

SKH (10 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.1008

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKH 3040	6 x 8	28 x 38 x 10	4056538992887
SKH 3530	7 x 6	33 x 28 x 10	4056538992276
SKH 3535	7 x 7	33 x 33 x 10	4056538992283
SKH 3540	7 x 8	33 x 38 x 10	4056538992290
SKH 4030	8 x 6	38 x 28 x 10	4056538992306
SKH 4035	8 x 7	38 x 33 x 10	4056538992313
SKH 4040	8 x 8	38 x 38 x 10	4056538995925
SKH 4045	8 x 9	38 x 43 x 10	4056538995765
SKH 4050	8 x 10	38 x 47 x 10	4056538995949
SKH 4540	9 x 8	43 x 38 x 10	4056538000841
SKH 4545	9 x 9	43 x 43 x 10	4056538995932
SKH 4550	9 x 10	43 x 47 x 10	4056538992320
SKH 5040	10 x 8	47 x 38 x 10	4056538999602
SKH 5045	10 x 9	47 x 43 x 10	4056538995956
SKH 5050	10 x 10	47 x 47 x 10	4056538995642
SKH 5055	10 x 11	47 x 52 x 10	4056538999565



CONFORM
Med. Luftkissen-Systeme



2-kammer

Conform® Med. Luftkissen



SKN (5 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.4005

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKN 4030/2	8 x 6	38 x 28 x 5	4056538992733
SKN 4035/2	8 x 7	38 x 33 x 5	4056538992696
SKN 4040/2	8 x 8	38 x 38 x 5	4056538992689
SKN 4045/2	8 x 9	38 x 43 x 5	4056538992672
SKN 4540/2	9 x 8	43 x 38 x 5	4056538992726
SKN 4545/2	9 x 9	43 x 43 x 5	4056538992665
SKN 4550/2	9 x 10	43 x 47 x 5	4056538001725
SKN 5040/2	10 x 8	47 x 38 x 5	4056538992634
SKN 5045/2	10 x 9	47 x 43 x 5	4056538998124
SKN 5050/2	10 x 10	47 x 47 x 5	4056538999305

SKH (10 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.4007

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKH 3540/2	7 x 8	33 x 38 x 10	4056538992337
SKH 4030/2	8 x 6	38 x 28 x 10	4056538992184
SKH 4035/2	8 x 7	38 x 33 x 10	4056538992245
SKH 4040/2	8 x 8	38 x 38 x 10	4056538998131
SKH 4045/2	8 x 9	38 x 43 x 10	4056538992238
SKH 4540/2	9 x 8	43 x 38 x 10	4056538992252
SKH 4545/2	9 x 9	43 x 43 x 10	4056538999275
SKH 4550/2	9 x 10	43 x 47 x 10	4056538992269
SKH 5040/2	10 x 8	47 x 38 x 10	4056538992191
SKH 5045/2	10 x 9	47 x 43 x 10	4056538991880
SKH 5050/2	10 x 10	47 x 47 x 10	4056538999237
SKH 5055/2	10 x 11	47 x 52 x 10	4056538992214

SKD (7,5 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.4006

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKD 3535/2	7 x 7	33 x 33 x 7,5	4056538992436
SKD 4030/2	8 x 6	38 x 28 x 7,5	4056538992474
SKD 4035/2	8 x 7	38 x 33 x 7,5	4056538992481
SKD 4040/2	8 x 8	38 x 38 x 7,5	4056538992559
SKD 4045/2	8 x 9	38 x 43 x 7,5	4056538997585
SKD 4540/2	9 x 8	43 x 38 x 7,5	4056538998100
SKD 4545/2	9 x 9	43 x 43 x 7,5	4056538998346
SKD 4550/2	9 x 10	43 x 47 x 7,5	4056538994737
SKD 5040/2	10 x 8	47 x 38 x 7,5	4056538992429
SKD 5045/2	10 x 9	47 x 43 x 7,5	4056538992443
SKD 5050/2	10 x 10	47 x 47 x 7,5	4056538992450

4-kammer

Conform® Med. Luftkissen



SKN (5 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.4008

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKN 4040/4	8 x 8	38 x 38 x 5	4056538992658
SKN 4045/4	8 x 9	38 x 43 x 5	4056538994744
SKN 4545/4	9 x 9	43 x 43 x 5	4056538992627
SKN 4550/4	9 x 9	43 x 47 x 5	4056538001732
SKN 5045/4	10 x 9	47 x 43 x 5	4056538001749

SKD (7,5 cm Höhe)


HMV-Nummer: 11.39.03.4009

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKD 4040/4	8 x 8	38 x 38 x 7,5	4056538992467
SKD 4045/4	8 x 9	38 x 43 x 7,5	4056538992412
SKD 4545/4	9 x 9	43 x 43 x 7,5	4056538992405
SKD 4550/4	9 x 10	43 x 47 x 7,5	4056538992399
SKD 5045/4	10 x 9	47 x 43 x 7,5	4056538992917
SKD 5050/4	10 x 10	47 x 47 x 7,5	4056538992900

SKH (10 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.4010

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKH 3540/4	7 x 8	33 x 38 x 10	4056538992221
SKH 4035/4	8 x 7	38 x 33 x 10	4056538992207
SKH 4040/4	8 x 8	38 x 38 x 10	4056538992122
SKH 4045/4	8 x 9	38 x 43 x 10	4056538992139
SKH 4545/4	9 x 9	43 x 43 x 10	4056538994287
SKH 4550/4	9 x 10	43 x 47 x 10	4056538992146
SKH 5045/4	10 x 9	47 x 43 x 10	4056538997592
SKH 5050/4	10 x 10	47 x 47 x 10	4056538992160
SKH 5055/4	10 x 11	47 x 52 x 10	4056538999312




CONFORM
Med. Luftkissen-Systeme



4-Kammer zentralventil

Conform® Med. Luftkissen



CONFORM
Med. Luftkissen-Systeme



Sie benötigen eine
Abmessung, die
nicht gelistet ist?

Bitte fragen Sie uns:

+49 (0)33678 - 40 77 00

info@s-h-p.eu

SKN (5 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.4011

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKN C4 4040	8 x 8	38 x 38 x 5	4056538992566
SKN C4 4045	8 x 9	38 x 43 x 5	4056538992603
SKN C4 4540	9 x 8	43 x 38 x 5	4056538995987
SKN C4 4545	9 x 9	43 x 43 x 5	4056538992610
SKN C4 4550	9 x 10	43 x 47 x 5	4056538001763
SKN C4 5045	10 x 9	47 x 43 x 5	4056538001770
SKN C4 5050	10 x 10	47 x 47 x 5	4056538992444

SKD (7,5 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.4012

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKD C4 4040	8 x 8	38 x 38 x 7,5	4056538999978
SKD C4 4045	8 x 9	38 x 43 x 7,5	4056538991897
SKD C4 4540	9 x 8	43 x 38 x 7,5	4056538995970
SKD C4 4545	9 x 9	43 x 43 x 7,5	4056538995963
SKD C4 4550	9 x 10	43 x 47 x 7,5	4056538992344
SKD C4 5045	10 x 9	47 x 43 x 7,5	4056538992351
SKD C4 5050	10 x 10	47 x 47 x 7,5	4056538992375

SKH (10 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.4013

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKH C4 3540	7 x 8	33 x 38 x 10	4056538992153
SKH C4 4040	8 x 8	38 x 38 x 10	4056538992115
SKH C4 4045	8 x 9	38 x 43 x 10	4056538994720
SKH C4 4050	8 x 10	38 x 47 x 10	4056538999251
SKH C4 4540	9 x 8	43 x 38 x 10	4056538992177
SKH C4 4545	9 x 9	43 x 43 x 10	4056538999268
SKH C4 4550	9 x 10	43 x 47 x 10	4056538992092
SKH C4 5045	10 x 9	47 x 43 x 10	4056538994768
SKH C4 5050	10 x 10	47 x 47 x 10	4056538999183
SKH C4 5055	10 x 11	47 x 52 x 10	4056538992108

1-kammer XXL

Conform® Med. Luftkissen



CONFORM®
Med. Luftkissen-Systeme

IV
Druckstufenkategorie nach EN 959



SKD (7,5 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.1007

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKD 5550	11 x 10	52 x 47 x 7,5	4056538001619
SKD 6045	12 x 9	57 x 43 x 7,5	4056538000674
SKD 6050	12 x 10	57 x 47 x 7,5	4056538991873
SKD 6550	13 x 10	62 x 47 x 7,5	4056538001626

SKH (10 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.1008

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKH 5555	11 x 11	52 x 52 x 10	4056538001633
SKH 5560	11 x 12	52 x 57 x 10	4056538001640
SKH 6050	12 x 10	57 x 47 x 10	4056538001657
SKH 6055	12 x 11	57 x 52 x 10	4056538000650
SKH 6060	12 x 12	57 x 57 x 10	4056538000643
SKH 6065	12 x 13	57 x 62 x 10	4056538001664
SKH 6550	13 x 10	62 x 47 x 10	4056538001688
SKH 6555	13 x 11	62 x 52 x 10	4056538001671
SKH 6560	13 x 12	62 x 57 x 10	4056538000636

2-kammer XXL

Conform® Med. Luftkissen



CONFORM®
Med. Luftkissen-Systeme

IV
Druckstufenkategorie nach EN 959



SKD (7,5 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.4006

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKD 5055/2	10 x 11	47 x 52 x 7,5	4056538001695
SKD 6045/2	12 x 9	57 x 43 x 7,5	4056538001701
SKD 6050/2	12 x 10	57 x 47 x 7,5	4056538001718

SKH (10 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.4007

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKH 6055/2	12 x 11	57 x 52 x 10	4056538001787
SKH 6060/2	12 x 12	57 x 57 x 10	4056538001794
SKH 6065/2	12 x 13	57 x 62 x 10	4056538001800
SKH 6550/2	13 x 10	62 x 47 x 10	4056538001817
SKH 6555/2	13 x 11	62 x 52 x 10	4056538001824
SKH 6560/2	13 x 12	62 x 57 x 10	4056538001831



4-kammer XXL

Conform® Med. Luftkissen
mit 4 Ventilen

CONFORM®
Med. Luftkissen-Systeme



SKH (10 cm Höhe)

HMV-Nummer: 11.39.03.4010

Artikelnr.	Zellen	Größe in cm	GTIN
SKH 6065/4	12 x 13	57 x 62 x 10	4056538001848
SKH 6560/4	13 x 12	62 x 57 x 10	4056538001855



Lagerung, Reinigung und Wartung

Verwenden Sie das CONFORM®-Luftpolsterkissen nur mit dem mitgelieferten Bezug! Naturkautschuk sollte nicht starkem Sonnenlicht (UV-Licht) ausgesetzt werden, da es dadurch zu vorzeitigen Alterungsprozessen kommen kann. Es ist daher erforderlich, CONFORM®-Luftpolsterkissen im Karton zu lagern und immer einen Bezug zu verwenden.

Kissen (mit Ausnahme des C4-Kissens) sowie Kissenbezug können in der Waschmaschine bei maximal 60 °C gewaschen werden. Als Standard empfehlen wir das Waschen im Schongang mit bis zu 40 °C (ohne Schleudern, Ventile unbedingt schließen!). Dies gewährleistet mit heutigen Vollwaschmitteln eine ausreichende Reinigung und kommt der Haltbarkeit des Kissens entgegen. Die Desinfektion des Kissens erfolgt durch die Oberflächenreinigung mit gängigen Desinfektionssprays oder handelsüblichen Desinfektionstüchern.


Die Kissen sind nach Desinfektion zum Einsatz für Patientenwechsel gut geeignet. Es ist lediglich der individuelle Kissendruck zu ermitteln und einzustellen. In den meisten Fällen wird die Anschaffung eines neuen Bezuges sinnvoll sein.

Sie benötigen eine Abmessung, die nicht gelistet ist?

☎ +49 (0)33678 - 40 77 00 ✉ info@s-h-p.eu

ABDECKPLATTEN

für Conform® Med. Luftkissen



z. B. Abdeckplatte AP4



AP1



AP2



AP4



Artikelnr.	Beschreibung	GTIN
19567	Abdeckplatte AP1 (um 1 Zelle abzudecken)	4056538006607
13095	Abdeckplatte AP2 (um 2 Zellen abzudecken)	4056538000506
10580	Abdeckplatte AP4 (um 4 Zellen abzudecken)	4056538997608

ZUBEHÖR

Conform® Med. Luftkissen



Artikelnr.	Beschreibung	GTIN
10572	CONFORM® Luftpumpe	4056538000544
10577	Reparaturset	4056538000551
10573	CONFORM® Standardbezug*	4056538000513
11456	CONFORM® Inkontinenzbezug*	4056538000520
10574	CONFORM® C4 Standardbezug*	4056538000735
10575	CONFORM® XXL Standardbezug (Höhe 7,5 cm)*	4056538000537
17123	CONFORM® XXL Standardbezug (Höhe 10 cm)*	4056538003965
10652	CONFORM® Tragekarton 5 cm	4056538000698
10657	CONFORM® Tragekarton 7,5 cm	4056538000704
10660	CONFORM® Tragekarton 10 cm	4056538000711
14756	CONFORM® Tragekarton XXL	4056538000728

* Bitte geben Sie die Kissengröße (BxTxH) für die Bestellung eines Bezuges an.

Positionierungshilfsmittel zur Druckentlastung und -umverteilung

CAREPUR Positionierungskissen – unsere Produktlinie mit unterschiedlichen Modellen zur Patientenpositionierung – können sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitustherapieunterstützung besonders gefährdeter Körperteile und -bereiche eingesetzt werden. Sie wirken nach dem Weichlagerungs-, Umlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip.

Die Kissen, welche aus einer bi-elastischen Hülle mit Polystyrolkugel-Füllung bestehen, lassen sich sehr gut an die jeweilige Körperkontur anpassen. Durch das flexible Anmodellieren der Kissenfüllung und das leichte Einsinken in die Kissenstruktur wird der Auflagedruck im Bereich der dekubitusgefährdeten Regionen des Nutzers umverteilt und wirksam reduziert. Die Blutzirkulation in den angrenzenden Gewebearealen wird gewährleistet und somit die Gefahr der Entstehung eines Dekubitus gemindert bzw. die Behandlung eines bestehenden Dekubitus wirkungsvoll unterstützt.

Die bi-elastischen Kissenhüllen haben eine rutschhemmende Wirkung und ermöglichen Stabilität für die Patientenpositionierung. Ihr Material besitzt zudem eine angenehme Haptik, es fühlt sich geschmeidig auf der Haut an.

Die Kissen sind sehr gut zu reinigen, da abwaschbar und wischdesinfizierbar. Außerdem sind sie flüssigkeitsundurchlässig sowie beständig gegen Blut und Urin.

Die Positionierungshilfen sind in unterschiedlichen Modellgrößen verfügbar.

- Hülle:** bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit Polyurethanbeschichtung (55 %)
- Füllung:** 100 % Polystyrolkugeln
- Eigenschaften:** flüssigkeitsundurchlässig (wasserdampfdurchlässig), abwaschbar, wischdesinfizierbar sowie beständig gegen Blut und Urin
- Pflege:** chlorfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel benutzen
- Zubehör:** Textilbezüge erhältlich



DELtakissen

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung






HMV-Nummer: 11.11.05.1013

Produktbeschreibung

Das Kissen in Form eines Prismas, wird hauptsächlich in der 30°-Seitenlagerung verwendet, wobei das Kissen in der seitlichen Positionierung direkt an den abzustüt-
zenden Regionen Schulter, Rücken oder Becken platziert wird. Aufgrund der breiten Unterseite des Kissens sowie der rutschhemmenden Eigenschaft der Hülle, gewähr-
leistet es Lagestabilität für den Patienten.

Weiterhin ist es in Rückenlage des Patienten zur Unter-
fütterung der Kniebeuge – bei gleichzeitiger Druckum-
verteilung im Bereich des Kreuzbeins, zur Durchführung
einer Spitzfußprophylaxe bei Platzierung direkt an der
Fußsohle oder zur 135°-Lagerung geeignet. In einer Sitz-
position (z. B. im Rollstuhl) kann es zudem als Auflage
eines hemiparetischen Arms verwendet werden.



	Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
M	P43794	Deltakissen M	60 x 40	✓	4056538005129
	B43819	Textilbezug für Deltakissen M	60 x 40	-	4056538006492
S	P43793	Deltakissen S	42 x 25	✓	4056538005112
	B43820	Textilbezug für Deltakissen S	42 x 25	-	4056538006508

universalkissen

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung



HMV-Nummer: 11.11.05.0011




Produktbeschreibung

Rechteckig geformtes Kissen, welches die Möglichkeit zur Positionierung und Lagerung von Kopf, Rumpf oder den Extremitäten ermöglicht.

Die hauptsächliche Anwendung des Universalkissens erfolgt in der Rückenlage des Patienten durch Unterfütterung und Weichlagerung der oberen bzw. unteren Extremitäten, wobei speziell im Bereich der unteren Extremitäten eine Freilagerung der Ferse ermöglicht wird.

Es kann ebenfalls zur Weichlagerung des Kopfes sowie in der seitlichen Lagerung zur Abstützung des Rückens eingesetzt werden.

Eine Anwendung in sitzender Position, beispielsweise zur Führung und Weichlagerung eines hemiparetischen Unterarmes und zur Druckentlastung im Ellbogenbereich ist ebenfalls möglich.



	Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
M	P43772	Universalkissen M	60 x 40	✓	4056538004900
	B43817	Textilbezug für Universalkissen M	60 x 40	-	4056538005426
	P43774	Universalkissen (2 St.)	40 x 30	✓	4056538004924
	B43835	Textilbezug für Universalkissen (2 St.)	40 x 30	-	4056538006478
L	P43773	Universalkissen L	70 x 50	✓	4056538004917
S	P43771	Universalkissen S	45 x 30	✓	4056538004894
	B43818	Textilbezug für Universalkissen S	45 x 30	-	4056538006485

seiten- Lagerungskissen

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung




HMV-Nummer: 11.11.05.2002

Produktbeschreibung

Schlauchförmiges Kissen in leichter S-Form zur Positionierung und Freilagerung des gesamten Körpers. Die Form des Kissens ist dem auf der Seite liegenden Nutzer nachempfunden. Die Vorformung vermindert Faltenbildung und erleichtert das Anlegen. So wird die 30°-Lagerung mit nur einem Kissen ermöglicht.

In dieser Positionierung wird das Kissen direkt an den abstützenden Regionen Schulter, Rücken und Becken sowie zwischen den Beinen platziert. Der Oberkörper sowie die Hüfte werden druckentlastend gestützt, ein Aufeinanderliegen der Knie verhindert und die Ferse freigelagert. Diese Anwendung unterstützt zudem eine physiologische Beinstellung.

Das Seitenlagerungskissen kann ebenfalls bei der 135°-Seitenlagerung Anwendung finden. Hierbei wird der Patient bäuchlings auf dem Kissen gelagert und somit im Thorax- und Bauchbereich gestützt. Ein Bein wird leicht angewinkelt komplett auf dem Kissen platziert und dadurch eine lagestabile Positionierung erreicht.



	Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
M	P43800	Seitenlagerungskissen M	180 x 31	✓	4056538005181
	B43823	Textilbezug für Seitenlagerungskissen M	180 x 31	-	4056538006430
M	P43801	Seitenlagerungskissen M Medium	180 x 31	✓	4056538005198
S	P43799	Seitenlagerungskissen S	142 x 26	✓	4056538005174
	B43824	Textilbezug für Seitenlagerungskissen S	142 x 26	-	4056538006447

Fersen-entlastungsgurt

Positionierungshilfsmittel zur Druckentlastung und -umverteilung



HMV-Nummer: 11.11.05.0012





Produktbeschreibung

Quaderförmiges Kissen zur Fersenentlastung, an dem zwei Gurtbänder mit Schnellverschluss befestigt sind. Das Kissen wird mittels des einstellbaren Gurtes direkt an der Matratze fixiert, somit wird ein Verrutschen sicher verhindert.

Die vorwiegende Anwendung findet in der Rückenlage des Patienten, zur wirksamen Druckentlastung im Bereich der Fersen durch Freilagerung, statt.

Der Fersenentlastungsgurt ist ebenfalls zur Unterstützung bei der Spitzfußprophylaxe anwendbar. Dazu wird der Gurt am Fußbrett des Bettes befestigt, um dort den Fuß zu polstern und sicher zu positionieren.



Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
P43792	Fersenentlastungsgurt	90 x 15	✓	4056538005105

ZYLINDERKISSEN

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung



HMV-Nummer: 11.11.05.0014

Produktbeschreibung

Zylindrisch geformtes Kissen, zur Positionierung und Lagerung des Oberkörpers sowie der Beine. Die hauptsächliche Anwendung des Zylinderkissens erfolgt in der seitlichen Lagerung (30° oder 135°) zur Abstützung des Rumpfes (Rücken bzw. Bauch).

Es ist zudem zur Lagerungsunterstützung in Rückenlage, durch Unterfütterung der Kniebeugen und der Druckumverteilung im Kreuzbeinbereich einsetzbar.

Außerdem bietet es sich sehr gut zur Lagerung der unteren Extremitäten an. Beispielsweise in der Rückenlage des Nutzers, zur Weichlagerung der dekubitusgefährdeten Körperbereiche Knie oder Knöchel, oder bei Platzierung im Unterschenkelbereich zur Freilagerung der Fersen.

Außerdem bietet es sich sehr gut zur Lagerung der unteren Extremitäten an, beispielsweise in der Rückenlage des Nutzers, zur Weichlagerung der dekubitusgefährdeten Körperbereiche Knie oder Knöchel oder – bei Platzierung im Unterschenkelbereich – zur Freilagerung der Fersen.



	Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
M	P43779	Zylinderkissen M	70 x 17	✓	4056538004979
	B43829	Textilbezug für Zylinderkissen M	70 x 17	-	4056538006416
	P43780	Zylinderkissen (2 St.)	31 x 17	✓	4056538004986
S	P43778	Zylinderkissen S	45 x 14	✓	4056538004962
	B43830	Textilbezug für Zylinderkissen S	45 x 14	-	4056538006423

RINGKISSEN


Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung



HMV-Nummer: 11.11.05.0013

Produktbeschreibung

Kissen in Form eines offenen Ringes, zur Positionierung der Kopf-Hals-Partie. Die Standardanwendung des Ringkissens erfolgt in der Rücken- oder Seitenlage zur Weichlagerung und Stabilisierung des Kopfes und der angrenzenden Halspartie. Das Kissen wird dabei um den Hals des Anwenders gelegt und mittels Druckknopfs verschlossen, dies ist ebenfalls im Sitzen möglich.



	Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
M	P43777	Ringkissen M	130 x 20	✓	4056538004948
	B43827	Textilbezug für Ringkissen M	130 x 20	-	4056538006393
S	P43776	Ringkissen S	106 x 15	✓	4056538004955
	B43828	Textilbezug für Ringkissen S	106 x 15	-	4056538006409

FersenFreiLagerung

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung





HMV-Nummer: 11.11.05.0016

Produktbeschreibung

Das schuhförmige Kissen zur statischen Positionierung des Fußes, mit Aussparung im Bereich des Fersenbeins, ist beidseitig einsetzbar und je nach Schuhgröße des Nutzers in zwei Größen erhältlich.

Die Fersenfreilagerung wird direkt am Fuß platziert, wobei die verstärkt unterfütterten Bereiche der Fußsohle und des Achillessehnenansatzes für eine Freilagerung der Ferse sorgen und die umgebenden Bereiche wirksam stabilisieren.

Der innere und äußere Fußknöchel – als dekubitusgefährdete Regionen – werden durch die Weichpolsterung des Kissens sicher geschützt. Das Kissen ist sowohl in Rücken- als auch in Seitenlage zur Druckentlastung anwendbar.



	Bestellnr.	Bezeichnung	HMV-Nr.	GTIN
M	P43784	Fersenfreilagerung M	✓	4056538005020
S	P43783	Fersenfreilagerung S	✓	4056538005013

Hemi-Armkissen

Positionierungshilfsmittel zur Druckentlastung und -umverteilung





HMV-Nummer: 11.11.05.0017

Produktbeschreibung

Zweiteiliges Kissen, das durch einen Klettverschluss miteinander verbunden wird. Es dient in einer sitzenden Position – speziell im Rollstuhl – zur Weichlagerung und sicheren Positionierung eines hemiparetischen Armes. Das Kissen ist beidseitig verwendbar.

Die Anwendung erfolgt durch Auflage der zylindrischen Kissenbasis auf dem rechten, linken oder beiden Oberschenkeln, wobei das Flanschband des Klettverschlusses nach oben zeigt. Die rechteckige Armauflage, auf der sich das Klettband mit Widerhakenstruktur befindet, wird auf der Kissenbasis platziert und fest angedrückt.

Durch die individuelle Positionierung des gesamten Unterarmes kann eine definierte Druckentlastung im Ellbogenbereich erreicht werden. Der Unterarm wird sicher entlastet, in seiner Position stabilisiert und damit die Zugkräfte im Schultergelenk wirksam reduziert.



	Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
M	P43786	Hemi-Armkissen M	58 x 36 + 48 x 16 Ø	✓	4056538005044
	B43833	Textilbezug für Hemi-Armkissen M	58 x 36 + 48 x 16 Ø	-	4056538006355
S	P43785	Hemi-Armkissen S	45 x 30 + 30 x 13 Ø	✓	4056538005037
	B43834	Textilbezug für Hemi-Armkissen S	45 x 30 + 30 x 13 Ø	-	4056538006362

HALBMONDKISSEN

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung



HMV-Nummer: 11.11.05.1014


Produktbeschreibung

Sichelförmiges Kissen, zur Positionierung und Freilagerung verschiedener Körperareale.

Das Halbmondkissen findet seine hauptsächliche Anwendung in der Rückenlage des Patienten, wobei das Kissen direkt unter Kopf, Hals, Schultern sowie den Armen platziert wird und diese Bereiche sicher stützt, positioniert und druckentlastet. Gleichzeitig liegt es beiderseits seitlich am Oberkörper an, ist spürbar und fördert so die Eigenwahrnehmung.

Wird das Kissen in Rückenlage um 180° zur vorher beschriebenen Lagerung gedreht und mittig unter den Oberschenkeln platziert, erreicht man eine Entlastung im Gesäß- und Kreuzbeinbereich sowie eine Unterfütterung des Kniebereiches – zur Entlastung der Sehnen und Bänder im Bereich der unteren Extremitäten. Diese Anwendung ermöglicht zusätzlich eine leicht erhöhte Armlagerung. Das Kissen kann ebenfalls zur seitlichen Positionierung des Anwenders eingesetzt werden. Dabei wird es direkt an den abstützenden Regionen Schulter, Rücken und Becken sowie zwischen den Beinen – zur Verhinderung des Aneinanderliegens der Knie bzw. zur Gewährleistung einer Abduktion in diesem Bereich – angelegt.

Weiterhin kann das Kissen zur Durchführung der 135°-Seitenlagerung eingesetzt werden. Hierbei wird der Patient bäuchlings auf dem Kissen gelagert und somit im Thorax- und Bauchbereich gestützt. Ein Bein wird leicht angewinkelt komplett auf dem Kissen platziert und dadurch eine lagestabile Positionierung erreicht.



	Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
M	P43796	Halbmondkissen M	180 x 31	✓	4056538005143
	B43821	Textilbezug für Halbmondkissen M	180 x 31	-	4056538006379
S	P43795	Halbmondkissen S	142 x 25	✓	4056538005136
	B43822	Textilbezug für Halbmondkissen S	142 x 25	-	4056538006386

ABDUKTIONSKISSEN

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung





HMV-Nummer: 11.11.05.0015



Produktbeschreibung

Ein keilförmiges Kissen, das zur Abduktion der unteren Extremitäten - insbesondere im Kniebereich - dient.

Es ist im Liegen sowie im Sitzen einsetzbar. Durch die Keilform des Kissens wird die betroffene Extremität seitlich vom Körper weggeführt. Weiterhin ist es zur anhebenden Lagerung des Unterarmes, zur Weichlagerung des Ellenbogens oder zur Führung des Unterschenkels bei gleichzeitiger Freilagerung der Ferse geeignet.



	Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
M	P43807	Abduktionskissen M	30 x 15 x 21	✓	4056538005259
	B43831	Textilbezug für Abduktionskissen M	30 x 15 x 21	-	4056538006690
S	P43806	Abduktionskissen S	23 x 12 x 18	✓	4056538005242
	B43832	Textilbezug für Abduktionskissen S	23 x 12 x 18	-	4056538006706

semi-FOWLER-KISSEN

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung



HMV-Nummer: 11.11.05.1015


Produktbeschreibung

U-förmiges Kissen mit einem erhöhten Mittelteil, das multifunktional zur Lagerung verschiedener Körperbereiche Anwendung findet.

Die Hauptanwendung des Semi-Fowler-Kissens erfolgt in der Rückenlage des Patienten. Dabei dient es zur Positionierung von Kopf und Schultern, wobei der erhöhte Mittelteil des Kissens den Kopf sicher positioniert und die seitlichen Ausleger des Kissens die Schulterblätter wirksam entlasten. Diese Liegeposition verhindert eine Überstreckung des Kopfes und verbessert die Eigenwahrnehmung.

Weiter ist das Kissen im Bereich der unteren Extremitäten einsetzbar. Unterhalb der Knie und mit den seitlichen Auslegern unter den Oberschenkeln in Rückenlage angewendet, gewährleistet der erhöhte Mittelteil eine Abduktion im Kniebereich und dient der Druckentlastung im Hüftbereich. Aus der beschriebenen Anwendung heraus, kann das Kissen auch um 180° gedreht werden, so dass die Unterfütterung der Knie bestehen bleibt, die Unterschenkel geführt sowie die Fersen freigelagert werden.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit des Kissens besteht in der Anwendung im Rollstuhl. Dabei wird das Kissen um 180° gewendet und die eigentlichen Auflagefläche auf den Oberschenkeln platziert; der erhöhte Mittelteil kann so eine Abduktion der Knie erzeugen und die gerade Auflagefläche zur Führung und Stabilisierung der Unterarme dienen. Die seitlichen Teile des Kissens liegen zudem am Becken des Anwenders an und unterstützen bei der Stabilisierung der Sitzposition.



	Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
M	P43798	Semi-Fowler-Kissen M	65 x 50 x 15	✓	4056538005167
	B43825	Textilbezug für Semi-Fowler-Kissen M	65 x 50 x 15	-	4056538006454
S	P43797	Semi-Fowler-Kissen S	50 x 35 x 13	✓	4056538005150
	B43826	Textilbezug für Semi-Fowler-Kissen S	50 x 35 x 13	-	4056538006461

Rückenlagerungskissen

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung



HMV-Nummer: 11.11.05.2007





Produktbeschreibung

Körperlanges Kissen, bestehend aus einem Kopfteil, an das sich zwei längliche schlauchförmige Seitenarme in leichter S-Form anschließen. Verschiedene Körperteile können damit gleichzeitig positioniert, freigelagert und/oder stabilisiert werden.

Die hauptsächliche Anwendung erfolgt in Rückenlage durch Unterfütterung, Weichlagerung und Positionierung des gesamten Körpers. Durch Freilagerung individuell definierter Bereiche wird eine lokale Druckreduzierung erreicht und gleichzeitig werden Kopf, Rücken, Hüfte, Beine und Fersen in ihrer Lage spezifisch positioniert und stabilisiert.

Das Rückenlagerungskissen kann ebenfalls bei der Durchführung der 30°-Lagerung, zur Abstützung und Positionierung des Rückens, zur Abduktion im Kniebereich und zur Freilagerung der Ferse Anwendung finden. Durch Wahrnehmung der eigenen Körpergrenzen dient es der Förderung des Körperbewusstseins.



	Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	GTIN
M	P43803	Rückenlagerungskissen M	200 x 60	4056538005211
S	P43802	Rückenlagerungskissen S	140 x 45	4056538005204

universal- Lagerungsset

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung





HMV-Nummer: siehe Tabelle



Produktbeschreibung

Hinweise zu den jeweiligen Kissen:
siehe Einzelproduktbeschreibungen.



Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
P43812	Universallagerungsset – 3-teilig			4056538005303
bestehend aus:				
M	P43772 Universalkissen M	60 x 40	11.11.05.0011	4056538004900
S	P43771 Universalkissen S	45 x 30	11.11.05.0011	4056538004894
M	P43800 Seitenlagerungskissen M	180 x 31	11.11.05.2002	4056538005181

BeinPOSITIONIERUNGSSet BASIS + MODUL

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung



HMV-Nummer: 11.11.05.0038





Produktbeschreibung

Zweiteiliges Set, bestehend aus einem keilförmigen Kissen mit halbkreisförmiger Aussparung auf der flachen Seite und einem Unterschenkelmodul mit wellenförmiger Oberseite, zur Positionierung und Freilagerung der unteren Extremitäten in Rückenlage.

Der Basiskeil, dessen abgeflachte Seite in Richtung des Gesäßes platziert wird, ermöglicht eine Entlastung des Sakralbereiches und bietet durch die Ausstattung mit einer rutschfesten Bezugsunterseite eine sichere Patientenpositionierung bei Sitz- beziehungsweise Hochlagerungspositionen.

In Kombination mit dem Unterschenkelmodul wird eine Druckreduktion der kompletten unteren Extremitäten erreicht, Abduktion gewährleistet und eine Entlastung der Fersen durch Freilagerung ermöglicht. Basis und Modul können auch einzeln eingesetzt werden.



Basiskeil

Unterschenkelmodul

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	GTIN
P43787	Beinpositionierungsset	58 x 55 x 12 + 50 x 21 x 10,5	4056538005051
P44455	Basiskeil	58 x 55 x 12	4056538005563
P44456	Unterschenkelmodul	50 x 21 x 10,5	4056538005570

BeinPOSITIONIERUNG KOMPAKT

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung


Produktbeschreibung

Keilförmiges Kissen zur Positionierung und Lagerung der unteren Extremitäten.

Durch die Verwendung von viscoelastischem Schaumstoff mit Längseinschnitten im Auflagebereich wird eine Führung und Weichlagerung der Unterschenkel bewirkt. Die Beinpositionierung KOMPAKT wird dabei mit der abgeflachten Seite in Richtung des Gesäßes platziert. Die rutschfeste Bezugsunterseite ermöglicht eine sichere Patientenpositionierung in der Rückenlage.



Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	GTIN
P44457	Beinpositionierung Kompakt M	58 x 55 x 12	4056538005587




Transporttasche

Bestellnr.	Bezeichnung	GTIN
P43814	Transporttasche blau	4056538006515
P43813	Transporttasche orange	4056538006522



MIKROLagerung

Positionierungshilfsmittel zur Druckentlastung und -umverteilung



Produktbeschreibung

Rechteckiges Einzelkissen oder im Set von drei Kissen gleicher Größe, zur physiologischen Positionsveränderung in Gelenken sowie zur unterstützenden Lageveränderung durch Druckumverteilung am ganzen Körper.

Dazu wird ein Kissen vollflächig unter der zu entlastenden Körperpartie platziert, dort für eine begrenzte Dauer belassen, anschließend entfernt und an einer anderen zu entlastenden Körperregion eingesetzt.

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	GTIN
P43811	Mikrolagerungsset	30 x 17 (3 St.)	4056538005297
P43810	Mikrolagerungskissen	30 x 17	4056538005280

TEXTILBezüge

Bezüge zu den CAREPUR-Artikeln

Produktbeschreibung

- ✓ bestehend aus Lyocell und Modalfaser
- ✓ Bezüge sind mit einem Reißverschluss ausgestattet
- ✓ elastisch, strapazierfähig und knitterfrei
- ✓ geräuscharm
- ✓ sehr geschmeidig
- ✓ wasserdampfdurchlässig
- ✓ pflegeleicht, waschbar bis 60 °C
- ✓ trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen



POSITIONIERUNGSSET I 7-TEILIG

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung



HMV-Nummer: siehe Tabelle



Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
P43809	Positionierungsset I – 7-teilig			4056538005273
bestehend aus:				
M	P43772 Universalkissen M	60 x 40	11.11.05.0011	4056538004900
M	P43784 Fersenfreilagerung M	-	11.11.05.0016	4056538005020
M	P43796 Halbmondkissen M	180 x 31	11.11.05.1014	4056538005143
S	P43776 Ringkissen S	106 x 15	11.11.05.0013	4056538004955
S	P43778 Zylinderkissen S	45 x 14	11.11.05.0014	4056538004962
M	P43800 Seitenlagerungskissen M	180 x 31	11.11.05.2002	4056538005181
	P43814 Transporttasche blau	-	-	4056538006515

POSITIONIERUNGSSet II 7-TEILIG

Positionierungshilfsmittel zur
Druckentlastung und -umverteilung



HMV-Nummer: siehe Tabelle



Bestellnr.	Bezeichnung	Größe in cm	HMV-Nr.	GTIN
P43808	Positionierungsset II – 7-teilig			4056538005266
bestehend aus:				
S	P43771 Universalkissen S	45 x 30	11.11.05.0011	4056538004894
M	P43798 Semi-Fowler-Kissen M	65 x 50 x 15	11.11.05.1015	4056538005167
M	P43786 Hemi-Armkissen M	58 x 36 + 48 x 16 Ø	11.11.05.0017	4056538005044
M	P43794 Deltakissen M	60 x 40	11.11.05.1013	4056538005129
M	P43792 Fersenentlastungsgurt	90 x 15	11.11.05.0012	4056538005105
M	P43800 Seitenlagerungskissen M	180 x 31	11.11.05.2002	4056538005181
	P43813 Transporttasche orange	-	-	4056538006522

GRUNDLAGEN DEKUBITUS

1. Die internationale Definition von Dekubitus (nach NPUAP und EPUAP)


Ein Dekubitus ist eine lokal begrenzte Schädigung der Haut und/oder des darunterliegenden Gewebes, in der Regel über knöchernen Vorsprüngen, infolge von Druck oder von Druck in Kombination mit Scherkräften.

Der Dekubitus oder das Druckgeschwür zählt zu den chronischen Wunden und kann die Haut, Muskulatur bis zum Knochengewebe betreffen. Die Ursache ist meist eine Unterversorgung des Gewebes mit Sauerstoff (Ischämie) und zurückzuführen auf:

- ✓ dauerhaften und zu hohem Druck
- ✓ Scher- und Reibungskräfte, die durch Rutschen entstehen.

2. Betroffene Körperstellen


Häufig entstehen Druckgeschwüre an knöchernen Vorsprüngen, sogenannten Prädilektionsstellen, die mechanischen Schädigungen des Gewebes am stärksten ausgesetzt sind. Die am häufigsten betroffenen Bereiche sind:



40,7%




35,1%



3. Einteilung der Dekubituskategorien erfolgt nach Schwere der Schädigung in 4 Kategorien


Kategorie 1 Rötung

Dauerhafte, nicht wegdrückbare Rötung




Kategorie 3 Hautverlust

Tiefgehender Hautdefekt bis in die Unterhaut (Subcutis)




Kategorie 2 Hautdefekt

Offene oder geschlossene (Bläschen) Schädigung der Oberhaut (Epidermis)



Kategorie 4 Tiefe Gewebeschäden

Alle Hautschichten und Muskulatur betreffend bis hin zu Knochenbeteiligung



4. Risikoeinschätzung

Es ist unerlässlich, das Dekubitusrisiko individuell einzuschätzen, um passende Maßnahmen zur Vermeidung eines Druckgeschwürs in die Wege zu leiten. Die Einschätzung muss sofort bei der Übernahme des Pflegeauftrages erfolgen und in realistischen Intervallen wiederholt werden (siehe Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege vom DNQP, 2. Aktualisierung 2017).

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Unsere sämtlichen – auch künftigen – Lieferungen und Leistungen erfolgen auf Grund der nachstehenden Bedingungen. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, sofern wir ihrer Geltung nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
2. Sofern Lieferungen ab Werk erfolgen, erfolgt die Versendung stets auf Gefahr des Bestellers.
3. Außer in Fällen höherer Gewalt sind wir auch im Fall sonstiger Störungen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, von der Pflicht zu einer rechtzeitigen und der Bestellmenge entsprechenden Lieferung befreit. Das gilt insbesondere in Fällen von Störungen im Zulieferbereich sowie bei Streikmaßnahmen. Die Lieferzeit für Produkte aus unserem SHP-Programm beträgt für Einzelbestellungen 48 Stunden. Sie kann jedoch im Einzelfall bis zu 7 Tage dauern. Bei Bestellmengen ab 20 Stück kann die Lieferzeit bis zu 6 Wochen betragen. Für Sonderanfertigungen beträgt die Lieferzeit bis zu 4 Wochen. Liefertermine gelten nur unter Vorbehalt als vereinbart. Wird die Lieferfrist um mehr als 14 Tage überschritten, so ist der Käufer nach Ablauf einer uns schriftlich zu setzenden Nachfrist von mindestens 7 Tagen nach Eingang des Schreibens zum Rücktritt berechtigt.
4. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen gegen den Besteller vor. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware in einem ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt auch nach der Abtretung zur Einziehung dieser Forderungen berechtigt, insofern er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. Im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen der nachstehenden Ziff. 5 und darüber hinaus nach fruchtlosem Ablauf einer Nachfristsetzung, die auf diese Folgen hinweist, erlischt die Befugnis des Bestellers zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware sowie zum Einzug der an uns abgetretenen Forderung und auch auf sonstige Verfügungen. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt bzw. verbunden, so erwerben wir das Eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung bzw. Verbindung. Erfolgt die Vermischung bzw. Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Bei Veräußerungen von Waren an denen wir Miteigentum gemäß den vorstehenden Regelungen haben, gilt die Abtretung der Forderung entsprechend der Höhe unseres Miteigentumsanteils. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers, insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
5. Eintretende Zahlungsschwierigkeiten oder das Bekanntwerden einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers berechtigen uns, Lieferungen sofort einzustellen. Gleichzeitig werden alle unsere Forderungen gegen den Besteller unabhängig von der Laufzeit hereingenommener Wechsel sofort fällig.
6. Sofern sich aus der Rechnungslegung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis sofort ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % p. a. über dem jeweiligen Basiszins zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Wegen bestrittener Gegenansprüche steht dem Besteller auch kein Zurückbehaltungsrecht zu.
7. Ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen kommen wir nach unserer Wahl durch Ersatzlieferung, Preisminderung oder Nachweisungen nach. Bei Fehlschlägen und im Fall einer fruchtlosen Nachfristsetzung sind wir auf Verlangen zur Rücknahme der Ware und Erstattung des Kaufpreises verpflichtet, wenngleich auch das Recht des Bestellers auf Minderung unberührt bleibt. Mängelrügen sind unverzüglich anzuzeigen, spätestens jedoch 7 Tage nach Erhalt der Ware. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, insofern die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sofern wir fahrlässig eine Kardinalpflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.
8. Von uns erbrachte Transportdienstleistungen erfolgen auf Grundlage der neuesten Fassung der ADSp (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen)!
9. Erfüllungsort ist die Betriebsstätte 15859 Storkow, Lebbiner Weg 1. Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten aus der Geschäftsverbindung ist, soweit das Amtsgericht sachlich zuständig ist, Fürstenwalde/Spree und bei landgerichtlicher Sachzuständigkeit Frankfurt/Oder. Wir sind auch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
10. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt, unter Ausschluss ausländischen Rechts, nur das für die Rechtsbeziehung inländischer Parteien maßgebliche deutsche Recht.
11. Jegliche Nebenabsprachen bedürfen der Schriftform und haben nur Gültigkeit, wenn diese von der SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG schriftlich bestätigt worden sind.
12. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht.

regionalGEFERTIGT

in Brandenburg

SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Lebbiner Weg 1 • 15859 Storkow (Mark) • Germany

Telefon: +49 (0)33678 - 40 77 00

Telefax: +49 (0)33678 - 40 77 29

E-Mail: info@s-h-p.eu

Web: www.s-h-p.eu

SOFTLINE Healthcare Products (SHP) ist eine
Marke der SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG



Service- und Bürozeiten

Mo-Fr: 07:30 bis 17:00 Uhr

USt-IdNr.: DE202767024

Version 2025/02

Dieser Katalog verliert seine Gültigkeit
mit Erscheinen des neuen Katalogs.