



Für Treppen und Transfers, speziell in Situationen, in denen aus räumlichen Gründen kein selbsttätiges Hilfsmittel zum Einsatz kommt, erlaubt der Tragesitz Swing einen weitgehend kontrollierten Personentransfer.

Der Tragesitz Swing kann auch zur Evakuierung, sofern zur Bergung nur das Treppenhaus zur Verfügung steht, verwendet werden.

Das Gewicht des Pflegebedürftigen kann auf bis zu fünf Personen verteilt, auch bei unterschiedlichen Körpergrößen, rückschonend verteilt werden. Die stabilen Sicherheitsgriffe machen den Transfer sicher und einfach.

## Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max. Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Tragesitz Swing	Polyamid, latex frei	rot	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-4035	38 x 32 x 55	2300 g	(01)04250355340351(10)LOT

### Reinigung, Pflege und Desinfektion

Der Tragesitz Swing kann nass gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gründlich trocknen. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden oder bleichenden Mittel sowie keine scharfkantigen Gegenstände. Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten. Die Verwendung von Bleichmitteln oder Alkohol kann die Eigenschaften des Tragesitzes dauerhaft beeinträchtigen.



Made in EU