nova**care**

www.novacare.de

ASX basic

TECHNISCHE DATEN



DEKUBITUSGRAD:

MAX. PATIENTENGEWICHT: 130 KG

HMV Nr.: 11.29.04.1012

ARTIKEL NR.: 9980085 88

STEUERGERÄT:

Maße: 30 x 18 x 12 cm

Gewicht: 2,7 kg

Membrankompressor, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechseldruck, Statikbetrieb, 12 Min. Zeitzyklus, Unterdruckalarm (optisch und akustisch)

MATRATZENAUFLAGE:

Maße: 200 x 88 x 13 cm (aufgepumpt)

Gewicht: 4,1 kg

18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch, 8 Zellen mit Mikroperforation, PVC-Anschluss schläuche (inkl. Transportsicherung), CPR-Notfallentlüftung

MATERIAL:

Zellen: Nylon/TPU Zellmaterial

Bezug: Nylon-Bezug, PU-beschichtet, bi-elastisch,

atmungsaktiv, mit Druckknöpfen

ZUBEHÖR (OPTIONAL):

ART.-NR.: 991305+ (Transporttasche für Matratze und Steuergerät)

ART.-NR.: 991508+2 (Schaumstoff-Matratzenbasis 2 cm mit Polyester-Bezug) **ART.-NR.: 991508+** (Schaumstoff-Matratzenbasis 3,5 cm mit Polyester-Bezug)

DAS ASX BASIC WECHSELDRUCKSYSTEM WIRD ZUR PROPHYLAXE UND BEHANDLUNG VON DEKUBITUS-PATIENTEN BIS STADIUM II NACH EPUAP EINGESETZT.

Die Matratzenauflage wird aus hochwertigen Nylon / TPU-Zellen gefertigt, davon sind 8 mit Mikroperforation. Der bi-elastische Bezug wird an Kopf- und Fußende geknöpft und besteht aus PU. Die Notfallentlüftung ist außenliegend. Die ASX basic verfügt über eine digitale Druckregelung. Der ursprüngliche Dauerbetrieb wird nun durch einen Drucksensor gesteuert, der den Kompressor und Timing-Motor nur dann in Betrieb nimmt, wenn diese auch benötigt werden.

VORTEILE:

- · lange Serviceintervalle
- · geringeres Geräuschniveau

ALARMFUNKTIONEN:

 bei Unterdruck und / oder bei Ausfall des Zykluswechsels gibt es einen akustischen und optischen Alarm

