

PRODUKTKATALOG

Hilfsmittel für Patienten mit besonderen Bedürfnissen

Produkte von Cobi Rehab





unsere PHILOSOPHIE

Unser Anspruch ist es, morgen besser zu sein als heute.

Mit diesem Leitgedanken gehen wir eine zukunftsweisende Partnerschaft mit COBI REHAB ein, um innovative Lösungen für bariatrische Patienten in Deutschland anzubieten. Gemeinsam bündeln wir unsere Kompetenzen, um die Lebensqualität und Teilhabe von Menschen, die unter Adipositas leiden, nachhaltig wesentlich zu verbessern.

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht das Wohl der Patienten. Die robusten, funktionalen, wie innovativen Produkte von COBI REHAB – von Rollstühlen über Duschstühle bis hin zu Betten mit einer Tragfähigkeit von bis zu 325 kg – ergänzen unser Portfolio ideal.

Sie bieten nicht nur maximale Sicherheit und Komfort für die Betroffenen, sondern entlasten auch Pflegekräfte und Angehörige im Alltag. Durch die enge Zusammenarbeit profitieren unsere Kunden im Sanitätsfachhandel, in Pfl-

geerichtungen und Kliniken von einer einzigartigen Kombination aus skandinavischer Innovationskraft und deutscher Zuverlässigkeit.

Unsere gemeinsame Philosophie basiert auf Qualität, Empathie und Respekt für den Einzelnen. Wir garantieren die Einhaltung höchster Standards, setzen auf kontinuierliche Verbesserung und bieten eine qualifizierte Beratung sowie schnelle Verfügbarkeit aller Produkte. So schaffen wir Lösungen, die sowohl Patienten als auch Pflegepersonal und Angehörigen echten Mehrwert bieten.

Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Katalog neue Perspektiven für die bariatrische Versorgung zu eröffnen – für mehr Lebensqualität, Sicherheit und Zufriedenheit.

Ihr SOFTLINE-Team

INHALTSVERZEICHNIS



Wer ist Cobi Rehab?	4
----------------------------	----------

Bariatrische Dusch- und Toilettenhilfsmittel	5
---	----------

Dusch- und Toilettenstuhl Vastus feststehend	6
Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar	7
Dusch- und Toilettenstuhl mit Antriebsrädern	8
Tilt Dusch- und Toilettenstuhl mit Neigefunktion	9
Rise N Tilt Dusch- und Toilettenstuhl	10

Bariatrische Mobilitätshilfsmittel	11
---	-----------

Bariatrischer Stand Tall Gehwagen	12
Rollator King	13
Rollator Support	14
Der 4-Punkt-Gehstock und die Unterarmgehstütze	15
Gehstell mit/ohne Räder	16

Bariatrische Rollstühle, Stühle, Rückenlehnen	17
--	-----------

Patienten-/Esszimmerstuhl	18
Minimaxx Rollstuhl faltbar	19
Minimaxx Push Rollstuhl faltbar	20
Transporter Rollstuhl	21
Eclipse Rollstuhl	22
Eclipse Tilt Rollstuhl mit Neigefunktion	23
Cruise Komfort Multifunktionsrollstuhl	24
Cruise Power Multifunktionsrollstuhl m/Elektroantrieb	26
XLella Classic Rückenstütze	27

Lagerungskissen	28
------------------------	-----------

Hygienekissen	29
Schwimmkissen	30
Lasal Lagerungskissen	31

Lagerungsprodukte	32
--------------------------	-----------

MobiBed – mobile Ruheliege	33
Kamille Komfortrollstuhl	34-35
Kamille Power Komfortrollstuhl mit Elektroantrieb	36
Kamille Rückenstütze	37

SHP Shop	38
-----------------	-----------

Allgemeine Geschäftsbedingungen	39
--	-----------

wer IST COBI REHAB

Cobi Rehab ist ein dänisches Unternehmen mit Pioniergeist, das innovative Hilfsmittel entwickelt und herstellt. Der Standort befindet sich in Karlslunde, nur 30 Minuten vom internationalen Flughafen Kopenhagen entfernt. Die Mission von Cobi Rehab ist es, die Lebensqualität von Patienten mit bariatrischen, neurologischen, geriatrischen, palliativen und schmerzbedingten Erkrankungen zu verbessern.

Das Unternehmen steht für ein hohes Maß an Innovation und Qualität. Die Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Pflegekräften, Patienten, Klinikpersonal sowie den eigenen Therapeuten und Ingenieuren sorgfältig entwickelt. Das Team von Cobi Rehab, bestehend aus Physiotherapeuten und Ergotherapeuten, gewährleistet einen ganzheitlichen Ansatz, der die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten berücksichtigt.

Cobi Rehab engagiert sich über das Übliche hinaus. Die Produkte sind das Ergebnis umfassenden Wissens im medizinischen und therapeutischen Bereich sowie praktischer und theoretischer Erfahrung mit verschiedenen Patientengruppen. Alle Produkte werden mit einem tiefen Verständnis für die Patienten und das gesamte Pflorgeteam entwickelt, was zu zahlreichen Details führt, die sowohl das Arbeitsumfeld als auch die Lebensqualität verbessern. Jedes Produkt ist CE-gekennzeichnet und entspricht der MDR sowie den relevanten Normen.

Entdecken Sie die Produkte von Cobi Rehab, die eine Geschichte von Hingabe, Innovation, Respekt und dem unermüdlichen Streben nach Verbesserung der Lebensqualität erzählen.



Cobi Rehab

Silovej 16-18
DK-2690 Karlslunde
Dänemark

Tel.: +45 7025 2522

E-Mail: cobi@cobi.dk

Web: cobirehab.com/de/



COBI REHAB

Bariatrische Dusch- und Toilettenhilfsmittel

Bei der Körperpflege und Hygiene von geschwächten Patienten sollte die Würde an erster Stelle stehen. Unsere Dusch- und Toilettenprodukte wurden entwickelt, um Komfort, Anpassungsfähigkeit und die Vereinfachung von Hygieneroutinen zu gewährleisten. Dabei legen wir besonderen Wert auf die einfache Reinigung und Desinfektion sowie die Optimierung des Arbeitsumfelds der Pflegekräfte.

Unser Ziel ist es, Dusch- und Hygieneroutinen nicht nur sicherer und komfortabler, sondern auch würdevoller zu gestalten. Diese Produkte erleichtern die Durchführung von Hygienemaßnahmen und die Pflege des Hautgewebes, wodurch sie sicherer und effizienter werden. Alle unsere Dusch- und Toilettenprodukte sind für ein maximales Benutzergewicht von bis zu 325 kg ausgelegt.



DUSCH- UND TOILETtenSTUHL vastus

Duschstuhl mit verstellbarer Sitztiefe

- » **Max. Benutzergewicht 325 kg**
- » **Kombinierter Toiletten- und Duschstuhl**
- » **Verstellbare Sitzhöhe und -tiefe**

Stabiler und breiter Duschstuhl mit geschwungenen Armlehnen. Die geschwungenen Armlehnen sorgen dafür, dass das Gesäß des Patienten beim Hinsetzen auf den Duschstuhl und beim Aufstehen nicht eingeklemmt wird.

Die Rückenlehne des Duschstuhls Vastus kann insgesamt um +/- 60 mm verstellt werden, was eine zusätzliche Sitztiefe ermöglicht. Die Sitzhöhe ist ebenfalls verstellbar. Für hygienische Zwecke kann die Sitzöffnung nach vorne oder hinten ausgerichtet werden.

Der Rahmen besteht aus leichten Rohren, die maximale Stabilität und ein geringes Gewicht gewährleisten. Die Rohre sind oberflächenbehandelt.

Der Rahmen und der leicht abnehmbare Sitz können mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.

Ein Eimer mit Deckel ist im Lieferumfang enthalten.



Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Sitzbreite	610/710 mm
Sitztiefe verstellbar	400–520 mm
Sitzhöhe verstellbar	440–590 mm
Abstand zwischen den Armlehnen	650/750 mm
Gesamtbreite	730/830 mm
Gesamthöhe	790–940 mm
Breite/Länge der Toilettenöffnung	Ø 180/240 mm, Länge 400 mm
Sitz/Rückenlehne/Armlehnen	Polyurethan
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl
Gewicht (610 mm/710 mm)	14/15 kg

DUSCH- UND TOILETtenSTUHL fahrbar

Dusch- und Toilettenstuhl mit schwenkbaren Armlehnen



- » **Max. Benutzergewicht 325 kg**
- » **100 kg Tragkraft auf jeder Fußstütze**
- » **Hinterräder mit Einzelbremsen**

Ein stabiler und breiter Dusch- und Toilettenstuhl mit ausreichend Platz unter der Rückenlehne für das Gewebe im Gesäßbereich.

Aus leichten Rohren gefertigt, um maximale Stabilität und geringes Gewicht zu gewährleisten. Es sind zwei verschiedene Arten von Armlehnen erhältlich: Standard-Armlehnen oder Butterfly-Armlehnen.

Das Design des Dusch- und Toilettenstuhls erleichtert den Zugang zur Intimhygiene und sorgt für mehr Sicherheit. Verstellbare Fußplatten helfen dabei, die Beine in Abduktion zu halten. Für hygienische Zwecke kann die Sitzöffnung nach vorne oder hinten ausgerichtet werden.

Der Rahmen und der leicht abnehmbare Sitz können mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.

Ein Eimer mit Deckel ist im Lieferumfang enthalten.

Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Gesamtlänge	1170 mm
Gesamtbreite mit Standard-Armlehnen (ohne Fußstützen)	690/790 mm
Gesamtbreite mit Butterfly-Armlehnen (ohne Fußstützen)	870/970 mm
Sitzbreite mit Standard-Armlehnen	610/710 mm
Sitzbreite mit Butterfly-Armlehnen	750/850 mm
Sitztiefe	560 mm
Sitzhöhe	550 mm
Breite zwischen den Armlehnen	60 mm
Breite/Länge der Toilettenöffnung	Ø 180/240 mm, Länge 400 mm
Abstand vom Boden bis unter den Sitz	445 mm
Wenderadius	1580 mm
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl
Gesamtgewicht (Modell 61 cm/71 cm)	27 kg

DUSCH- UND TOILETTENSTUHL

mit Antriebsrädern

- » **Max. Benutzergewicht 325 kg**
- » **100 kg Tragkraft auf jeder Fußstütze**
- » **24"-Hinterräder für individuelle Richtungsstabilität**


Ein stabiler und breiter Dusch- und Toilettenstuhl mit ausreichend Platz unter der Rückenlehne für das Gewebe im Gesäßbereich.

Aus leichten Rohren gefertigt, um maximale Stabilität und geringes Gewicht zu gewährleisten. Es sind zwei verschiedene Arten von Armlehnen erhältlich: Standard-Armlehnen oder Butterfly-Armlehnen.

Das Design des Dusch- und Toilettenrollstuhls erleichtert den Zugang zur Intimhygiene und sorgt für mehr Sicherheit. Verstellbare Fußplatten helfen dabei, die Beine in Abduktion zu halten. Für hygienische Zwecke kann die Sitzöffnung nach vorne oder hinten ausgerichtet werden.

Der Rahmen und der leicht abnehmbare Sitz können mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.

Ein Eimer mit Deckel ist im Lieferumfang enthalten.



Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Gesamtlänge	1290 mm
Gesamtbreite mit Standard-Armlehnen (ohne Fußstützen)	810/910 mm
Gesamtbreite mit Butterfly-Armlehnen (ohne Fußstützen)	870/970 mm
Sitzbreite mit Standard-Armlehnen	610/710 mm
Sitzbreite mit Butterfly-Armlehnen	750/850 mm
Sitztiefe	560 mm
Sitzhöhe	550 mm
Breite zwischen den Armlehnen	600 mm
Breite/Länge der Toilettenöffnung	Ø 180/240 mm, Länge 400 mm
Abstand vom Boden bis unter den Sitz	445 mm
Wenderadius	1580 mm
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl
Gesamtgewicht (Modell 610 mm/710 mm)	33 kg

TILT DUSCH- UND TOILETtenSTUHL

Macht Hygieneroutinen für die Pflegekraft einfacher und sicherer



- » **Max. Benutzergewicht 325 kg**
- » **30° elektrisch neigbar**
- » **Ermöglicht eine sichere, effiziente und barrierefreie Pflege der Haut und Hygiene**

Mit einer elektrischen 30°-Neigefunktion erhöht der Dusch- und Toilettenstuhl Tilt die Effizienz der Pflege, da er es einer einzelnen Pflegekraft ermöglicht, den gesamten Duschvorgang sowie eine Vielzahl alltäglicher Hygienemaßnahmen durchzuführen.

Der Dusch- und Toilettenstuhl Tilt besteht aus leichten Stahlrohren, die maximale Stabilität und geringes Gewicht gewährleisten. Der Dusch- und Toilettenstuhl Tilt ist mit zwei verschiedenen Arten von Armlehnen erhältlich: Standard-Armlehnen oder Butterfly-Armlehnen.

Jede Fußplatte kann 100 kg tragen und ist seitlich verstellbar. Der Rahmen und der leicht abnehmbare Sitz können mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.

Ein Eimer mit Deckel ist im Lieferumfang enthalten.

Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Gesamtlänge	1400 mm
Gesamtbreite mit Standard-Armlehnen (ohne Fußstützen)	720 mm
Gesamtbreite mit Butterfly-Armlehnen (ohne Fußstützen)	860 mm
Sitzbreite mit Standard-Armlehnen	610 mm
Sitzbreite mit Butterfly-Armlehnen	750 mm
Sitztiefe	420/480/560 mm
Breite/Länge der Toilettenöffnung	Ø 180/240 mm, Länge 400 mm
Abstand vom Boden bis unter den Sitz	445 mm
Abstand von Boden bis Schiebebügel	1000 mm
Wenderadius	1580 mm
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl
Gesamtgewicht	39 kg
Räder/Hinterräder	Ø 150 massiv mit Bremsen

RISE N TILT DUSCH- UND TOILETtenSTUHL

Vorsichtiges Anheben und Neigen eines bariatrischen Patienten in einem Winkel von 30°

- » **Max. Benutzergewicht 325 kg**
- » **Elektrische Neige- und Hebefunktion**
- » **Ermöglicht eine sichere, effiziente und barrierefreie Pflege der Haut und Hygiene**

Der Dusch- und Toilettenstuhl Rise N Tilt verbessert die Lebensqualität des Patienten, indem er das Duschen mit Unterstützung und andere Hygienemaßnahmen nicht nur sicherer und bequemer, sondern auch zu einem würdevolleren Erlebnis macht.

Das hohe Maß an Unterstützung, das der Dusch- und Toilettenstuhl Rise N Tilt bietet, führt zu besseren Arbeitsabläufen. Dies bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.

Der Rise N Tilt besteht aus leichten Stahlrohren, die maximale Stabilität und geringes Gewicht gewährleisten. Der Dusch- und Toilettenstuhl ist mit zwei verschiedenen Arten von Armlehnen erhältlich: Standard-Armlehnen oder Butterfly-Armlehnen.

Jede Fußplatte kann 100 kg tragen und ist seitlich verstellbar. Der Rahmen und Sitz können mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.

Ein Eimer mit Deckel ist im Lieferumfang enthalten.



Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Gesamtlänge in der niedrigsten Position	1400 mm
Gesamtbreite mit Standard-Armlehnen (ohne Fußstützen)	740 mm
Gesamtbreite mit Butterfly-Armlehnen (ohne Fußstützen)	850 mm
Sitzbreite mit Standard-Armlehnen	610 mm
Sitzbreite mit Butterfly-Armlehnen	750 mm
Sitztiefe verstellbar	420/480/560 mm
Breite/Länge der Toilettenöffnung	Ø 180/240 mm, Länge 400 mm
Abstand vom Boden bis unter den Sitz	445 mm
Abstand von Boden bis Schiebebügel	1000 mm
Wenderadius	1580 mm
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl
Gesamtgewicht	46 kg
Räder/Hinterräder	Ø 150 massiv mit Bremsen
Auf-/Ab-Kapazität bei vollständig aufgeladenem Akku	Ca. 15 Mal
Steuereinheit	LINAK
Vier Aktoren	LINAK A20/A40



COBI REHAB

Bariatrische Mobilität

Rehabilitation ist ein essenzieller Schritt auf dem Weg zurück zu Gesundheit und Mobilität. Besonders für bariatrische Patienten kann dieser Prozess den Übergang von der Bettlägerigkeit hin zur selbstständigen Lebensführung bedeuten.

Deshalb bietet Cobi Rehab ein breit gefächertes Sortiment an Mobilitätshilfen speziell für bariatrische Patienten an. Das Angebot reicht von Unterarmrollatoren für die frühen Phasen der Rehabilitation bis hin zu robusten Schwerlast-Rollatoren für Patienten, die bereits weitgehend unabhängig sind. So stellt Cobi Rehab sicher, dass für jedes individuelle Bedürfnis die passende Mobilitätslösung bereitsteht.

Alle Produkte zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und Stabilität aus und gewährleisten sowohl für Patienten als auch für Pflegekräfte maximale Sicherheit. Die Mobilitätsprodukte von Cobi Rehab sind je nach Modell für ein Benutzergewicht von bis zu 200, 270 oder 325 kg ausgelegt.



Bariatrischer Stand Tall Gehwagen

Feststellbare Handbremsen und Bremsen an den Hinterrädern

- » **Max. Benutzergewicht 325 kg**
- » **Einsatz in der Rehabilitation zur sicheren Mobilisierung beim Stehen und Gehen**
- » **Höhenverstellbare und verstellbare Unterarmstützen**



Der Unterarmgehwagen besteht aus einem breiten, stabilen Rahmen aus 32-mm-Rohren und vier massiven Rädern.

Er verfügt über feststellbare Handbremsen, Feststellbremsen, gepolsterte Unterarmstützen und eine Seitenplatte zur Befestigung von z. B. einem Urinbeutel. Die Höhe der Unterarmstützen kann ohne Werkzeug von 1000 bis 1300 mm eingestellt werden.

Mithilfe der inneren Griffe kann der Patient langsam vom Bett oder Stuhl aufstehen, während die Stabilität und Kontrolle des Gehwagens erhalten bleiben. Zusammen reduziert dies das Sturzrisiko.

Der Rahmen und die gepolsterten Unterarmstützen des Unterarmgehewagens können mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.



Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Gesamtlänge	730 mm
Gesamtbreite	800 mm
Gesamtbreite (mit IV-Halter)	920 mm
Breite zwischen den Unterarmstützen, von Mitte zu Mitte, einstellbar	590–690 mm
Wenderadius	2000 mm
Höhe, einstellbar in 25-mm-Schritten	1000–1300 mm
Gewicht	20 kg
Massives Rad	Ja, 100 mm
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl
Unterarmstütze	PU

ROLLATOR KING

Einer der stabilsten
Rollatoren auf dem Markt



- » **Max. Benutzergewicht 325 kg**
- » **Zusammenklappbar und mit Rückenlehne und Korb**
- » **Sicher bei Aktivität und einfach als Sitz zu verwenden**

Der Rollator King passt durch Türöffnungen und lässt sich zum Transport in Kraftfahrzeugen und zur Aufbewahrung leicht zusammenklappen.

Der Rollator King ist mit stabilen Bremsen ausgestattet, die als Feststellbremse oder Handbremse arretiert werden können. Die beiden Bremsarten sorgen für Kontrolle und sicheres Manövrieren. Er wird mit einem Korb (Tragkraft 5 kg) geliefert und die Griffe sind mit Reflektoren ausgestattet.

Die Rückenlehne sorgt dafür, dass das Gewicht des Patienten beim Ausruhen gleichmäßig auf dem Sitz verteilt wird. Auf diese Weise wird die Kippgefahr deutlich verringert.

Der gepolsterte Sitz und die Sicherheitsrückenlehne können ausgetauscht werden, wenn ein neuer Patient transportiert wird.

Der Rahmen, der Sitz, die Griffe und die Sicherheitsrückenlehne des Rollators können mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.

Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Gesamtlänge	850 mm
Gesamtbreite	740/840 mm
Breite zwischen den Griffen	610/710 mm
Höhenverstellbar in 2,5-cm-Schritten	770,5–990 mm
Sitzbreite	510 mm
Sitztiefe	370 mm
Sitzhöhe	500 mm
Gewicht	15,7 kg
Räder	8" massiv
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl, SAE4130

ROLLATOR SUPPORT

Kann als Ruhesessel verwendet werden, wenn die Bremsen blockiert sind

- » **Max. Benutzergewicht 200 kg**
- » **Zusammenklappbar**
- » **Rollator mit Unterarmstützen, der den Druck auf die Handgelenke minimiert**

Die höhenverstellbaren Unterarmstützen des Rollators unterstützen den Patienten dabei, den Rollator in aufrechter Position nach vorne zu schieben, und entlasten gleichzeitig die Handgelenke. Der Rollator lässt sich leicht zusammenklappen.

Wenn der Patient auf dem Sitz ruht, sorgt die Sicherheitsrückenlehne dafür, dass das Gewicht des Patienten gleichmäßig auf dem Sitz verteilt wird.

Wenn der Patient einen Rollator benötigt, können die Unterarmstützen entfernt und durch Griffe ersetzt werden (siehe Rollator King).

Der Rahmen, der Sitz, die Griffe und die Sicherheitsrückenlehne des Rollators können mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.



Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	200 kg
Gesamtlänge	850 mm
Gesamtbreite	740/840 mm
Breite zwischen den Griffen	610/710 mm
Höhenverstellbar in 25-mm-Schritten	100–130 mm
Sitzbreite	510 mm
Sitztiefe	370 mm
Sitzhöhe	510 mm
Gewicht	17 kg
Zusammenklappbar	Ja
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl, SAE4130
Sitz und Rückenlehne	Polyurethan
Rad	8" massiv

Der 4-PUNKT-GEHSTOCK

und Bariatrische Unterarmgehstütze



Unterarmgehstütze

- » **Max. Benutzergewicht 270 kg**
- » **Höhenverstellbar**
- » **Drei Arten von Handgriffen verfügbar**

Die Unterarmgehstütze ist eine extra verstärkte bariatrische Gehstütze, die in der Höhe verstellt werden kann. Der Handgriff ist anatomisch geformt und mit einem Reflex ausgestattet. Es sind drei Arten von Handgriffen (links, rechts, universal) erhältlich.

Sowohl Unterarmgehstützen als auch Vierfußgehilfen und Gehstöcke können mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.

4-Punkt-Gehstock

- » **Max. Benutzergewicht 270 kg**
- » **Höhenverstellbar**
- » **Bietet Sicherheit und Stabilität beim Gehen**

Die Vierfußgehilfe wird mit einer Höhenverstellung mit zwei Knöpfen, einem Gummigriff und einer Handschlaufe geliefert.

Gehstock

- » **Max. Benutzergewicht 270 kg**
- » **Höhenverstellbar**
- » **Gebogener „Hals“ für Stabilität und Sicherheit**

Der Gehstock wird mit zwei Entriegelungsknöpfen für die Höhenverstellung, einem Gummigriff und einer Handschlaufe geliefert.

Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht Vierfußgehilfe und Gehstock	270 kg
Maximales Benutzergewicht Unterarmgehstütze	325 kg
Material (Unterarmgehstütze, Vierfußgehilfe und Gehstock)	Stahl, SAE4130
Reflex an Griffen	Ja
Vierfußgehilfe höhenverstellbar	710–930 mm
Vierfußgehilfe Gewicht	1,5 kg
Vierfußgehilfe Basisgröße	L 180 x B 300 mm
Unterarmgehstütze höhenverstellbar	670–850 mm (vom Boden bis zum Griff)
Unterarmgehstütze Gewicht	1,5 kg
Gehstock höhenverstellbar	710–930 mm
Gehstock Gewicht	0,9 kg
Griff an Vierfußgehilfe und Gehstock/Unterarmgehstütze	Thermoplastischer Gummi (TPR)/Nylon mit Faser

GEHGESTELL MIT UND OHNE RÄDER

Bietet Unterstützung und Sicherheit beim Gehen und Stehen

- » **Max. Benutzergewicht 325 kg**
- » **Zusammenklappbar und mit oder ohne Räder erhältlich**
- » **Vertrauenswürdige und stabile Gehhilfe**

Das Gehgestell ist eine faltbare Gehhilfe, die in zwei Breiten erhältlich ist, entweder mit Fußkappen oder mit zwei massiven Rädern vorne. Die Beinhöhe kann bei beiden Gehgestelltypen ohne Werkzeug eingestellt werden.

Die beiden Hinterbeine sorgen dafür, dass das Gehgestell nicht wegrollt, wenn der Patient instabil ist oder das Gleichgewicht verliert.

Die stabile Stahlkonstruktion und die angewinkelten Beine sorgen für eine hohe Stabilität. Das Gehgestell kann zum Transport oder zur Aufbewahrung einfach zusammengeklappt werden.

Das Gehgestell kann mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.



Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Gesamtlänge	500 mm
Gesamtbreite (Beine) Größe 1	740 mm
Innenbreite (Griffe) Größe 1	540 mm
Gesamtbreite (Beine) Größe 2	840 mm
Innenbreite (Griffe) Größe 2	640 mm
Gewicht	3 kg
Höhenverstellbar in 25-mm-Schritten	760-1010 mm
Material	S235-Stahl
Griff	PU-Schaum



COBI REHAB

Bariatrische Rollstühle, Stühle und Rückenlehnen

Ein Rollstuhl für bariatrische Patienten ist weit mehr als ein gewöhnlicher, breiter Rollstuhl. Bei der Entwicklung unserer bariatrischen Rollstühle fließt umfassendes Wissen über die unterschiedlichen Körperformen und individuellen Bedürfnisse dieser Patientengruppe ein. Unsere langjährige Erfahrung in der eigenständigen Konstruktion von Rollstühlen für bariatrische Nutzer bildet die Grundlage für unser spezialisiertes Know-how, von dem zahlreiche Patienten profitieren.

Dank vielfältiger Einstellungsmöglichkeiten und einem durchgängigen Fokus auf unterstützendes Zubehör umfasst unser Sortiment sowohl Transportrollstühle für einen effizienten Transfer als auch Komfortrollstühle, die die aktive Teilnahme am sozialen Leben und die Erledigung persönlicher Tätigkeiten ermöglichen. Wir bieten manuelle sowie elektrisch betriebene Rollstühle an, von denen viele erfolgreich Crashtests bestanden haben und somit als Fahrzeugsitze im PKW zugelassen sind.

Alle bariatrischen Rollstühle von Cobi Rehab sind für ein maximales Benutzergewicht von bis zu 270 kg oder 325 kg ausgelegt.



Patienten-/ ESSZIMMERSTUHL

Minimalistisches Design, das sich sowohl für Wartezimmer
als auch für Privathaushalte eignet

- » **Max. Benutzergewicht 325 kg**
- » **Erhältlich in zwei Sitzbreiten**
- » **Verstellbare Sitzhöhe und -tiefe**



Der Patienten-/Esszimmerstuhl ist mit einer breiten Sitzfläche und geschwungenen Armlehnen ausgestattet, die einen guten Abstand zwischen den Armlehnen gewährleisten. Die Sitztiefe kann in drei verschiedenen Tiefen mit einer Gesamtverstellung von +/- 60 mm eingestellt werden.

Die Armlehnen reichen über die Sitzfläche hinaus, sodass man sich beim Hinsetzen und Aufstehen besser festhalten kann.

Die Sitzhöhe ist von 440 bis 590 mm verstellbar. Die Höhe der Beine kann in sechs Positionen verstellt werden.

Der Patienten-/Esszimmerstuhl kann mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.



Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Sitzbreite	610/710 mm
Sitztiefe verstellbar	400–520 mm
Sitzhöhe verstellbar	440–590 mm
Abstand zwischen den Armlehnen	650/750 mm
Gesamtbreite	730/830 mm
Gesamthöhe	790–940 mm
Gesamtlänge (vom Bein bis zur Rückenlehne)	800–1010 mm
Sitz/Rückenlehne/Armlehnen	Polyurethan
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl, SAE4130
Gewicht (610 mm/710 mm)	16,5/17,5 kg

MINIMAXX ROLLSTUHL FALTBar

**Zusammenklappbarer und
stabiler manueller Rollstuhl**



- » **Max. Benutzergewicht 325 kg**
- » **Zusammenklappbar**
- » **Amputationsstütze verfügbar**

Die Hinterräder tragen den Großteil des Patientengewichts, sodass Pflegekräfte den Rollstuhl leichter schieben können. Außerdem sind die Schiebehandgriffe höhenverstellbar. Die niedrige Sitzhöhe erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen sowie das Vorwärtsfahren des Rollstuhls.

Die extralangen Armlehnen erleichtern dem Patienten das Hinsetzen und Aufstehen. Die Fußstützen können jeweils bis zu 100 kg tragen und sind in Höhe und Breite verstellbar.

Der Minimaxx Rollstuhl kann mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.

Das Sitzkissen für den Minimaxx Rollstuhl ist separat zu bestellen.

Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Sitztiefe	460 mm
Sitzbreite	560/610/660/710 mm
Rückenlehnenhöhe	510 mm
Gesamtbreite zusammengeklappt	410 mm
Gesamthöhe	1100 mm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	700 mm
Gesamtbreite	700/750/800/850 mm
Gewicht	27 kg
Fußstützen und Schiebehandgriffe höhenverstellbar	Ja
Armlehnen und Standardfußstützen abnehmbar	Ja
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl, SAE4130
Hinterräder	24" massives PU

MINIMAXX PUSH ROLLSTUHL FALTBAR

**Benutzerfreundliches Bedienfeld und
Geschwindigkeit bis zu 4 km/h**

- » **Max. Benutzergewicht 200 kg**
- » **Schiebemotor zur Montage an einem Minimaxx Rollstuhl**
- » **Der Schiebemotor reduziert die Arbeitsbelastung für Pflegekräfte**

Der Minimaxx Push Rollstuhl ist mit Scheibenbremsen und Feststellbremsen ausgestattet. Der Rollstuhl bremst auch, wenn der Geschwindigkeitshebel des Schiebemotors losgelassen wird.

Der Minimaxx Push Rollstuhl ist für Steigungen von bis zu 6° bei einer Belastung von 200 kg ausgelegt. Die Scheibenbremsanlage bietet vor allem bergab ein hohes Maß an Sicherheit.

Das Bedienfeld befindet sich am Griff. Der Ladezustand der Batterie wird oben auf dem Bedienfeld angezeigt. Darunter befinden sich die Vor- und Zurück-Tasten sowie der Drehknopf, mit denen die Geschwindigkeit (1–4 km/h) eingestellt wird. Der Minimaxx Push Rollstuhl kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Der Minimaxx Push Rollstuhl kann mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.

Das Sitzkissen für den Minimaxx Rollstuhl ist separat zu bestellen.



Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Sitzbreite	610/710 mm
Sitztiefe verstellbar	400–520 mm
Sitzhöhe verstellbar	440–590 mm
Abstand zwischen den Armlehnen	650/750 mm
Gesamtbreite	730/830 mm
Gesamthöhe	790–940 mm
Gesamtlänge (vom Bein bis zur Rückenlehne)	800–1010 mm
Sitz/Rückenlehne/Armlehnen	Polyurethan
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl, SAE4130
Gewicht (610 mm/710 mm)	16,5/17,5 kg

Transporter ROLLSTUHL

**Extralange Armlehnen erleichtern
das Hinsetzen und Aufstehen**



- » **Max. Benutzergewicht 325 kg**
- » **Korb unter dem Stuhl zur einfachen Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen**
- » **100 kg Tragkraft auf jeder Fußstütze**

Der Transporter Rollstuhl wird häufig in Krankenhäusern eingesetzt, um den Transport von Patienten zu ermöglichen, sowohl für selbstständige Patienten als auch für das Personal. Er ist mit 24-Zoll-Hinterrädern ausgestattet, die für Stabilität und leichte Lenkbarkeit sorgen. Der Rollstuhl verfügt über einen Korb zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen.

Der Abstand zwischen Rückenlehne und Sitz beträgt 320 mm. Dieser Abstand bietet ausreichend Platz für Patienten mit einem hervorstehenden Gesäß.

Die Fußstützen sind höhen- und seitenverstellbar. Die Armlehnen sind extralang und können abgenommen werden.

Der Transporter Rollstuhl kann mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.

Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Sitzbreite mit Standard-Armlehnen	710 mm
Gesamtaußenbreite mit Standardarmlehnen	780 mm
Sitztiefe	560 mm
Rückenlehne	320–520 mm
Abstand des Schiebebügels vom Boden	1000 mm
Breite zwischen den Armlehnen	540 mm
Höhe der Rückenlehne	480 mm
Abstand vom Boden zur Sitzunterseite	445,5 mm
Gesamtlänge	1290 mm
Gesamtgewicht	30 kg
Vorderräder	125 mm
Hinterräder	24"
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl, SAE3140

(Der Transporter Rollstuhl ist kein Lagerartikel. Rechnen Sie mit längeren Lieferzeiten).

ECLIPSE ROLLSTUHL

Sitztiefe und -neigung sowie der Winkel der Rückenlehne sind einstellbar

- » **Max. Benutzergewicht 270 kg kann für bis zu 450 kg verstärkt werden**
- » **Crash-getestet gemäß ISO 7176-19**
- » **9 verfügbare Sitzbreiten**

Der Eclipse-Rollstuhl ist ein manueller, feststehender Rollstuhl mit einem stabilen Stahlrahmen, der maximale Festigkeit und lange Haltbarkeit bietet. Massive Reifen erleichtern den Vortrieb und die Lenkung.

Er ist mit Kippschutz ausgestattet und verfügt über eine feste Sitzplatte, die das Aufstehen aus dem Rollstuhl erleichtert.

Der Eclipse Rollstuhl kann für ein Patientengewicht von bis zu 450 kg verstärkt werden, und die Sitzbreite kann mithilfe eines Eclipse Grow-Kits erweitert werden.

Eine Gurt-Rückenlehne bietet Patienten mit einem hervorstehenden Gesäß eine gute Lendenwirbelstütze. Der Eclipse Rollstuhl verfügt über eine verstellbare Sitztiefe, Sitzhöhe und Sitzneigung und bietet somit mehrere Einstellungsmöglichkeiten.

Fußstütze und Sitzkissen sind separat zu bestellen.



Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	270/450 kg
Crash-getestet	Ja, gemäß ISO 7176-19
Sitztiefe	410–610 mm
Sitzbreite	500–1120 mm
Sitzhöhe	356–508 mm
Gurt-Rückenlehne	Polypropylen
Rückenlehnenwinkel	85° – 100°
Länge einschließlich Fußstützen	1180 mm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 190 mm
Gewicht Rollstuhl	40 kg
Statische Stabilität bergab/bergauf	Max. 12°
Hinterrad	24" (580 mm x 30 mm)
Rahmenmaterial	Stahlrohr
Schiebebügel, verstellbar	Ja
Wenderadius (Drehpunkt)	1545 mm

ECLIPSE TILT ROLLSTUHL

Neigefunktion für individuellen Komfort und optimale Lagerung

- » **Max. Benutzergewicht 270 kg**
- » **Neigungsverstellung durch Begleitperson mit Leichtigkeit**
- » **Erhältlich in verschiedenen Sitzbreiten 550/610/660/720/820 mm.**



Der Eclipse Tilt Rollstuhl ist ein manueller Rollstuhl mit festem, stabilem Stahlrahmen, der maximale Festigkeit, Steifigkeit und lange Haltbarkeit bietet. Massive Reifen erleichtern den Vortrieb und die Lenkung.

Das Neigen des Eclipse Tilt Rollstuhls erfolgt über den Neigehebel an der Seite des Schiebehandgriffs.

Der Eclipse Tilt Rollstuhl kann bei einem Benutzergewicht von bis zu 270 kg problemlos geneigt werden und sorgt für Druckentlastung und korrekte Lagerung.

Eine Gurt-Rückenlehne bietet Patienten mit einem hervorstehenden Gesäß eine gute Lendenwirbelstütze. Der Rollstuhl verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für Sitztiefe, Sitzhöhe und Sitzwinkel.

Fußstütze und Sitzkissen sind separat zu bestellen.

Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	270 kg
Sitztiefe	410–560 mm
Sitzbreite	550–820 mm
Sitzhöhe	410–510 mm
Gurt-Rückenlehne	Polypropylen
Rückenlehnenwinkel	90° – 122°
Gesamtlänge ohne Fußstützen	870 mm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 250 mm
Gewicht Rollstuhl	40 kg
Statische Stabilität bergab/bergauf	Max. 10°
Hinterrad	24" (580 mm x 30 mm) massives PU
Rahmenmaterial	Stahlrohr
Sitzpolsterung	Polyester mit PVC
Schiebebügel, verstellbar	Ja

CRUISE KOMFORT MULTI-FUNKTIONSROLLSTUHL

Einer der leistungsstärksten Rollstühle auf dem Markt für die Rehabilitation von bariatrischen Patienten

- » **Max. Benutzergewicht 325 kg**
- » **Crash-getestet gemäß ISO 7176-19**
- » **Elektrische Sitzkantelung, Rückenlehnenverstellung und Rückenwinkelverstellung**
- » **Anpassbar an jede bariatrische Körperform**

Der Cruise Komfortrollstuhl wurde komplett von dänischen Ingenieuren und Ergotherapeuten entwickelt und in der EU hergestellt.

Eigenschaften wie ein verstellbarer Schiebebügel, eine elektrische Sitzkantelung und eine Rückenlehnenverstellung verringern das Risiko einer körperlichen Überlastung der Pflegekraft, während gleichzeitig dem Patienten ein Höchstmaß an Komfort, Mobilität und sozialer Teilhabe ermöglicht wird.

Weitere Eigenschaften, die den Cruise Komfortrollstuhl zu einem der besten Rollstühle für die Rehabilitation von bariatrischen Patienten machen, sind Armlehnen, die sich nach hinten drehen oder „nach unten drücken“ lassen, z. B. für Transfers oder soziale Aktivitäten an einem Tisch. Hinzu kommen die Beinstützen, die jeweils bis zu 200 kg tragen und sowohl in der Höhe als auch im Winkel verstellbar sind. Die Beinstützen sind außerdem schwenkbar, was das Hinsetzen und Aufstehen erleichtert.

Der Cruise Komfortrollstuhl ist mit zwei 24-Zoll-Antriebsrädern und zwei Feststellbremsen ausgestattet, die sowohl vom Patienten als auch von den Pflegekräften bedient werden können.

Der Rollstuhl ist desinfizierbar und abwaschbar (IPX6).

Die Breite des Cruise Komfortrollstuhls kann individuell angepasst werden.

Spezifikationen

Der Rahmen des Cruise Komfortrollstuhls besteht aus hochfestem S355-Stahl. Die Profile sind strategisch so platziert, dass sie sich an die verschiedenen Körperformen anpassen. Am Rückenprofil sind drei Rückenplatten angebracht, die so gebogen sind, dass sie sich an Patienten mit Apfel- und Birnenkörperform anschmiegen und sie stützen.

Patienten mit einer Birnenkörperform und voluminösen Gesäßpartien wird durch das Design des Rückenprofils und der unteren Rückenplatte eine gute Rückenstütze gewährleistet.

Die oberen beiden Rückenplatten sorgen dafür, dass Patienten mit einer Apfelkörperform eine stabile und bequeme



CRASH TESTED
ISO 7176-19



Designed by
COBI REHAB



Rückenunterstützung erhalten. Das Rückenkissen ist in neun Module unterteilt. Der Inhalt jedes Kissenmoduls kann über neun Reißverschlüsse an der Rückseite des Kissens angepasst werden.

Die modularen Kissen passen sich der Form der Rückenplatten an und gewährleisten eine korrekte Unterstützung, unabhängig von der Körperform und den Bedürfnissen des Patienten.

Weitere Anpassungen werden über das FitGo-System an den Rückenplatten vorgenommen.

CRUISE KOMFORT MULTI-FUNKTIONSROLLSTUHL

Einer der leistungstärksten Rollstühle auf dem Markt
für die Rehabilitation von bariatrischen Patienten



Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Crash-getestet	Ja, gemäß ISO 7176-19
Sitztiefe	480–600 mm, in 30-mm-Schritten
Rückenlehnenwinkel	90° – 120°, stufenlos verstellbar
Sitzwinkel	-4° – 13°
Höhe von der Sitzvorderseite bis zum Boden (Höhe ohne Kissen angegeben. Bei Kissen 100 mm hinzurechnen)	337–551 mm
Höhe der Rückenlehne	613 mm
Max. Länge ohne Fußstützen / mit Fußstützen	Ca. 1246 mm – 1773 mm
Min. Länge ohne Fußstützen / mit Fußstützen	Ca. 987 mm – 1054 mm
Sitzbreite	550–800 mm, in 50-mm-Schritten, 100 mm zwischen 700 und 800 mm
Max. Gesamtbreite	676–926 mm
Max. Gesamthöhe	1115 mm
Max. Gewicht des Rollstuhls	100 kg
Max. Neigung bergab/bergauf	10°
Massive Reifen	Massive Reifen mit PU-Kern
Rahmenrohr (Material)	Typ S355, hochfester Stahl
Schiebebügel	Typ S355, hochfester Stahl
Fußplatte	Typ S355, hochfester Stahl
Wenderadius (Drehpunkt)	1000–1200 mm
Aktuatoren, Steuereinheit, Controller	LINAK LA23/LINAK/LINAK HB30

CRUISE POWER MULTI-FUNKTIONSROLLSTUHL

Bewegungsfreiheit mit dem in Dänemark entworfenen Cruise Power Komfortrollstuhl

- » **Max. Benutzergewicht 325 kg**
- » **Mit elektrischem Antrieb**
- » **Elektrische Sitzkantelung, Rückenlehnenverstellung und Rückenwinkelverstellung**



Das Design des Cruise Power Komfortrollstuhls ist auf die täglichen Herausforderungen von bariatrischen Patienten ausgerichtet und soll deren Lebensqualität verbessern. Die Entwicklung des Cruise Power Komfortrollstuhls wurde von bariatrischen Patienten aus Dänemark bewertet und hat von wertvollen Verbesserungsvorschlägen profitiert.

Die Bedienung eines Cruise Power Komfortrollstuhls bietet Bewegungsfreiheit. Patienten können von einem Zustand der bettlägerigen Abhängigkeit zu neu gefundener Autonomie und Unabhängigkeit übergehen.

Der Joystick kann an der mitgelieferten Schwenkhaltung angebracht werden, sodass der Patient den Rollstuhl manövrieren und den Sitz und die Rückenlehne verstellen kann.

Ein zusätzlicher Joystick, der die gleichen Funktionen steuert, kann am Schiebebügel angebracht werden. In diesem Fall bestimmt der Joystick der Pflegekraft, wer den Rollstuhl steuert.

Der Rollstuhl kann eine Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h erreichen. Der Rollstuhl ist desinfizierbar und abwaschbar (IPX4).



Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	325 kg
Crash-getestet	Ja, gemäß ISO 7176-19
Max. Gewicht des Rollstuhls	120 kg
Maximale Bordsteinkantenhöhe, die der Rollstuhl sicher überqueren kann	30 mm
Max. Neigung bergab/bergauf	10°
Massive Reifen	Nylonreifen mit PU-Kern
Geschwindigkeit bei elektrischem Antrieb	6 km/h
Theoretische kontinuierliche Strecke bei maximaler Gewichtsbelastung	Ca. 9 km
Theoretische Manövrierstrecke	3,9 km
Wenderadius (Drehpunkt)	1000-1200 mm
Aktuatoren, Steuereinheit, Controller	LINAK LA23/LINAK/ Curtiss-Wright R-net PM120

(Für weitere Spezifikationen siehe Cruise Komfortrollstuhl)

XLella CLASSIC RÜCKENSTÜTZE

Intelligente Sitzlösungen für
bariatrischen Komfort

- » Einfache Formung und Konfiguration für individuelle Haltungsunterstützung
- » Robustes Design mit bis zu 300 kg Tragkraft und überragendem Komfort
- » Der zweilagige Bezug reduziert Scherkräfte, leitet Feuchtigkeit ab und beugt Druckstellen vor



Die XLella Classic Rückenstütze ist eine robuste und anpassungsfähige Lösung für bariatrische Benutzer, die eine hervorragende Haltungsunterstützung benötigen.

Das innovative Spex-Konturwürfelsystem ermöglicht eine exakte Formung und Neukonfiguration, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden und Herausforderungen wie Asymmetrie, leichte Knochenvorsprünge und komplexe Körperhaltungen zu bewältigen. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 300 kg vereint die XLella Classic Haltbarkeit und Komfort.

Eine druckreduzierende Schaumstoffschicht sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und Entlastung, während die zweilagige Bezugstechnologie Scherkräfte minimiert und so Scheuerstellen und Druckgeschwüre verhindert. Die atmungsaktiven Airmesh-Einsätze und das feuchtigkeitsableitende Gewebe regulieren Wärme und Feuchtigkeit und erhöhen so den Komfort.

Für eine zusätzliche individuelle Anpassung können Lagerungshilfen wie Keile und seitliche Stützen nahtlos integriert werden. Leicht abnehmbare Bezüge erleichtern die Reinigung und sorgen für Hygiene und Langlebigkeit.

Der XLella Classic wurde speziell für die bariatrischen Herausforderungen entwickelt und bietet maßgeschneiderte Lösungen für mehr Komfort, eine bessere Körperhaltung und eine höhere Lebensqualität.

Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	300 kg
Gewicht (ohne Hardware)	3,65 kg (22" Rückenbreite)
Gesamtdicke (einschließlich Bezug)	80 mm
Kompatible Rollstuhlbreiten	von 22" bis 28"
Druckreduzierender Memory-Schaum	30 mm
Unterstützender rosa PU-Schaum	20 mm
Zweilagige Außenbezug-Technologie	Reduziert Scherkräfte und Scheuern. Feuchtigkeitsableitende und luftdurchlässige Seitenteile
Abnehmbar und waschbar	Ja



COBI REHAB

Lagerungskissen

Entdecken Sie unsere sehr große Auswahl an Positionierungskissen, entwickelt für unterschiedlichste Anforderungen und Patientengruppen. Unser vielseitiges Sortiment bietet zuverlässige Stabilität, gezielte Unterstützung sowie wohltuende taktile und propriozeptive Reize. Durch eine optimale Druckverteilung eignen sich unsere Kissen für die Positionierung und Pflege von Patienten aller Altersgruppen, Körperformen und Größen – einschließlich bariatrischer Patienten.

Wenn Sie eine körpernahe, stabile Positionierung zur Unterstützung benötigen, unsere Kissen verbessern das Wohlbefinden des Patienten in jeder Ruheposition.

Speziell konzipierte Modelle sind zudem ideal für die Wassertherapie oder den Einsatz bei täglichen Hygienemaßnahmen. Sie sorgen für Sicherheit, Unterstützung und wahren die Würde des Patienten, während sie gleichzeitig die Selbstständigkeit fördern, ein Vorteil sowohl für Patienten als auch für Pflegekräfte.

Dank ihrer einfachen Desinfizierbarkeit und flexiblen Anpassung an verschiedene Oberflächen bieten unsere Positionierungskissen ein Höchstmaß an Komfort und Unterstützung, um die Lebensqualität der Patienten nachhaltig zu verbessern.



HYGIENEKISSEN

Hygienekissen schaffen Stabilität, Komfort und Selbsthilfe für viele Patientengruppen

- » Schafft Sicherheit, Unterstützung und Würde in Hygienesituationen
- » Erhöht die Unabhängigkeit, wenn Patienten bequem positioniert sind
- » Hält Waschen und Desinfektion stand



Unser Sortiment an Hygienekissen wird z. B. von allgemein geschwächten Patienten oder Patienten mit schweren Fehlstellungen verwendet.

Die Hygienekissen kommen auch dem Arbeitsumfeld der Pflegekraft zugute, da die stabile Lagerung des Patienten das Risiko verringert, dass der Patient verrutscht oder in eine unangemessene Position gerät.

Die Hygienekissen nach Gebrauch gründlich ausspülen und so schnell wie möglich aufhängen. Der Kern des Hygienekissens trocknet sehr langsam.

Ein Hygienekissen sollte jeweils nur für denselben einzigen Patienten verwendet werden. Dies dient der Vermeidung von Kreuzkontaminationen.

Das Sortiment umfasst sieben Kissen in unterschiedlichen Formen und Größen.

Spezifikationen

Füllung	Feuerhemmende Kügelchen aus expandiertem Polystyrol
Außenbezug Oberseite	100 % Polyester
Außenbezug Unterseite	100 % Polyester-Netzgewebe
Waschanleitung	Bei 60 °C in einem feinmaschigen Wäschenetz in einer größeren Waschmaschine waschen
Im Trockner trocknen	Bei Temperaturen von nicht mehr als 60 °C im Trockner trocknen
Desinfektion	Mit einem Desinfektionsmittel desinfizieren, dessen pH-Wert 11,4 nicht überschreitet

SCHWIMMKISSEN

Komfort und Stabilität in der Wassertherapie

- » Schafft Sicherheit, Unterstützung während der Wassertherapie
- » Erhöht die Unabhängigkeit, wenn Patienten bequem positioniert sind
- » Hält Waschen und Desinfektion stand



Unser Sortiment an Schwimmkissen wurde entwickelt, um Komfort und Stabilität im Wasser zu gewährleisten, z. B. für Therapie und Rehabilitation. Sie maximieren auch Mobilität, Bewegung und Freude.

Für Therapeuten verbessern die Schwimmkissen die Möglichkeit, Übungen im Wasser durchzuführen, für die sonst zwei Therapeuten erforderlich wären.

Nach dem Gebrauch in gechlortem Schwimmbadwasser die äußere Hülle gründlich in nicht gechlortem Wasser abspülen und trocknen lassen. Es ist mit einer langen Trocknungszeit zu rechnen.

Erhältlich in 16 verschiedenen Formen und Größen.



Spezifikationen

Füllung	Feuerhemmende Kügelchen aus expandiertem Polystyrol	
Außenbezug Oberseite	100 % Polyester	
Außenbezug Unterseite	100 % Polyester-Netzgewebe	
Waschanleitung	Bei 60 °C in einem feinmaschigen WäscheNetz in einer größeren Waschmaschine waschen	
Im Trockner trocknen	Bei Temperaturen von nicht mehr als 60 °C im Trockner trocknen	
Desinfektion	Mit einem Desinfektionsmittel desinfizieren, dessen pH-Wert 11,4 nicht überschreitet	

Lasal Lagerungskissen

Sorgt für taktile und propriozeptive Reize



- » Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen, die zahlreiche Lagerungspositionen ermöglichen
- » Die Füllung lässt sich für verschiedene Lagerungspositionen leicht bewegen
- » Die Bezüge sind verschiedenfarbig, um der Pflegekraft die Arbeit zu erleichtern

Lasal Lagerungskissen werden zur Lagerung von Erwachsenen und Kindern in liegender und sitzender Position verwendet. Die Kombination aus kleinen Polystyrolkügelchen in einem flexiblen, bezogenen Kissen sorgt für ein multifunktionales Kissen, das sich sowohl der Körperform als auch der Auflagefläche anpasst.

Für die Pflegekraft sind die Kissen ein einfach zu handhabendes Hilfsmittel, das vielfältigere und korrektere Lagerungen ermöglicht. Die Kissen sind formbar und daher stabiler als herkömmliche Kissen.

Die Kissen sind auch ideal, um taktile Reize zu setzen, Abgrenzungen zu schaffen und die Körperwahrnehmung zu steigern.

Die Lasal Lagerungskissen-Serie umfasst mehr als 28 verschiedene Kissen. Durch die Verwendung eines Bezugs verlängert sich die erwartete Lebensdauer des Produkts.



Spezifikationen

Füllung	Kügelchen aus expandiertem Polystyrol
Innenbezug	PU-beschichtetes, flammhemmendes Polyestergewebe. Schimmel- und pilzresistent
Waschanleitung für Innenbezug	Nicht für die Maschinenwäsche geeignet, kann aber mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden
Baumwollbezugsmaterial	Baumwolle mit OEKO-TEX® Standard 100-Zertifizierung. Antibakteriell behandelt
Waschanleitung für Baumwollbezug	Bei 60 °C waschen und bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen
Hygienebezugsmaterial	PU-beschichtetes, flammhemmendes Polyestergewebe. Schimmel- und pilzresistent
Waschanleitung für Hygienebezug	Bei 95 °C waschen und bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen



COBI REHAB

Lagerungsprodukte

Wenn Standardprodukte nicht mehr ausreichen.

Unsere Lagerungsprodukte zeichnen sich dadurch aus, dass sie in sehr komplexen Fällen einen sehr hohen Komfort, sensorische Reize und eine körpernahe Lagerung gewährleisten. Darüber hinaus sind unsere Lagerungsprodukte so konzipiert, dass sie möglichst viele individuelle Anpassungsmöglichkeiten bieten, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Einige unserer ausgeklügelten Lagerungsprodukte können asymmetrisch angepasst werden, um Patienten mit unterschiedlichen Erkrankungen gerecht zu werden.

Alle Cobi Rehab-Produkte werden mit größter Rücksicht auf das Pflegepersonal hergestellt, um nicht nur eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten, sondern auch die Nachhaltigkeit durch Recyclingfähigkeit zu fördern.

Unsere Erfahrung zeigt, dass unsere Lagerungsprodukte die Fähigkeit der Patienten verbessern können, sich an verschiedenen Aktivitäten zu beteiligen, was zu einer höheren Lebensqualität führt.



MOBIBED MOBILE RUHELIEGE

Mehr Teilhabe an Aktivitäten mit
einer mobilen Ruheliege



- » In der Länge verstellbar
- » Höhe, Rückenlehne und Beinstützen können per Fernbedienung verstellt werden
- » Ermöglicht die Teilnahme an sozialen Aktivitäten

Patienten mit geschwächter Konstitution erleben oft soziale Ausgrenzung. Mit einer MobiBed können sie sowohl mobil als auch sozial sein, da sie sowohl zum Ausruhen, Stabilisieren, Stützen als auch zum Transport in Innenräumen geeignet ist.

Die MobiBed ist einfach anzupassen und verfügt über eine elektrisch betriebene Höhenverstellung sowie eine Rücken- und Beinunterstützung. Darüber hinaus wird das Arbeitsumfeld der Pflegekraft durch die Höhenverstellung erheblich verbessert.

Insgesamt gibt es neun Längenpositionen. Die MobiBed ist außerdem mit einem stufenweise verstellbaren Schiebegriff und einer Feststellbremse am Schiebegriff ausgestattet.

Die MobiBed ist nicht für den Einsatz im Freien geeignet.

Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	90 kg
Maximale Benutzergröße	1720 mm
Maximale Länge, wenn Lenker und Fußstütze vollständig ausgezogen sind	2150 mm
Maximale Breite	720 mm
Höhe des Kissenrahmens vom Boden bis zum Schiebegriff	550 mm bis 850 mm
Füllung der Einlegekissen ohne Bezug	Kleine Kügelchen
Material der Einlegekissen ohne Bezug	100 % PU-beschichtetes und feuerabweisendes Polyester
Waschanleitung für Einlegekissen ohne Bezug	Die Einlegekissen ohne Bezug sind nicht für die Maschinenwäsche geeignet, können aber mit einem Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert werden.
Grauer Außenbezug für Einlegekissen	Lenzing/Tencel
Waschanleitung für grauen Außenbezug	Bei 60 °C waschbar. Bei niedriger Hitze im Trockner trocknen
Gesamtgewicht ohne Einlegekissen	55 kg
Pannensichere Vorder- und Hinterräder	200/300 mm
Aktuator, Motor, Hebevorrichtung, Rückenlehnen- und Beinlehnenneigung	LINAK LA40-100 24 V (Last 4000 N)
Steuereinheit	LINAK CA41 – SMPS (24 V)
Eingebautes Ladegerät in Schaltkasten	100V/240V
Manuelle Steuerung	LINAK HB83 3-Wege
IP-Code	IPX6

Kamille KOMFORTROLLSTUHL

Elektrisch verstellbare Rückenlehne und elektrische Sitzkantelung als Standard

- » Asymmetrische Anpassung von Rückensystem und Sitzsystem
- » Außergewöhnlich flexible Armlehne
- » Crash-getestet gemäß ISO 7176-19



Der Kamille Komfortrollstuhl bietet ohne spezielle Anpassung eine hervorragende Unterstützung bei Deformitäten sowohl der oberen als auch der unteren Extremitäten.

Die Möglichkeit, sich optimal an die einzelne Person anzupassen, trägt zur Steigerung des Aktivitätsniveaus und der Lebensqualität bei.

Eigenschaften wie die elektrische Sitzkantelung, wegschwenkbare Beinstützen und Armlehnen als Standardausstattung machen den Kamille Komfortrollstuhl zu einem sehr attraktiven Rollstuhl.

Darüber hinaus sind die Beinstützen höhen- und winkelverstellbar in den Knie- und Fußgelenken, während die Armlehnen nach innen, unten und oben geneigt oder mit Rändelschrauben in der Höhe verstellt werden können, sodass sich z. B. ein gelähmter Arm leicht positionieren lässt.



Konstruktion

Asymmetrische Anpassungen sind dank der drei beweglichen Aluminiumplatten möglich, aus denen das Rückensystem besteht. Zwei unabhängige Platten im Sitzsystem gewährleisten eine präzise Anpassung an die individuellen anatomischen Bedürfnisse des Patienten. Der Rollstuhl ist mit einem kompletten und einzigartigen Kissensystem ausgestattet, das eine optimale Druckverteilung und körpernahe Lagerung gewährleistet. Jedes Kissen hat einen eigenen Reißverschluss und kann stufenlos (d. h. die Füllung) an den jeweiligen Patienten angepasst werden.

Weitere hervorzuhebende Eigenschaften sind ein Schiebebügel, der in verschiedenen Positionen verwendet werden kann, eine benutzerfreundliche Fernbedienung mit universellen Abbildungen und eine große Auswahl an Zubehör.

Zubehör

Der Kamille Komfortrollstuhl kann mit speziell entwickelten Körperstützen aufgerüstet werden, die in Schlitzen am Rückensystem angebracht werden und unabhängig davon, ob der Benutzer an Skoliose oder einer verminderten/erhöhten Brustkorbspannung leidet, zu einer körpernahen Rumpfstabilität beitragen.

Speziell für den Kamille Komfortrollstuhl wurde auch eine Kopfstütze entwickelt, die höhenverstellbar und seitlich (links, rechts, Mitte) neigbar ist, dank austauschbarer, stabiler Kugelgelenke im Arm der Kopfstütze.

Die Auswahl an Zubehör umfasst auch einen Tisch, verschiedene Spannbezüge und verschiedene Arten von gewichteten Kissen, Komfortarmen und Beinstützen.

KAMILLE KOMFORTROLLSTUHL

Elektrisch verstellbare Rückenlehne und elektrische Sitzkantelung als Standard



Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	140 kg
Sitztiefe	400–560 mm
Höhe vom Boden bis zur Vorderkante der Sitzplatte ohne Sitzkissen	470 mm
Höhe Sitzkissen	120 mm
Rückenlehnenwinkel	96° – 131°, stufenlos verstellbar
Sitzwinkel	0° – 45°, stufenlos verstellbar
Rückenlehnenhöhe	500–525 mm
Sitzbreite	340–520 mm
Gesamtbreite	640–830 mm
Massive Antriebsräder	12", PU
Rahmen	S355-Stahl und Aluminium
Kissenfüllung	Viskoelastischer Schaum und Polystyrolkügelchen
Sitzkissenfüllung	Viskoelastischer Schaum, Polyesterfasern und wie- derverwendbares, atmungsaktives TPE
Schiebebügel, verstellbar	Ja
Wenderadius (Drehpunkt)	1100–1300 mm
Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren	ISO/EN 12182:2012, ISO/EN 12183:2014, ISO/EN 12184:2014

Kamille Power KOMFORTROLLSTUHL

**Joystick für Patienten, Pflegekräfte
oder beide möglich**

- » Elektrische Verstellung von Sitzkantelung und Rückenlehnenwinkel serienmäßig
- » Crash-getestet gemäß ISO 7176-19
- » Motorantrieb



Ein Kamille Power Komfortrollstuhl mit einem vom Patienten bedienbaren Joystick, der an der mitgelieferten Schwenkhalterung angebracht ist, ermöglicht es dem Patienten, den Rollstuhl zu bewegen. Dadurch kann der Patient unabhängig und frei an Aktivitäten teilnehmen.

Der am Schiebebügel angebrachte, vom Benutzer bedienbare Joystick erleichtert es Angehörigen oder Pflegekräften, den Rollstuhl zu Aktivitäten oder zur Behandlung zu fahren.

Das Display am Joystick zeigt die drei Fahrmodi an. Die Fahrmodi sind programmierbar. Der Joystick zeigt auch die Sitzeinstellungen an.

Der Rollstuhl kann eine Geschwindigkeit von bis zu 5 km/h erreichen. Er ist desinfizierbar und abwaschbar (IPX4).



Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	140 kg
Crash-getestet	Ja, gemäß ISO 7176-19
Gewicht Rollstuhl	67 kg
Maximale Bordsteinkantenhöhe, die der Rollstuhl sicher überqueren kann	30 mm
Maximale Neigung bergauf/bergab	6°
Massive Reifen	12", PU
Höchstgeschwindigkeit bei elektrischem Antrieb	5 km/h
Theoretische kontinuierliche Strecke bei maximaler Gewichtsbelastung	Ca. 10 km
Wenderadius (Drehpunkt)	1100-1300 mm
Aktuatoren/Steuereinheit	LINAK LA23/ Curtiss-Wright R-net PM120
Joystick	R-net JSM-LCD

(Für weitere Spezifikationen und Informationen siehe Kamille Komfortrollstuhl)

Kamille Rückenstütze

In Dänemark entworfene Rückenstütze, die asymmetrisch an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann



- » Die Kamille Rückenstütze kann an den meisten Rollstühlen und Elektrorollstühlen angebracht werden
- » Starke Rückenstütze für die sitzende Position
- » Mehrfach verstellbar und leicht wiederverwendbar

Die Kamille Rückenstütze ist für Patienten gedacht, die in sitzender Position eine starke Unterstützung ihres Rückens benötigen.

Die Kamille Rückenstütze ist einzigartig, weil sie asymmetrisch verstellbar ist. Das erleichtert den Umgang mit anatomischen Problemen wie Skoliose, verstärkter Lateralflexion oder asymmetrischem Gewebe, z. B. aufgrund von Übergewicht, Hernien oder Ödemen.

Asymmetrische Anpassungen sind dank der drei Aluminiumplatten möglich, aus denen das Rückensystem besteht.

Speziell entwickelte Körperstützen (optional), die in Schlitzen am Rückensystem angebracht werden, tragen zu einer nahezu körpernahen Rumpfstabilität bei.

Ein atmungsaktiver und waschbarer Rückenstützenbezug wird empfohlen und kann bestellt werden.



Spezifikationen

Material	Aluminium
Höhe	500 mm
Breite	340–520 mm
Gewicht	2,3–2,6 kg
Kompatibel mit Flexarmen	Ja
Kompatibel mit Nackenstütze	Ja, mehrere Arten
Bezugsmaterial	Inkontinenzbezug PU-imprägnierte Viskose
Kissenfüllung	Viskoelastischer Schaum und kleine Kügelchen
Kissenmaterial	Dehnbares PU
Desinfizierbar	Ja

UNSER SHP-SHOP



Herzlich willkommen im SHP-Shop


Mit unserem Shop bieten wir Geschäftspartnern eine komfortable Bestellmöglichkeit für unser umfangreiches Produktportfolio zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung sowie Zubehör.

Darüber hinaus ermöglicht der SHP-Shop Ihnen den Zugriff auf folgende Informationen:

- ✓ Konformitätserklärungen
- ✓ Produktspezifikationen
- ✓ Gebrauchsanweisungen
- ✓ Positionierungsratgeber
- ✓ Reinigungs- und Pflegehinweise



Dieser B2B-Shop richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler und öffentliche Institutionen. Kein Verkauf an Verbraucher i.S.d. § 13 BGB.



Jetzt registrieren unter:
www.s-h-p.eu

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Unsere sämtlichen – auch künftigen – Lieferungen und Leistungen erfolgen auf Grund der nachstehenden Bedingungen. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, sofern wir ihrer Geltung nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
2. Sofern Lieferungen ab Werk erfolgen, erfolgt die Versendung stets auf Gefahr des Bestellers.
3. Außer in Fällen höherer Gewalt sind wir auch im Fall sonstiger Störungen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, von der Pflicht zu einer rechtzeitigen und der Bestellmenge entsprechenden Lieferung befreit. Das gilt insbesondere in Fällen von Störungen im Zulieferbereich sowie bei Streikmaßnahmen. Die Lieferzeit für Produkte aus unserem SHP-Programm beträgt für Einzelbestellungen 48 Stunden. Sie kann jedoch im Einzelfall bis zu 7 Tage dauern. Bei Bestellmengen ab 20 Stück kann die Lieferzeit bis zu 6 Wochen betragen. Für Sonderanfertigungen beträgt die Lieferzeit bis zu 4 Wochen. Liefertermine gelten nur unter Vorbehalt als vereinbart. Wird die Lieferfrist um mehr als 14 Tage überschritten, so ist der Käufer nach Ablauf einer uns schriftlich zu setzenden Nachfrist von mindestens 7 Tagen nach Eingang des Schreibens zum Rücktritt berechtigt.
4. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen gegen den Besteller vor. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware in einem ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt auch nach der Abtretung zur Einziehung dieser Forderungen berechtigt, insofern er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. Im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen der nachstehenden Ziff. 5 und darüber hinaus nach fruchtlosem Ablauf einer Nachfristsetzung, die auf diese Folgen hinweist, erlischt die Befugnis des Bestellers zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware sowie zum Einzug der an uns abgetretenen Forderung und auch auf sonstige Verfügungen. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt bzw. verbunden, so erwerben wir das Eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung bzw. Verbindung. Erfolgt die Vermischung bzw. Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Bei Veräußerungen von Waren an denen wir Miteigentum gemäß den vorstehenden Regelungen haben, gilt die Abtretung der Forderung entsprechend der Höhe unseres Miteigentumsanteils. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers, insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
5. Eintretende Zahlungsschwierigkeiten oder das Bekanntwerden einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers berechtigen uns, Lieferungen sofort einzustellen. Gleichzeitig werden alle unsere Forderungen gegen den Besteller unabhängig von der Laufzeit hereingenommener Wechsel sofort fällig.
6. Sofern sich aus der Rechnungslegung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis sofort ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % p. a. über dem jeweiligen Basiszins zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Wegen bestrittener Gegenansprüche steht dem Besteller auch kein Zurückbehaltungsrecht zu.
7. Ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen kommen wir nach unserer Wahl durch Ersatzlieferung, Preisermäßigung oder Nachweisungen nach. Bei Fehlschlägen und im Fall einer fruchtlosen Nachfristsetzung sind wir auf Verlangen zur Rücknahme der Ware und Erstattung des Kaufpreises verpflichtet, wenngleich auch das Recht des Bestellers auf Minderung unberührt bleibt. Mängelrügen sind unverzüglich anzuzeigen, spätestens jedoch 7 Tage nach Erhalt der Ware. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, insofern die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sofern wir fahrlässig eine Kardinalpflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.
8. Von uns erbrachte Transportdienstleistungen erfolgen auf Grundlage der neuesten Fassung der ADSp (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen)!
9. Erfüllungsort ist die Betriebsstätte 15859 Storkow, Lebbiner Weg 1. Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten aus der Geschäftsverbindung ist, soweit das Amtsgericht sachlich zuständig ist, Fürstenwalde/Spree und bei landgerichtlicher Sachzuständigkeit Frankfurt/Oder. Wir sind auch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
10. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt, unter Ausschluss ausländischen Rechts, nur das für die Rechtsbeziehung inländischer Parteien maßgebliche deutsche Recht.
11. Jegliche Nebenabsprachen bedürfen der Schriftform und haben nur Gültigkeit, wenn diese von der SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG schriftlich bestätigt worden sind.
12. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht.

COBI ReHAB

Direktvertrieb durch

SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Lebbiner Weg 1 • 15859 Storkow (Mark) • Germany

Telefon: +49 (0)33678 - 40 77 00

Telefax: +49 (0)33678 - 40 77 29

E-Mail: info@s-h-p.eu

Web: www.s-h-p.eu

SOFTLINE Healthcare Products (SHP) ist eine
Marke der SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG




Service- und Bürozeiten
Mo-Fr: 07:30 bis 17:00 Uhr

USt-IdNr.: DE202767024

Version 2025/26

Dieser Katalog verliert seine Gültigkeit
mit Erscheinen des neuen Katalogs.



ePaper Version