

OCTANE

SUB4

TITAN,
UNTER 4 KG,
GARANTIERT!



*ohne Antriebsräder und Sitzkissen

OCTANE SUB 4

DER WELTWEIT ERSTE NACH MASS
GEFERTIGTE TITAN ROLLSTUHL MIT
UNTER 4 KG* GARANTIERT.

Fein verschweißtes Grade 9 Titan hat nicht nur einen ganz speziellen Look, sondern bietet auch im Alltag viele Vorteile. Neben einem geringen Gewicht bietet ein Titanrahmen ein ganz besonderes Fahrgefühl: Vibrationen und Unebenheiten werden absorbiert. Und auch bei der Langlebigkeit ist Titan unschlagbar, da es im Gegensatz zu Stahl oder Aluminium auch unter widrigsten Bedingungen nicht korrodiert.

Durch eine Vielzahl an Detail-Modifikationen konnten die RGK-Ingenieure das Transportgewicht der SUB 4 Modelle auf unter 4 kg* senken.

Garantiert und Zertifiziert.





Rahmenfarbe: poliert oder gebürstet



Sub4 Technologie –
garantiert unter 4 kg*

VORTEILE

- Nach Mass gefertigt aus hochwertigem Grade 9 Titan
- Unter 4 kg* garantiert und zertifiziert
- Hochwertige Optionen in der Grundausrüstung enthalten
- Atmungsaktive und einstellbare Airtech SUB4 Bespannung
- Rahmenfinish poliert oder gebürstet erhältlich
- Fest verschweißt für maximale Stabilität
- Max. Zuladung 110 kg



Integrierte Lenkradanbindung



Fest verschweißter Schwerpunkt

OCTANE SUB4 // Titan Rollstuhl

Max. Zuladung	110 kg	Gesamtlänge	880 mm
Rahmen	Offener Rahmen, fest verschweißt	Gesamthöhe	900 mm
Einzug	Nach Maß gefertigt	Max. Wendekreis	700 mm
Rahmenwinkel	Nach Maß gefertigt	Max. sichere Neigung	7° (für die Nutzung der Feststellbremsen)
Sitzbreite	250 - 440 mm	Lenkrad	4", 5" (optional)
Sitztiefe	250 - 440 mm	Antriebsrad	24" / 25"
Vordere Sitzhöhe	380 - 520 mm	Gewicht	ab 6,2 kg
Hintere Sitzhöhe	360 - 500 mm	Transportgewicht	ab 3,6 kg
Rückenhöhe	100 - 400 mm	Gewicht des schwersten Teils	2,1 kg
Rückenwinkel	Nach Maß gefertigt	Abnehmbare Teile	Antriebsräder (nur für Transport)
Schwerpunkt (COG)	25 - 125 mm	Rahmenfarben	Titan gebürstet oder poliert
Radsturz	1° / 2° / 3°	Verwendung als Sitz in Kraftfahrzeugen	Nicht als Sitz in Kraftfahrzeugen freigegeben
Gesamtbreite	Max. 680 mm (SB + 240 mm)	Transport ohne Nutzer	Den Rollstuhl sicher im Fahrzeug (z.B. Auto) befestigen
		Bestimmungsgemäße Verwendung und Umgebung	Für gehbehinderte Personen (Kinder und Erwachsene) Gebrauch im Innen- und Aussenbereich



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de



Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.de zur Verfügung.

