

Sicheres und dynamisches Stehtraining
auch für nicht stehfähige Patienten

balo 536



THERA-soft®
connectable + 

THERA-Trainer balo 536

Art.-Nr.

A001-494

● = Inklusive ○ = Optional

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Ausstattung
Basis-Einheit balo	A002-308	●
Vorderfußsicherung	A002-345	●
Fersensicherung	A002-346	●
Balance-Einheit balo	A002-926	●
Kniesicherung breit	A002-347	●
Beckensicherung	A002-350	●
Tischeinheit	A002-310	●
Trittplächenverlängerungs-Set, magnetisch	A004-273	○
Trittplächenerhöhung	A002-765	○
Kniesicherung	A002-671	○
Elektrisches Aufrichtsystem (230 V/115 V)	A002-358/A002-437	○
Mittelpolster für Beckensicherung	A003-726	○
Patientenhaltegurt für elektrisches Aufrichtsystem S	A002-352	○
Patientenhaltegurt für elektrisches Aufrichtsystem M	A002-353	○
Patientenhaltegurt für elektrisches Aufrichtsystem L	A002-354	○
Patientenhaltegurt für elektrisches Aufrichtsystem XL	A002-355	○
Armauflagekissen	A002-428	○
Oberkörpersicherung	A002-356	○
Mittelpolster für Oberkörpersicherung	A002-357	○
THERA-soft	A006-630	○
Media Station inkl. PC	A008-119	○
Feedbacksensor	A003-881	○
Feedbacksensor Befestigungsset balo	A003-977	○
Funk-Empfänger für PC bemo/tigo 2,7"/mobi/balo/coro	A004-020	○

Sicheres und dynamisches Stehtraining
auch für nicht stehfähige Patienten

balo 536

Produktspezifikation	
Produktbeschreibung	Der THERA-Trainer balo ermöglicht das Training der Steh- und Balancefähigkeit (Haltungskontrolle) in einer sicheren Umgebung und kräftigt dadurch die Muskeln.
Einsatzort	Geeignet für den Einsatz in geschlossenen Räumen in Einrichtungen, z. B. Kliniken, Pflegeheimen, Therapiepraxen oder beim Patienten vor Ort
Technische Spezifikation	- Abmessungen (LxBxH): 118 x 78 x 95 - 125 cm ggf. zuzüglich Media Station inkl. PC mit Stativ: 55 x 75 x 192 cm und Display: 109,9 x 63,3 x 5,5 cm - Gewicht: ca. 77 kg ggf. zuzüglich Media Station ca. 47 kg - Umgebungsbedingungen im Einsatz: Temperatur: 5 °C bis 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 93 % Rh Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa - Geräuschemission: LpA < 45 dB (A) - Technische Details elektrisches Aufrichtsystem: Netzanschluss: 230 V~, 50/60 Hz Sicherung: 2 x 2A träge Schutzklasse: II Schutzgrad: Typ BF Schutzart: IP2X - Betriebslebensdauer: 10 Jahre
Kompatibilität	THERA-soft
Patientenanforderungen	- Patientengewicht: max. 140 kg - Patientengröße Balance-Einheit: 150 - 200 cm
Lieferung und Inbetriebnahme	- Verpackung (LxBxH): 120 x 80 x 120 cm ggf. zuzüglich Media Station inkl. PC: 80 x 80 x 115 cm - Lieferung: Palette per Spedition - Transport- und Lagerbedingungen: Temperatur: -25 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 93 % Rh Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa - Inbetriebnahme: Durch autorisierte Fachkraft
Service und Wartung	- Service: Nur durch autorisierten Servicetechniker - Wartung: Balance-Einheit: Nach 5 Jahren ersetzen - Technische Überprüfung: Alle 24 Monate sicherheitstechnische Überprüfung (Herstellerempfehlung)
Registrierung	- Medizinprodukteklasse: I - CE-Kennzeichnung: CE